



FICHE TECHNIQUE

Set de sondage urinaire N° 4

Référence

40 08 37

FABRICANT

PANSEMENTS RAFFIN
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485 annexe V et VII de la directive 93/42CEE
MARQUAGE CE CLASSE I stérile
Numéro CE : 0197
ORGANISME NOTIFIÉ : TÜV RHEINLAND

DISTRIBUTEUR

PANSEMENTS RAFFIN

SPÉCIFICATIONS

Présentation:

Sachet souple 210x350
Champ enveloppant

Composition:

1 champ de soin 90x70
2 carrés d'essuyage 20x20
1 barquette 190x135x35
1 champ patient 70x90 troué et fendu
1 seringue BD 20ml luer excentré simple
1 ampoule d'eau PPI 20ml
1 cupule 60 ml
5 compresses de non tissé 7.5x7.5 30g
1 gel lubrifiant
1 compresse de non tissé 5x5 30g
1 carré d'essuyage 30x34cm

CARACTERISTIQUES

Fiche technique des composants
sur simple demande

COMPOSITION

Absence de latex

STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'éthylène

EMBALLAGE

Production en atmosphère contrôlée
Caractéristique sachet pelable:STP - PAP 60g - PEP/PE

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
Colis	GMFA	600x400x350	46
Palette			

08/09/2004