

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

**REF : HANDY22-SP KIT DE REMPLISSAGE POUR PERFUSEUR OU DIFFUSEUR
AVEC SERINGUE PRE-REMPLIE BD™ POSIFLUSH SP 10ml LPPR1196413**

Composition du kit :

1 x Seringue 10 ml pré-remplie

NaCl 0,9% BD™ Saline SP

Fabricant Becton Dickinson

REF : 306575

CE 0050



1 x Set de remplissage pour perfuseur ou diffuseur REF : SETHANDY022

Fabricant France Partenaires Médical

CE 0459

Composition du Set de remplissage

Quantité	Désignation	Caractéristiques
1	Champ enveloppant 45x60cm	1 face plastifiée/1face absorbante
1	Planche de 2 bandelettes	2 bandelettes adhésives longueur 14.8cm
1	Bouchon	Bouchon emballé Luer lock Mâle
5	Compresses 7.5x7.5 cm	Non tissé 4 plis
2	Gants Taille 7-8	Nitrile . manchettes des gants retournées
1	Champ plié 45x75cm	1 face plastifiée/1face absorbante
1	Essuie mains	Ouate de cellulose qualité gaufrée très absorbante
1	Masque de protection	Non tissé Polypropylène 3 plis+ élastiques+ barrette nasale de maintien

Présentation :

1 sachet transparent avec étiquette d'identification du kit comprenant une étiquette détachable pour le dossier Patient.

Stérilisation et péremption :

Mode de stérilisation : Se référer à l'emballage individuel de chaque composant du kit.

Sur-emballage du Kit non stérile.

Péremption : consulter l'étiquette individuelle du Kit.

Précaution d'emploi :

Consulter la notice d'utilisation de la seringue BD™ Saline disponible dans chaque carton de conditionnement.

Kit à usage unique: ne pas réutiliser. La réutilisation peut entraîner des risques infectieux.

Ne pas utiliser les composants du Kit si l'emballage individuel est endommagé (perte de l'assurance de la stérilité)

Conservation:

Température de stockage : 15 à 25° à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Carton : 50 unités

Palette : 1400 unités

Palette dimensions 80x120cm / Hauteur 230cm