

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

REF : HANDY30

KIT DE POSE SUR C.C.I. ou C.V.C. avec

SERINGUE PRE-REMPLEIE BD POSIFLUSH™ XS LPPR1185668

Composition du kit :

1 x Seringue 10 ml pré-remplie Stérile

Na Cl 0,9% BD™ Saline XS

REF : 306572

Fabricant Becton Dickinson

CE 0050



1 x Set de pose sur voie veineuse périphérique REF : SETHANDY030

Fabricant France Partenaires Médical

CE 0459

1 x Sac à déchet contenance 15 litres normalisé

Composition du Set

Quantité	Désignation	Caractéristiques
1	Champ enveloppant 45x60cm	1 face plastifiée/1face absorbante
1	Pansement 12x14cm	Avec fenêtre transparente non adhésive
1	Planche de 2 bandelettes	2 bandelettes adhésives longueur 14.8 cm
1	Bouchon	Bouchon emballé Luer lock Mâle
1	Seringue	20 ML LLM Plastipack™ BD
1	Aiguille	Hypodermique 18G BD
3x5	Compresses 7.5x7.5 cm	Non tissé 4 plis
2	Gants Taille 7-8	Nitrile . manchettes des gants retournées
1	Champ patient 45x45cm	Fenêtre 8cm prédécoupée et adhésive /1 face plastifiée/1face absorbante
1	Essuie mains	Ouate de cellulose qualité gaufrée très absorbante
1	Charlotte	Non tissé Polypropylène + élastique
1	Masque de protection	Non tissé Polypropylène 3 plis+ élastiques+ barrette nasale de maintien

Présentation :

1 sachet transparent avec étiquette d'identification du kit comprenant une étiquette détachable pour le dossier Patient.

Stérilisation et péremption :

Mode de stérilisation : Se référer à l'emballage individuel de chaque composant du kit.

Sur-emballage du Kit non stérile.

Péremption : consulter l'étiquette individuelle du Kit.

Précaution d'emploi :

Consulter la notice d'utilisation de la seringue BD POSIFLUSH™ XS disponible dans chaque carton de conditionnement.

Kit à usage unique: ne pas réutiliser. La réutilisation peut entraîner des risques infectieux.

Ne pas utiliser les composants du Kit si l'emballage individuel est endommagé (perte de l'assurance de la stérilité)

Conservation: Température de stockage : 15 à 25° à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Carton : 50 unités

Palette : 1200 unités (Palette dimensions 80x120cm / Hauteur 230cm)