

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

**REF : HANDY32 KIT DE POSE SUR C.C.I. ou C.V.C.  
AVEC SERINGUE PRE-REMPLIE BD™ SALINE XS LPPR1185668**

**Composition du kit :**

**1 x Seringue 10 ml pré-remplie Stérile**

NaCl 0,9% BD™ Saline XS REF : 306572

Fabricant Becton Dickinson 



**1 x Set de pose sur C.C.I. ou C.V.C** REF : SETHANDY032

Fabricant France Partenaires Médical 

**Composition du Set**

Quantité	Désignation	Caractéristiques
1	Champ enveloppant 45x60cm	1 face plastifiée/1face absorbante
1	Pansement 12x14cm	Avec fenêtre transparente non adhésive
3x5	Compresses 7.5x7.5 cm	Non tissé 4 plis
2	Gants Taille 7-8	Nitrile . manchettes des gants retournées
1	Champ patient 45x45cm	1 fenêtre adhésive 8cm 1 face plastifiée/1face absorbante
1	Essuie mains	Ouate de cellulose qualité gaufrée très absorbante
1	Charlotte	Non tissé Polypropylène + élastique
1	Masque de protection	Non tissé Polypropylène 3 plis+ élastiques+ barrette nasale de maintien

**Présentation :**

1 sachet transparent avec étiquette d'identification du kit comprenant une étiquette détachable pour le dossier Patient.

**Stérilisation et péremption :**

Mode de stérilisation : Se référer à l'emballage individuel de chaque composant du kit.

Sur-emballage du Kit non stérile.

Péremption : consulter l'étiquette individuelle du Kit.

**Précaution d'emploi :**

Consulter la notice d'utilisation de la seringue BD™ Saline disponible dans chaque carton de conditionnement.

Kit à usage unique: ne pas réutiliser. La réutilisation peut entraîner des risques infectieux.

Ne pas utiliser les composants du Kit si l'emballage individuel est endommagé (perte de l'assurance de la stérilité)

**Conservation:**

Température de stockage : 15 à 25° à l'abri de l'humidité et de la lumière.

**Carton :** 50 unités

**Palette :** 1400 unités

Palette dimensions 80x120cm / Hauteur 230cm