

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

**REF : HANDY40 KIT DE POSE sur VOIE VEINEUSE PERIPHERIQUE
avec Cathéter BD Insyte™ 20G + SERINGUE PRE-REMPLEIE BD™ SALINE XS
LPPR1182078**

Composition du kit :

1 x Seringue 10 ml pré-remplie Stérile

Na Cl 0,9% BD™ Saline XS REF : 306572

Fabricant Becton Dickinson 



1 x Set de pose sur voie veineuse périphérique REF : SETHANDY040

Fabricant France Partenaires Médical 

1 x Sac à déchet contenance 15 litres normalisé

Composition du Set		
Quantité	Désignation	Caractéristiques
1	Champ enveloppant 45x60cm	1 face plastifiée/1face absorbante
1	Pansement 12x14cm	Avec fenêtre transparente non adhésive
1	Planche de 2 bandelettes	2 bandelettes adhésives longueur 10 cm
1	Bouchon	Bouchon emballé Luer lock Mâle
1	Cathéter	Cathéter Insyte™ sans ailettes 32mm 20G
1	Micro-perfuseur	22G avec ailettes de fixation
1	Robinet 3 voies	Robinet 3 voies avec Prolongateur diamètre 2.5x4.1mm longueur 25cm
2x5	Compresse 7.5x7.5 cm	Non tissé 4 plis
2	Gants Taille 7-8	Nitrile . manchettes des gants retournées
1	Champ plié 40x60cm	1 face plastifiée/1face absorbante
En dehors du champ enveloppant :		
1	Essuie mains	Ouate de cellulose qualité gaufrée très absorbante
1	Charlotte	Non tissé Polypropylène + élastique
1	Masque de protection	Non tissé Polypropylène 3 plis+ élastiques+ barrette nasale de maintien

Présentation :

1 sachet transparent avec étiquette d'identification du kit comprenant une étiquette détachable pour le dossier Patient.

Stérilisation et péremption :

Mode de stérilisation : Se référer à l'emballage individuel de chaque composant du kit.

Sur-emballage du Kit non stérile.

Péremption : consulter l'étiquette individuelle du Kit.

Précaution d'emploi :

Consulter la notice d'utilisation de la seringue BD™ Saline disponible dans chaque carton de conditionnement.

Kit à usage unique: ne pas réutiliser. La réutilisation peut entraîner des risques infectieux.

Ne pas utiliser les composants du Kit si l'emballage individuel est endommagé (perte de l'assurance de la stérilité)

Conservation: Température de stockage : 15 à 25° à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Carton : 50 unités **Palette :** 1200 unités (Palette dimensions 80x120cm / Hauteur 230cm)