

## Fiche technique

### **Kit de pose de dispositif pour Cathéter Central à Insertion Périphérique (Picc) avec seringue pré-remplie BD PosiFlush™ XS**

#### **Référence : KIT042**

Kit de pose de dispositif pour PICC avec seringue BD PosiFlush™ XS pré-remplie de NaCl 0,9% 10mL stérile intérieurement et extérieurement.

#### **Composition du kit :**

##### **1 Set de pose pour PICC (emballage individuel stérile EO) composé de :**

1 Champ enveloppant 40 x 60 cm :

Dans le premier pli :

1 Essuie-mains

1 Charlotte.

2 Masques de soin 3 plis

1 Paire de gants nitrile T 7/8.

1 Plaquette de 2 bandes adhésives 10 cm x 12 mm

A l'intérieur :

1 Paire de gants nitrile T 7/8.

1 Champ patient 40 x 60 cm

10 Compresses non-tissés 7,5 x 7,5 cm.

1 Pansement avec fenêtre non adhésive 12 x 14 cm

1 Bouchon LL mâle



France Partenaires Médical F69930

€ 0459

##### **1 Seringue BD PosiFlush™ 10ml XS (emballage individuel stérile Vapeur)**



Becton, Dickinson and Company USA

€ 0050

##### **1 Pansement StatLock®**



Bard Inc. Covington USA

€ 0086

#### **Conditionnement :**

KIT042 carton de 25

LPPR : 1185668.



Consulter les notices disponibles dans les cartons avant utilisation.

**Assemblé par :** France Partenaires Médical F69930 Saint Laurent de Chamousset

**Distribué par :** L.D.T.A.S APOTECNIA - KELIS MEDICAL [www.apotecnia.com](http://www.apotecnia.com)

51-55 Avenue des Templiers - ZAC de Napollon - 13400 Aubagne [www.kelis-medical.com](http://www.kelis-medical.com)

Fax : 04 42 03 55 02 - e-mail : [serviceclient@apotecnia.com](mailto:serviceclient@apotecnia.com) / [serviceclient@kelis-medical.com](mailto:serviceclient@kelis-medical.com)