

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

REF : KIT065 KIT DE POSE C.V.P avec Seringue Posiflush™ SP 5ml



Composition du kit de pose C.V.P		
Quantité	Désignation	Fabricant
1	Seringue BD Posiflush™ SP 5ml 0.9% Sodium Chloride (0.9% NaCl) Pour rinçage uniquement Présentation : Stérile Vapeur (intérieur uniquement)	Becton Dickinson CE 0050
2	Sachet de 5compresses NT 7.5x7.5cm 4 plis Présentation stérile EO	Raffin CE 0197
1	Robinet 3 voies + prolongateur LLM à bague mobile Lg :25cm Diamètre : 2.5x4.1mm (sans DEHP et sans Latex) Présentation stérile EO	Sendal CE 0123

Présentation :

1 sachet transparent avec étiquette d'identification du kit.

Stérilisation et péremption :

Mode de stérilisation : Se référer à l'emballage individuel de chaque composant du kit.

Sur-emballage du Kit non stérile.

Péremption : consulter l'étiquette individuelle du Kit.

Précaution d'emploi :

Consulter la notice d'utilisation de la seringue BD™ Saline SP disponible dans chaque carton de conditionnement.

Kit à usage unique: ne pas réutiliser. La réutilisation peut entraîner des risques infectieux. Ne pas re-stériliser.

Ne pas utiliser les composants du Kit si l'emballage individuel stérile est endommagé (Perte de l'assurance de la stérilité)

Conservation:

Température de stockage : 15 à 25° à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Carton :

125 unités

Kit assemblé par France partenaires Médical.