

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

REF : KIT066 Kit de Débranchement avec Seringue Posiflush™ SP 10ml



Composition du kit de Débranchement		
Quantité	Désignation	Fabricant
1	Seringue BD PosiFlush™ SP 10ml 0.9% Sodium Chloride (0.9% NaCl) Pour rinçage uniquement Présentation : Stérile Vapeur (intérieur uniquement)	Becton Dickinson CE 0050 Classification directive 93/42/CEE : Classe III
2	Masques de soins avec élastique et barrette nasale de maintien Présentation Non stérile	France Partenaires Médical CE 0459 Classification directive 93/42/CEE : Classe I non stérile
1	Sachet de 5compresse NT 7.5x7.5cm 4 plis Présentation stérile EO	Raffin CE 0197 Classification directive 93/42/CEE : Classe I stérile
1	Pansement 5x7cm Cicaplaie Présentation : stérile EO	Smith & Nephew CE 0086 Classification directive 93/42/CEE : Classe I stérile

Présentation :

1 sachet dimensions 10x28cm transparent avec étiquette d'identification du kit.

Stérilisation et péremption :

Mode de stérilisation : Se référer à l'emballage individuel de chaque composant du kit.

Sur-emballage du Kit non stérile.

Péremption : consulter l'étiquette individuelle du Kit.

Précaution d'emploi :

Consulter la notice d'utilisation de la seringue BD™ Saline SP disponible dans chaque carton de conditionnement.

Kit à usage unique: ne pas réutiliser. La réutilisation peut entraîner des risques infectieux. Ne pas re-stériliser.

Ne pas utiliser les composants du Kit si l'emballage individuel stérile est endommagé (Perte de l'assurance de la stérilité)

Conservation:

Température de stockage : 15 à 25° à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Carton :

100 unités

Kit assemblé par France partenaires Médical.