

POCHE URINAIRE DE JAMBE AVEC FIXATION

SANS LATEX

✓ Description

- ⇒ Poche urinaire de jambe vidangeable 600 ml (LB600) ou 800 ml (LB800) en PVC épais
- ⇒ Stérile
- ⇒ Tubulure 90 cm
- ⇒ Graduations bleues
- ⇒ Flocage gris hypoallergénique sur la face en contact avec la jambe
- ⇒ Robinet de vidange « type poussoir » en polypropylène
- ⇒ Valve anti-retour en PVC
- ⇒ Connecteur avec site de prélèvement pour ECBU, avec et sans aiguille, fourni avec capuchon en PVC
- ⇒ Deux attaches de jambe élastiques réglables en polyester
- ⇒ Dimensions de la poche :

Désignation	Hauteur	Largeur
LB600	28 cm	14 cm
LB800	25 cm	18 cm

✓ Référence

- ⇒ Réf. LB600 (600 ml)
- ⇒ Réf. LB800 (800 ml)

✓ Conditionnement

- ⇒ 50 poches par carton (10 boîtes de 5 poches)
- ⇒ Poche sous simple emballage

✓ Date de péremption

- ⇒ Durée de validité 3 ans

✓ Stérilisation

- ⇒ Oxyde d'éthylène

✓ Normes

- ⇒ Produit fabriqué à Taiwan par la Société Pacific Hospital Supply Co. Ltd
- ⇒ Unité de production certifiée ISO 13485
- ⇒ Marquage CE (classe I stérile) - organisme notifié 0434

✓ Mise en garde

- ⇒ Cette poche en PVC contient des phtalates.