

FICHE TECHNIQUE

Poche à urine 4L

REFERENCES

Poche à urine stérile

20620	Grande capacité 4 L - Tubulure 120 cm - robinet en croix - Site de prélèvement sans aiguille - Filtres à air - Double crochet - Clamp plat
20621	Grande capacité 4 L - Poire de décaillotage - Tubulure 120 cm - robinet en croix - Site de prélèvement sans aiguille - Filtres à air - Double crochet - Clamp plat



DESCRIPTIF

Poche à urine grande capacité à système clos.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Stérile (stérilisation à ETO).
- Sans latex.
- Usage unique.
- Poire de décaillotage permet un nettoyage et une irrigation.
- Site de prélèvement sans aiguille évite les risques de piqûres et de contamination.
- Un double crochet et un cordon permettent à la poche de s'adapter à tous type de lits.
- Tubulure en étoile anti plicature.
- Poche graduée.
- Chambre anti reflux réduit le risque d'infection rétrograde et empêche le reflux des fluides.
- Filtre à air hydrophobe et piège à bactéries.

COMPOSITION DES MATERIAUX

PVC

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par :** Curas (Malaisie)
 - **Durée de validité :** 5 ans
 - **Conservation :** Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humide (15-25°C)
 - **Code ACL :** Néant
 - **Code LPPR :** Néant
 - **Code cladimed :** G50BA01
 - **Normes CE 0123**
 - **Classe :** I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*

CONTIENNEMENT

REF 20620

- Sachet unitaire
- Carton de 30 unités

REF 20621

- Sachet unitaire
- Carton de 20 unités