

Poche de jambe stérile CURITY
Système de recueil urinaire en ambulatoire



Description	Présentation
<p>Indication : Drainage vésical en ambulatoire</p> <p>Poche Contenance 500 ml Forme rectangulaire, coins arrondis PVC épais à fond opaque gris Dos en suédine anallergisante au contact de la jambe</p> <p>Embout cranté de connexion à la sonde ou à l'étui pénien, protégé par capuchon</p> <p>Tubulure de connexion : 30 cm de longueur</p> <p>Fixation à la jambe 4 œillets pour la fixation des attaches velcro</p> <p>Valve anti-reflux</p> <p>Site de vidange Robinet</p>	<p>Conditionnement Emballage unitaire Sachet pelable Stérilité intérieure et extérieure Carton de 50 sachets</p> <p>Mode de stérisation Stérilisation par Oxyde d'éthylène Péréemption : 5 ans</p> <p>Fabrication : COVIDIEN Allemagne ISO 9001 : 1994 ISO 13485 : 1996 EN 46001 : 1996</p> <p>Organisme certificateur : TUV Product Service</p> <p>Marquage CE Classe I stérile Organisme notifié : TUV Product Service 0123</p> <p>Référence de commande : 31365</p>