

## Poche à Urine Non Stérile - PHARMAPLAST

p. 1

### Références commerciales

**35 906 0 -20**

### Indication

Sondage urinaire d'une durée inférieure à 48 heures

### Caractéristiques

- Contenance : 2 L
- Oeillets de suspension
- Repère de déchirement de vidange
- Tubulure de 90 cm

### Matériaux constitutifs

- Bouchon protecteur : Polyéthylène
- Connecteur : PVC (Polychlorure de vinyle)
- Tube d'admission : PVC satiné
- Film plastique inférieur : PVC
- Film plastique supérieur : PVC, graduations bleues

**NE CONTIENT PAS DE LATEX.**

### Recommandations d'utilisation

Nous déconseillons les prélèvements urinaires dans le tube d'admission. Des sites de prélèvements auto-obturants existent à cet effet sur d'autres modèles de poches.

## Poche à Urine Non Stérile - PHARMAPLAST

p. 2

### Conditionnement

Carton de 250 unités

### Normes

Classe : I

Lieu de fabrication et de stérilisation : Danemark

Certification CE ; Organisme notifié et No. Certificat :

- CE 0459 ; LNE/G-MED ; 2015/B2P3/1 ; Limite de validité : 20.10.2013

Certification ISO ; Organisme notifié et No. Certificat :

- ISO 13485:2003 ; LNE/G-MED ; 2015/13485/1 ; Limite de validité : 13.08.2014