

## Poche à Urine Non Stérile - PHARMAPLAST

p. 1

### Références commerciales

**36 906 0 -20**

### Indication

Sondage urinaire d'une durée inférieure à 48 heures

### Caractéristiques

- Contenance : 2 L
- Valve anti-retour
- Oeillets de suspension
- Repère de déchirement de vidange
- Tubulure de 90 cm

### Matériaux constitutifs

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| • Bouchon protecteur :       | Polyéthylène                 |
| • Connecteur :               | PVC (Polychlorure de vinyle) |
| • Tube d'admission :         | PVC satiné                   |
| • Valve anti-retour :        | PVC                          |
| • Film plastique inférieur : | PVC                          |
| • Film plastique supérieur : | PVC, graduations bleues      |

**NE CONTIENT PAS DE LATEX.**

### Recommandations d'utilisation

Nous déconseillons les prélèvements urinaires dans le tube d'admission. Des sites de prélèvements auto-obturants existent à cet effet sur d'autres modèles de poches. Nous déconseillons l'utilisation de cette poche sur une durée supérieure à 48 heures.

## Poche à Urine Non Stérile - PHARMAPLAST

p. 2

### Conditionnement

Carton de 250 unités

### Normes

Classe : I

Lieu de fabrication et de stérilisation : Danemark

Certification CE ; Organisme notifié et No. Certificat :

- CE 0459 ; LNE/G-MED ; 2015/B2P3/1 ; Limite de validité : 13.10.2013

Certification ISO ; Organisme notifié et No. Certificat :

- ISO 13485:2003 ; LNE/G-MED ; 2015/13485/1 ; Limite de validité : 13.08.2014