

FICHE TECHNIQUE :

Poche à Urine Non Stérile P3 - PHARMAPLAST

Référence commerciale : 37 956 0 -20

Indication

Sondage urinaire d'une durée inférieure à 48 heures

Description

- Contenance : 2 L
- Valve anti-retour
- Oeillets de suspension
- Robinet de vidange push-pull
- Tubulure de 90 cm

Matériaux constitutifs

- Bouchon protecteur : Polyéthylène
- Connecteur : PVC (Polychlorure de vinyle)
- Tube d'admission : PVC
- Valve anti-retour : PVC
- Film plastique inférieur : PVC
- Film plastique supérieur : PVC, graduations bleues
- Robinet de vidange : Polyéthylène, PVC
- **NE CONTIENT PAS DE LATEX.**

Recommandations d'utilisation

Nous déconseillons les prélèvements urinaires dans le tube d'admission. Des sites de prélèvements auto-obturants existent à cet effet sur d'autres modèles de poches.

Conditionnement

Carton de 200 unités

Normes

Classe : I

Lieu de fabrication et de stérilisation : Danemark

Certification CE ; Organisme notifié et No. Certificat :

❖ CE 0459 ; LNE/G-MED ; 2015/B2P3/1 ; Limite de validité : 20.10.2013

Certification ISO ; Organisme notifié et No. Certificat :

❖ ISO 13485:2003 ; LNE/G-MED ; 2015/13485/1 ; Limite de validité : 13.08.2014