

FICHE TECHNIQUE :

## Poche à Urine Stérile P4 (système clos) - PHARMAPLAST

Référence commerciale : **38 715 1S-20**

### Indication

Sondage urinaire à demeure

### Caractéristiques

- Contenance : 2 L
- Valve anti-retour
- Oeillets de suspension renforcés
- Robinet de vidange en croix
- Tubulure de 100 cm
- Site de prélèvement auto-obturant

### Matériaux constitutifs

- Robinet à valve en croix : Polypropylène, Polyéthylène
- Tube d'écoulement : PVC (Polychlorure de vinyle)
- Film supérieur : PVC avec graduations bleues
- Film inférieur : PVC
- Valve anti-retour : PVC
- Tube supérieur : PVC
- Tube d'admission : PVC
- Connecteur avec site de prélèvement : PVC, Polypropylène, Dryflex DF
- Bouchon protecteur : Polyéthylène
- **NE CONTIENT PAS DE LATEX.**

### Conditionnement

- Emballage unitaire pelable unitaire
- Carton de 65 unités

### Stérilisation

- Oxyde d'éthylène
- Validité : 5 ans

### Normes

Classe : I stérile

Lieu de fabrication et de stérilisation : Danemark

Certification CE ; Organisme notifié et No. Certificat :

❖ CE 0459 ; LNE/G-MED ; 2015/B2P3/1 ; Limite de validité : 20.10.2013

Certification ISO ; Organisme notifié et No. Certificat :

❖ ISO 13485:2003 ; LNE/G-MED ; 2015/13485/1 ; Limite de validité : 13.08.2014