

FICHE TECHNIQUE :

Poche à Urine Stérile PP2000N (système clos) - PHARMAPLAST

Référence commerciale : 41 741 1S-20

Indication

Sondage urinaire à demeure

Caractéristiques

- Contenance : 2 L
- Valve anti-retour
- Chambre de gouttage
- Deux filtres à air (sur poche et chambre de gouttage)
- Site de prélèvement affleurant facile à décontaminer
- Ponction avec aiguille
- Crochet de suspension
- Robinet de vidange Free-Flow repliable
- Tubulure de 125 cm avec clamp

Matériaux constitutifs

- Film supérieur : PVC (Polychlorure de vinyle), graduations bleues
- Robinet de vidange Free-Flow Polypropylène, Polyéthylène
- Tubulure d'écoulement et d'admission : PVC
- Film inférieur : PVC
- Clamp, crochet de suspension : Polypropylène
- Connecteur avec site de prélèvement : PVC, Polypropylène, Dryflex DF
- Chambre de gouttage PVC
- Filtre chambre de gouttage : GORE-TEX™ hydrophobe
- Bouchon protecteur : Polyéthylène
- Filtre frontal : Copolymère acrylique sur support non tissé
- Valve anti-retour : PVC
- **NE CONTIENT PAS DE LATEX.**

Recommandations d'utilisation

Les parois de la chambre de gouttage doivent rester sèches afin de préserver son efficacité. Pour cela, la poche PP 2000N doit demeurer en position VERTICALE.

Conditionnement

- Emballage pelable unitaire stérile
- Carton de 20 unités

Stérilisation

- Oxyde d'éthylène
- Validité : 5 ans

Normes

Classe : I stérile

Lieu de fabrication et de stérilisation : Danemark

Certification CE ; Organisme notifié et No. Certificat :

❖ CE 0459 ; LNE/G-MED ; 2015/B2P3/1

Certification ISO ; Organisme notifié et No. Certificat :

❖ ISO 13485:2003 ; LNE/G-MED ; 2015/13485/1