

**CURITY code 6208**

**Poche de drainage urinaire 2 litres en système clos avec vidange rotative**



Description	Présentation
<p><b>Indication</b> : Drainage vésical de longue durée en système clos</p> <p><b>Poche</b>            Contenance 2 litres            Forme arrondie            PVC épais à fond opaque blanc            Filtre à air anti-bactérien hydrophobe            Graduation par 25ml jusqu'à 100ml, par 50ml jusqu'à 500ml puis par 100 ml jusqu'à 2000 ml</p> <p><b>Connecteur de sonde cranté</b>            Protégé par capuchon</p> <p><b>Site ECBU</b>            En élastomère de synthèse, décontaminable en surface, et ensemble protégé</p> <p><b>Tubulure de drainage</b>  <b>120cm</b>, diamètre intérieur 8mm            PVC souple transparent            Munie d'une pince à drap</p> <p><b>Support</b>            Crochet, poignée de maintien et lacette</p> <p><b>Chambre de gouttage ventilée</b>            Présence d'un filtre sur la chambre            Plan incliné anti-éclaboussures            Constitue une barrière sèche anti-microbienne</p> <p><b>Valve anti-reflux</b>            Clapet 100% silicone</p> <p><b>Vidange SplashGuard:</b>            Tuyau de caoutchouc dans système de clamage rotatif, manipulation d'une seule main            Tout contact accidentel avec l'urine est évité</p> <p><b>Sans latex</b></p>	<p><b>Conditionnement</b>            Emballage unitaire, double emballage            Sachet pelable            Champ enveloppant intérieur            Stérilité intérieure et extérieure  <b>Carton de 20 sachets</b></p> <p><b>Mode de stérisation</b>            Stérilisation par Oxyde d'éthylène            Péréemption : 5 ans</p> <p><b>Fabrication :</b>            COVIDIEN Group LP (USA)            ISO 9001 : 1994            ISO 13485 : 1996            EN 46001 : 1996            Organisme certificateur : TUV Product Service</p> <p>Marquage CE            Classe IIa            Organisme notifié : TUV Product Service 0123</p> <p><b>Référence de commande :</b>  <b>6208</b></p>