

FICHE TECHNIQUE ENSEMBLE POUR LAVEMENT A USAGE UNIQUE ARGYLE™
--

INDICATION :

Lavements rectaux, contrastes radiologiques

COMPOSITION :**Poche :**

Polychlorure de vinyle à usage médical

Souple et translucide/Equipée d'un « gousset » de rangement pour la sonde

Capacité 1500ml

Graduée 500ml/1000ml/1500ml

Orifice de remplissage fermé par un zip

Anse de fixation pour une suspension ferme et sûre

Tubulure :

Polychlorure de vinyle à usage médical

Souple et translucide

Longueur : 145 cm

Sonde rectale :

Intégrée à la tubulure

Prélubrifiée sur 10cm

Embout distal ouvert non traumatique avec perforation latérale

Repères d'introduction à 16 cm de l'extrémité de la sonde.

Diamètre extérieur : CH 20 (6,6 mm)

Clamp en plastique manipulable d'une main

Champ :

Champ imperméable 41cm x 47cm

PRESENTATION :

Sachet pelable unitaire - Non stérile

MARQUAGE CE :

Classe I non stérile

CONFORMITE :

Directive 93/42/CE.

Certifié ISO 13485 : 2003

Certifié ISO 9001 : 1994

Organisme certificateur : NSAI

FABRICATION:

COVIDIEN Ireland Ltd (Tullamore)

REFERENCE DE COMMANDE :**REFERENCE :**

8888342303

Désignation :

ENEMA SET « Ensemble à lavement poche + Tubulure 145cm + canule CH20+ champ »

Conditionnements :

Carton de 50 unités