

FICHE TECHNIQUE

Collecteur d'urine stérile avec valve et robinet en croix & accessoires

CARACTERISTIQUES GENERALES

Poches à urine stériles système clos courte durée (7 jours)		Carton
0010110L790D	SM5 - Poche 2 L - Valve - Robinet de vidange « à levier » - Site prélèvement sans aiguille - Sans latex	100 u
001011106790D	SM4 - Valve - Robinet en croix - Site prélèvement sans aiguille - 2L - Sans latex	100 u
001011067908	SM4 Crochet - Poche 2 L - Robinet en croix - Site prélèvement avec aiguille - Crochet - Sans latex	50 u
0010111067901	SM4L - Valve - Robinet en croix - Site prélèvement avec aiguille - 2L - Sans latex	100 u
001011087900	Valve - Robinet vidange en T free flow - 2L - Sans site prélèvement	100 u
001041057900	Valve - Robinet vidange en T - 2L - Sans site prélèvement	100 u
Poches à urine stériles système clos longue durée (21 jours)		Carton
004011E17903	SM7 - Valve - Robinet en croix - Site prélèvement sans aiguille - Filtre à air - Crochet & clamp - Chambre piège à bactéries - 2L - Sans latex	20 u
Poches à urine stériles grande capacité		Carton
004011G1A903	SM4000C - Poche 4 L - Valve - Robinet croix - Site prélèvement sans aiguille - Filtre à air - Chambre piège à bactéries - Crochet & clamp plat - Sans latex	20 u
004011C2B903	SM5000C - Poche 5L - Valve - Robinet en croix - Site prélèvement sans aiguille - Filtre à air - Crochet & clamp plat - Chambre piège à bactéries - Sans latex	20 u

Indications :

Systèmes clos stériles interne et externe. Tubulure 90 cm

La chambre de gouttage de la poche SM7 est munie d'un filtre à air, d'un piège à bactéries et d'une technologie spécifique permettant d'éviter le retour des urines, donc des infections rétrogrades par remontée de l'urine par capillarité.

Le robinet en croix permet de vider la poche sans risque de blocage. Il évite, également, tout contact avec l'urine.

Son système de fixation présente des crochets plastiques pour assurer le montage rapide et facile de la poche sur les lits et fauteuils roulants.

Les SM4 et SM7 avec leurs sites de prélèvement sans aiguilles, permettent de ponctionner les urines avec une seringue embout luer sans risques de piqûres accidentelles et avec un gain de temps notable. La SM7 est, par sa conception technique, préconisée pour une durée de pose d'environ **21 jours**, tandis que les SM4 et SM4L sont préconisées pour une durée de pose d'environ **7 jours**.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition :

Poches en PVC - Tubulure en PVC 90 cm

Œillets de suspension

Les **valves anti-reflux** réduisent le risque d'infection rétrograde et empêchent le reflux des fluides.

Le robinet de vidange push-pull permet une **vidange sûre, rapide et aseptique** de la poche.

Fabriqué par : Securmed (Italie)

Normes CE 0123

Sans LATEX

Présence de phtalates à faible dose.

ACCESSOIRES

Crochet non stérile en plastique bleu avec poignée. Référence : **514 SUP 05**