

FICHE TECHNIQUE

Poches de recueil d'urine pour jambes

CARACTERISTIQUES GENERALES

Poches à urine non stérile pour jambes

001016134500	Valve anti-retour - Robinet de vidange - Tubulure 50 cm - Poche 500 ml - 2 lanières en lycra avec velco - Sans latex
0010161L4508	Valve anti-retour - Robinet de vidange à levier - Site de prélèvement sans aiguille - Tubulure 50 cm - Poche 500 ml - 2 lanières en lycra avec velco - Sans latex

DESCRIPTIF

Poche de recueil d'urine se fixant sur la jambe.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Sans LATEX.
- Usage unique.
- Poche souple de 500 ml (graduée tous les 50 ml).
- Couleur poche : transparente
- 2 lanières d'attache renforcés en lycra avec velcro.
- Robinet de vidange permet une vidange rapide et facile de l'urine empêchant toute obstruction.
- Double soudure tout autour de la poche.
- Valve anti-retour étroite, évitant tout refoulement de l'urine et gaz.

COMPOSITION

Poches : PVC

Tubulure : PVC atoxique transparent de haute qualité évitant l'effet mémoire de la tubulure lors de pliages.

Raccord : ABS

QUALITE

Fabriqué par : Securmed (Italie)

Normes CE 0123

Classe I

LPP : 1118270 et 1163069

CONTIENNEMENT

- Boite de 10 unités
- Carton de 80 unités

