

FICHE TECHNIQUE

Poche 2 litres Epurine® LPPR non stérile

REFERENCES ET CONDITIONNEMENT

13148520 : Boite de 10 poches

13148522 : Carton de 120 poches (4 Boites de 30)

13148523 : Carton de 200 poches (20 sachets de 10)



INDICATION

Recueil des urines chez les personnes équipées d'un étui pénien ou d'une sonde urinaire.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Poche de 2 litres graduée de 50ml à 2000ml (Précisions: +/-10ml) en PVC souple insonore.

Tubulure en PVC longueur 90cm avec raccord cranté solidaire + capuchon.

Oeillets de suspension.

Valve anti retour et robinet de vidange Push-Pull.

Dispositif sans latex.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dispositif à usage unique/ Ne pas réutiliser.

Avant toute utilisation le robinet de vidange doit être fermé.

Désinfecter le raccord avant tout branchement.

Vérifier l'étanchéité des connexions et de la poche après branchement.

La poche doit toujours se placer en contrebas du lit ou du fauteuil en position « droite ».

Il est recommandé de vider la poche lorsque celle-ci est à moitié pleine.

Il est recommandé de changer la poche toutes les 24 heures.

NORMES / MARQUAGE

 SECURMED ITALIE  0123

- **Durée de péremption** : 5 ans
- **Mode de Stérilisation** : non stérile
- **Classe du dispositif** : I non stérile (Directive 93/42/CEE)
- **Code LPPR**: 1118270 (1 vignette LPPR pour 10 poches)

CODIFICATION ACL

13148520 : ACL 3401071034241

13148522 : ACL 3401071034180

13148523 : ACL 3401073766713

