

Collecteur d'urine non stérile

REFERENCES

Poches à urine non stériles

001019017903	Poche standard - 2L
001019027903	Poche avec valve anti-reflux
001019037903	Poche avec valve anti-reflux - Robinet Push-pull

DESCRIPTIF

Poches à urine prévues pour assurer un **drainage urinaire de moins de 48h**.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Poches non stériles
- Tubulure 90 cm
- Oeillets de suspension renforcés afin d'éviter les risques de déchirure.
- Valve anti-reflux et robinet selon les références
- Les **valves anti-reflux** réduisent le risque d'infection rétrograde et empêchent le reflux des fluides.
- Le **robinet de vidange push-pull** permet une **vidange sûre, rapide et aseptique** de la poche.
- La poche « 001019037903 » peut être équipée d'un robinet de vidange en croix (selon la quantité commandée → nous consulter).
- **Sans latex**
- **Usage unique**

COMPOSITION DES MATERIAUX

- Poches : PVC
- Tubulure : PVC

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Securmed (Italie)
 - **Durée de validité** : 5 ans
 - **Conservation** : Entre 5°C et 35 °C.
 - **Code ACL** : Néant
 - **Code LPPR** : Néant
 - **Code cladimed** :
 - Ref 001019017903 : **G50BB02**
 - Ref 001019027903 : **G50BB01**
 - Ref 001019037903 : **G50BA01**
 - **Normes CE** : 0123
 - **Classe** : I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux.*

CONDITIONNEMENT

Boîte de 200 unités

