

## FICHE TECHNIQUE

# Sondes vésicales de type Foley 100% Silicone

### REFERENCES

20006	CH 12 - Couleur : blanc	20010	CH 20 - Couleur : jaune
20007	CH 14 - Couleur : vert	20011	CH 22 - Couleur : violet
20008	CH 16 - Couleur : orange	20012	CH 24 - Couleur : bleu
20009	CH 18 - Couleur : rouge	20013	CH 26 - Couleur : blanc



### DESCRIPTIF

Les sondes « sans latex » sont 100% silicone. Leur composition assure une excellente tolérance tissulaire et prévient les incrustations. Les parois minces en silicone pur garantissent un parfait drainage.

Ces sondes conviennent pour une utilisation de longue durée (jusqu'à 30 jours) et pour les patients allergiques au latex

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Ballonnet symétrique de **10 ml** offrant une meilleure rétention du cathéter dans la vessie.
- Matériau transparent et extrémité radio opaque permettant une bonne visualisation du positionnement.
- 100% silicone permet une insertion facilitée et un confort pour le patient.
- Longueur : 40 cm.
- 2 voies standard.
- Stérile (stérilisation à l'Oxyde d'Ethylène).
- Usage unique.
- Modèle homme.
- Valve de gonflage en plastique permettant de s'assurer que le ballonnet est gonflé lors de l'utilisation.

CONTRE-INDICATIONS : aucune

### COMPOSITION DES MATERIAUX

- Cathéter : 100 % silicone médical
- Valve : ABS (Acrylonitrile butadiène styrène)

### REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Curas (Malaisie)
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Conservation** : entre 5-25°C et à l'abri de la lumière
- **Code ACL** : néant
- **Code LPPR** : néant

• **Code cladimed** : G51AA02

• **Normes CE** : 0197

• **Classe** : IIa

Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux

### CONTIENNEMENT

- Unitaire sous simple emballage
- Boîte de 20 unités
- Carton de 300 unités

# FICHE TECHNIQUE



**L.D.T.A.S APOTECNIA - KELIS MEDICAL**

51-55 Avenue des Templiers - ZAC de Napollon - 13400 Aubagne

Fax : 04 42 03 55 02

e-mail : [serviceclient@apotecnia.com](mailto:serviceclient@apotecnia.com) /

[www.apotecnia.com](http://www.apotecnia.com)

[www.kelis-medical.com](http://www.kelis-medical.com)

[serviceclient@kelis-medical.com](mailto:serviceclient@kelis-medical.com)