


ARGYLE*
SONDE DE FOLEY 100% SILICONE A USAGE UNIQUE



INDICATION : sondage de longue durée des voies urinaires

MATERIAU

Sonde : silicone
 Ballonnet : silicone

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sonde urinaire 100% silicone avec valve rigide à double sécurité pour le gonflage et dégonflage du ballonnet.

La sonde est de couleur bleue.

Ballonnet 1,5 ml (CH 6) ou 3 ml (CH 8 et 10) pour la pédiatrie. Ballonnet 5 ml pour les adultes

Code couleur par charrière

Diamètre interne plus large qu'une sonde de Foley en latex

Référence	Diamètre interne	Diamètre externe		Longueur	Ballonnet	Code couleur	Qté/CT
	MM	CH	MM	CM	ML		
8887603069		6	2,0	28	1,5		10
8887603085	1,448 (+/- 0,025)	8	2,7	28	3	Blanc	
8887603101	1,650 (+/- 0,025)	10	3,0	28	3	Blanc	
8887605122	2,286	12	4,0	43	5	Blanc	
8887605148	2,794	14	4,7	43	5	Vert	
8887605163	3,048	16	5,3	43	5	Orange	
8887605189	3,556	18	6,0	43	5	Rouge	
8887605205	4,064	20	6,7	43	5	Jaune	
8887605221	4,547	22	7,3	43	5	Pourpre	
8887605247	5,055	24	8,0	43	5	Bleu	
8887605262	5,700	26	8,7	43	5	Blanc	

STERILISATION

Oxyde d'Ethylène
 Péréemption : 5 ans

PRESENTATION

Double emballage pelable

MARQUAGE CE

Classe IIb
 Organisme notifié NSAI

FABRICATION

Covidien Ireland Ltd. (Tullamore)
 Certifiée ISO 13485 : 1996
 Certifiée ISO 9001 : 1994
 Organisme certificateur : NSAI