




COVIDIEN

COVIDIEN France S.A.S
2 rue Denis Diderot
F-78990 ELANCOURT
Tel. : 01 30 79 80 00
Fax : 01 30 79 80 30

Sonde de Foley ULTRAMER™
SONDE DE FOLEY LATEX RECOUVERTE D'HYDROMER™



INDICATION

Sondage de moyenne durée des voies urinaires

La couche d'HYDROMER™ fournit une lubrification supérieure, augmentant la biocompatibilité et diminuant potentiellement les infections du tractus urinaire dues aux sondes- Maintient la lubrification en absorbant le fluide muqueux- Insertion et retrait aisés.

MATERIAU

Sonde Latex
Ballonnet latex
Revêtement Hydrogel - HYDROMER™

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sonde urinaire 2 voies en latex recouvertes d'HYDROMER™ (hydrogel) avec valve rigide à double sécurité pour le gonflage et le dégonflage du ballonnet.
Ballonnet 5 ml-10 ml (CH 12 et 24) pour les adultes
Code couleur par charrière

Référence	Diamètre externe		Longueur CM	Ballonnet ML	Code couleur	Qté/CT
	CH	MM				
1612	12	4,0	40	5 ml-10 ml	Blanc	12
1614	14	4,7	40	5 ml-10 ml	Vert	
1616	16	5,3	40	5 ml-10 ml	Orange	
1619	18	6,0	40	5 ml-10 ml	Rouge	
1621	20	6,7	40	5 ml-10 ml	Jaune	
1622	22	7,3	40	5 ml-10 ml	Pourpre	
1624	24	8,0	40	5 ml-10 ml	Bleu	

STERILISATION

Oxyde d'Ethylene
Péremption : 5 ans

PRESENTATION

Double emballage pelable

MARQUAGE CE

Classe IIa
Organisme notifié SGS 0120

FABRICATION

MEDIQUIP Kendall, Malaisie
Certifiée ISO 13485 : 2003
Organisme certificateur : SGS