

**KENGUARD**  
**Poche de drainage urinaire 2 litres préconnectée à une sonde latex**  
**enduction silicone interne / externe**



Description	Présentation										
<p><b><u>Indication</u></b> : Drainage vésical de courte durée en système clos</p> <p><b><u>Poche</u></b>            Contenance 2 litres            Forme losange            En PVC épais à fond opaque blanc            Filtre à air anti-bactérien hydrophobe            Graduation par 25ml jusqu'à 100ml puis par 100 ml jusqu'à 2000 ml</p> <p><b><u>Connecteur de sonde cranté</u></b></p> <p><b><u>Site ECBU</u></b>            En élastomère de synthèse, décontaminable en surface, et ensemble protégé</p> <p><b><u>Tubulure de drainage</u></b>            120 cm, diamètre intérieur 8mm            PVC souple transparent</p> <p><b><u>Pince à drap</u></b> sur tubulure</p> <p><b><u>Support</u></b>            Crochet et lacette</p> <p><b><u>Concept anti-reflux</u></b></p> <p><b><u>Vidange:</u></b>            Tuyau en élastomère de synthèse bleu avec clamp            Gousset de rangement</p> <p><b><u>Sonde de Foley préconnectée</u></b>            Sonde en latex siliconé CH 12, 14, 16, 18 et 20 présentée dans un sachet prédécoupé            Témoin de déconnection poche-sonde de couleur, peut-être retiré en cas d'urgence</p> <p><b>Contient du latex (sonde)</b></p>	<p><b><u>Conditionnement</u></b>            Emballage unitaire            Double emballage pelable            Sonde en latex enduction interne / externe présentée dans un sachet pré-découpé            Stérilité intérieure et extérieure  <b>Carton de 20 sachets</b></p> <p><b><u>Mode de stérisation</u></b>            Stérilisation par Oxyde d'éthylène            Péremption : 5 ans            Lieu de stérilisation : Griffith Microscience, Los Angeles, USA</p> <p><b><u>Fabrication :</u></b>            COVIDIEN Group LP (USA)</p> <p>ISO 13485 : 2003</p> <p>Organisme certificateur : TUV Product Service</p> <p>Marquage CE            93/42/EEC            Classe IIa            Organisme notifié : TUV Product Service 0123            Certificat CE G1 06 09 17 679 086</p> <p><b><u>Référence de commande :</u></b></p> <table> <tr> <td><b>13712</b></td> <td><b>CH 12</b></td> </tr> <tr> <td><b>13714</b></td> <td><b>CH 14</b></td> </tr> <tr> <td><b>13716</b></td> <td><b>CH 16</b></td> </tr> <tr> <td><b>13718</b></td> <td><b>CH 18</b></td> </tr> <tr> <td><b>13720</b></td> <td><b>CH 20</b></td> </tr> </table>	<b>13712</b>	<b>CH 12</b>	<b>13714</b>	<b>CH 14</b>	<b>13716</b>	<b>CH 16</b>	<b>13718</b>	<b>CH 18</b>	<b>13720</b>	<b>CH 20</b>
<b>13712</b>	<b>CH 12</b>										
<b>13714</b>	<b>CH 14</b>										
<b>13716</b>	<b>CH 16</b>										
<b>13718</b>	<b>CH 18</b>										
<b>13720</b>	<b>CH 20</b>										