

MONOFLO
Poche de drainage urinaire 2 litres
en système clos préconnectée à une sonde 100% silicone



Description	Présentation
<p>Indication : Drainage vésical de longue durée en système clos</p> <p>Poche Contenance 2 litres Forme arrondie PVC épais à fond opaque blanc Graduations 25 ml à 2000 ml Filtre à air hydrophobe anti-bactérien</p> <p>Connecteur de sonde cranté Protégé par capuchon</p> <p>Site ECBU En élastomère de synthèse, Décontaminable en surface, et ensemble protégé</p> <p>Tubulure de drainage 1,20m, diamètre intérieur 7mm PVC souple transparent</p> <p>Pince à drap sur tubulure</p> <p>Support Crochet, poignée de maintien et lacette</p> <p>Chambre de gouttage ventilée Présence d'un filtre sur la chambre Plan incliné anti-éclaboussures Constitue une barrière sèche anti-microbienne</p> <p>Valve anti-reflux 100% silicone</p> <p>Vidange: Tuyau de caoutchouc bleu avec embout rigide et clamp, gousset de rangement</p> <p>Sans latex</p> <p>Sonde de Foley préconnectée Sonde 100% silicone, CH 10, 12, 14, 16, 18 Valve rigide à double sécurité pour le gonflage et le dégonflage du ballonnet Ballonnet 3 ml pour la pédiatrie, 5 ml pour les adultes Présentée dans un sachet pré-découpé Témoin de déconnection urimètre-sonde de couleur, peut se retirer facilement en cas d'urgence</p>	<p>Conditionnement Emballage unitaire Sachet pelable, 1 face papier, 1 face PE Stérilité intérieure et extérieure Carton de 30 sachets</p> <p>Mode de stérisation Stérilisation par Oxyde d'éthylène Péréemption : 5 ans</p> <p>Fabrication : COVIDIEN Allemagne ISO 9001 : Oui ISO 13485 OUI EN 46001 : OUI Organisme certificateur : TUV Product Service</p> <p>Marquage CE Classe II b Organisme notifié : TUV Product Service 0123</p> <p>Références de commande :</p> <p>CH 12 5ML : 6209121 CH 14 5ML : 6209141 CH 16 5ML : 6209161 CH 18 5ML : 6209181</p>