

## FICHE TECHNIQUE

### *Sonde vésicale stérile homme / femme pré-lubrifiée - prête à l'emploi*

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

*Sondes vésicales femme 18 cm sans  
ballonnets en PVC références :*

Sonde CH08	➔	FC-1608
Sonde CH10	➔	FC-1610
Sonde CH12	➔	FC-1612
Sonde CH14	➔	FC-1614
Sonde CH16	➔	FC-1616

*Sondes vésicales homme 40 cm sans  
ballonnets en PVC références :*

Sonde CH08	➔	NC-1608
Sonde CH10	➔	NC-1610
Sonde CH12	➔	NC-1612
Sonde CH14	➔	NC-1614
Sonde CH16	➔	NC-1616

*Indications :* sonde vésicale autolubrifiée  
immédiatement prête à l'emploi (pas d'adjonction d'eau  
stérile). Garantit un sondage aseptique grâce à sa gaine  
individuelle protectrice.



#### INFORMATIONS TECHNIQUES

*Stérilisation :* rayon gamma

*Fabriqué par :* Pennine (Angleterre)

*Normes CE 0473*

*Classe IIa*

*Sans LATEX*

#### CONTIONNEMENT

Boite de 100 unités

