

FICHE TECHNIQUE

Seringue pré-remplie d'eau stérile

REFERENCE

20350	Seringue pré-remplie d'eau stérile (90%) et glycérine (10%)
20351	Seringue pré-remplie d'eau stérile

DESCRIPTIF

Seringue pré-remplie à usage unique pour gonfler le ballonnet des sondes de Foley

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Stérile (rayons gamma)
- Contenance : 10 ml
- Sans latex
- Dispositif prêt à l'emploi pour limiter les risques infectieux

COMPOSITION DES MATERIAUX

Polypropylène (PP)

REGULATION / NORMES / MARQUAGE

- **Fabriqué par** : Curas (Malaisie)
 - **Durée de validité** : 3 ans
 - **Conservation** : Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humide (10-25°C)
 - **Code ACL** : Néant
 - **Code LPPR** : Néant
 - **Code cladimed** : Néant
 - **Normes CE 0123**
 - **Classe** : I
- Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*

CONTIENNEMENT

- Boîte de 25 unités
- Carton de 200 unités

