

FICHE TECHNIQUE :

## Sonde Rectale Sans Phtalates - PHARMAPLAST

### Références commerciales

Charrière	CH18	CH20	CH22	CH25	CH28	CH30
Référence	<b>14026022</b>	<b>14027022</b>	<b>14028022</b>	<b>1403022</b>	<b>14031022</b>	<b>14032022</b>
Unités par boîte/carton	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000

### Indication

Evacuation du contenu rectal ; Administration de médicaments

### Caractéristiques

- Surface satinée
- Souplesse : Shore A 80
- Longueur effective : 36 cm
- Godet de couleur normalisée
- Extrémité distale fermée arrondie avec 2 oeils latéraux décalés

### Composition

- PVC (Polychlorure de vinyle) sans phtalates
- Avantage du PVC sans phtalates :
  - Pas d'exposition du patient aux phtalates
  - Souplesse du matériau conservée jusqu'à 4 semaines
- **NE CONTIENT PAS DE LATEX**

### Conditionnement

- Emballage pelable unitaire stérile
- Unités par boîte et carton : voir tableau ci-dessus

### Stérilisation

- Oxyde d'éthylène
- Validité : 5 ans

### Normes

Classe : IIa stérile

Lieu de fabrication et de stérilisation : Danemark

Certification CE ; Organisme notifié et No. Certificat :

CE 0459 ; LNE/G-MED ; 2015/B2P3/1 ; Limite de validité : 20.10.2013

Certification ISO ; Organisme notifié et No. Certificat :

ISO 13485:2003 ; LNE/G-MED ; 2015/13485/1 ; Limite de validité : 13.08.2014