

**CURITY code UB3030**  
**Poche de drainage urinaire 2 litres standard**



Description	Présentation
<p><b><u>Indication</u></b> : Drainage vésical de courte durée</p> <p><b><u>Poche</u></b>            Contenance 2 litres            Forme rectangulaire            Graduations de 100 en 100ml</p> <p><b><u>Connecteur de sonde cranté</u></b>            Protégé par capuchon</p> <p><b><u>Site ECBU</u></b>            Pas</p> <p><b><u>Tubulure de drainage</u></b>  <b>90cm</b>, diamètre intérieur 5mm            PVC souple transparent</p> <p><b><u>Support</u></b>            Œillets de fixation pour crochets universels</p> <p><b><u>Valve anti-reflux</u></b>            Feuillet</p> <p><b><u>Vidange:</u></b>            Robinet poussoir (système push/pull)</p> <p><b>Sans latex</b></p>	<p><b><u>Conditionnement</u></b>            Sachet unitaire            Stérilité intérieure et extérieure            10 poches dans un sac intermédiaire            16 sacs intermédiaires par carton  <b>Carton de 160 sachets</b></p> <p><b><u>Mode de stérisation</u></b>            Stérilisation par Oxyde d'éthylène            Péréemption : 5 ans</p> <p><b><u>Fabrication :</u></b>            Kendall-Gammatron Co Ltd (Thaïlande)            Certifiée ISO 9001:2000 - ISO 13488:2000            Organisme certificateur : BVQI</p> <p>Marquage CE            Classe I stérile            Organisme notifié : G-Med, 0459</p> <p><b><u>Référence de commande :</u></b>  <b>UB3030</b></p>