

CURITY code UB3996
Poche de drainage urinaire 2 litres standard



| Description | Présentation |
|---|--|
| <p><u>Indication</u> : Drainage vésical de courte durée</p> <p><u>Poche</u> Contenance 2 litres Forme rectangulaire Graduations de 0 à 50 ml puis par 100ml</p> <p><u>Connecteur de sonde cranté</u> Protégé par capuchon</p> <p><u>Site ECBU</u> En élastomère de synthèse, décontaminable en surface, et ensemble protégé</p> <p><u>Tubulure de drainage</u> 120cm, diamètre intérieur 6mm PVC souple transparent</p> <p><u>Support</u> Œillets de fixation pour crochets universels</p> <p><u>Valve anti-reflux</u> Feuillet</p> <p><u>Vidange:</u> Robinet 1/4 de tour</p> <p>Sans latex</p> | <p><u>Conditionnement</u> Stérile int/ext /Sachet unitaire Sachet pelable, 1 face papier, 1 face PE</p> <p>Carton de 150 sachets</p> <p><u>Mode de stérisation</u> Stérilisation par Oxyde d'éthylène Péréemption : 5 ans</p> <p><u>Fabrication :</u> Kendall-Gammatron Co Ltd (Thaïlande) Directive de l'UE applicable : Directive 93/42/CE Organisme certificateur : TUV Product Service</p> <p>Marquage CE Classe I stérile Organisme notifié : TUV PS</p> <p><u>Référence de commande :</u> UB3996</p> |