



La culture du soin

DISTRIBUTEUR DE DISPOSITIFS MÉDICAUX



CATALOGUE PRODUITS

Groupements - Etablissements de soins - Revendeurs - Prestataires à Domicile

MAJ 24/01/2018



La culture du soin

LA CULTURE DU SOIN

EDITO

Depuis plus de trente ans, nous avons bâti notre réputation sur une gamme étendue de dispositifs médicaux à usage unique, sur une sélection rigoureuse de produits et sur l'efficacité de notre logistique.

Partageant les valeurs et les exigences des professionnels de santé, nous sommes à même de proposer des produits de qualité adaptés à l'évolution des pratiques de soins, de conseiller et de former à l'utilisation des dispositifs médicaux pour garantir aux patients les meilleures conditions de sécurité et de confort.

L'acquisition de Kelis Médical par Lavorel Medicare, historiquement spécialisé dans la prise en charge de patients à domicile, constitue un véritable atout pour comprendre les attentes de nos clients "Professionnels de Santé". Ce rapprochement a permis de renforcer nos domaines de compétences en Perfusion et Nutrition Entérale.

Forts de nos expériences dans le secteur médical et de notre culture du soin, nous nous engageons à donner entière satisfaction aux utilisateurs et à nos clients.

www.kelis-medical.com

NOS TROIS DOMAINES D'EXPERTISE



SOINS PROPRES ET STÉRILES

PROTECTION

SETS DE SOINS PERSONNALISÉS



SOINS TECHNIQUES

PARENTÉRALE

PRÉLÈVEMENT SANGUIN

DIABÈTE

BLOC - ANESTHÉSIE

NUTRITION ENTÉRALE



CONFORT DES PERSONNES DÉPENDANTES

HYGIÈNE, SOINS ET DÉPENDANCE

UROLOGIE

RESPIRATOIRE

SOINS PROPRES ET STÉRILES

PROTECTION	10
Gants	11
Gants non stériles	11
Gants stériles	13
Masques	16
Masques de chirurgie 3 couches	16
Masques de chirurgie 4 couches	20
Masques EPI	23
Masques de chirurgie coniques	25
Lunettes de protection	25
Lunettes à visière interchangeable	25
Habillage en non-tissé	26
Casaques de chirurgie	26
Blouses	26
Charlottes	27
Couvre-chaussures	28
Chemises patient de bloc	28
Désinfection	28
Sacs à linge	28
SETS DE SOINS PERSONNALISÉS	30
Sets de soins de perfusion	31
Set pour pose pour chambre implantable ou cathéters pour voie veineuse centrale	31
Sets de perfusion pour voie périphérique ou sous-cutanée	31
Sets de remplissage pour perfuseur ou diffuseur portable	33
Sets de débranchement	33
Sets de soins et réfection de pansements	33
Sets de sutures et d'ablation de fils	34
Sets de sondage urinaire	34

SOINS TECHNIQUES

PARENTÉRALE	36
Perfusion	37
Cathéters voie périphérique	37
Aiguilles de Huber chambre implantable	42
Picc Line	42
Pansements pour cathéters ou chambres implantables	44
Perfuseurs	45
Régulateurs de débit	47
Transfuseurs	47
Prolongateurs de perfusion	47
Consommables de perfusion	49

Transfert	52
Aiguilles de transfert non sécurisées	52
Aiguilles de transfert sécurisées	52
Injection	53
Aiguilles pour injection	53
Seringues	56
Seringues pré-remplies	59
Récupérateurs DASRI	60
Collecteurs d'aiguilles et supports	60
PRÉLÈVEMENT SANGUIN	62
Prélèvement veineux sanguin	63
Aiguilles de prélèvement	63
Unités de prélèvement	64
Microperfuseurs	65
Adaptateurs et corps de prélèvement	66
Tubes à prélèvement de sang	67
Consommables pour prélèvement sanguin	68
Prélèvement artériel	69
Seringues de mesure des gaz du sang	69
DIABÈTE	72
Lancettes pour prélèvement capillaire	73
Lancettes pour prélèvement capillaire sécurisées	73
Lancettes pour prélèvement capillaire sécurisées pédiatriques	73
Lancettes pour prélèvement capillaire non sécurisées	74
Aiguilles sécurisées pour stylo insuline	74
Seringues à insuline	74
Seringues à insuline avec aiguille	74
Seringues à insuline sans aiguille	75
BLOC ANESTHÉSIE	76
Bloc	77
Brosses chirurgicales	77
Coupants/tranchants	78
Aspiration déchets opératoires	81
Trousse de chirurgie	84
Champs opératoires	85
Accessoires pour coelioscopie	87
Contrôle de stérilisation	87
Accessoires de bloc/chirurgie	88
Accessoires pour arthroscopie	92
Aspiration d'intubation	93
Anesthésie	93
Aiguilles spinales	93
Aiguilles périurales	96
Kits périurales	96

Aiguilles pour biopsies	97
Aiguilles artérielles pour angiographie	98
Sets pour mesure de pression	98
Cathéters artériels	98
NUTRITION ENTÉRALE	100
Gastrostomie	101
Boutons de gastrostomie	101
Prolongateurs et accessoires pour boutons de gastrostomie	103
Sondes de gastrostomie	104
Connecteurs pour sondes de gastrostomie	105
Kits de GPE et Adaptateurs	105
Sondes Nasogastriques	106
Sondes d'alimentation entérale	106
Sondes de Salem	107
Pompes de nutrition entérale	108
Pompes de nutrition entérale	108
Tubulures pour pompe de nutrition entérale	108

CONFORT DES PERSONNES DÉPENDANTES

HYGIÈNE, SOINS ET DÉPENDANCE	112
Hygiène	113
Nursing du patient	113
Soins	118
Pansements	118
Champs non stériles pour soins	120
Compresses	121
Bandes	121
Sparadraps	122
Sutures et instruments de suture	123
Thermomètres	127
Tensiomètres	127
Accessoires de thermothérapie	128
Dépendance	130
Supports en plastique	130
Contenants biodégradables en fibres de cellulose	130
Gélifiants pour contenants	132
Soin rectal	132
Accessoires pour échographie	133
Sacs multi-usages	133
UROLOGIE	134
Sondes vésicales	135
Sondes de Foley	135
Sondes vésicales sans ballonnet	136
Accessoires pour sondes vésicales	137

Poches urinaires	138
Poches urinaires non stériles	138
Poches urinaires stériles	140
Accessoires pour poches urinaires	144
Urimètres - Diurèse Horaire	145
Urimètres	145
RESPIRATOIRE	147
Humidification	148
Humidificateurs	148
Nébulisation	149
Nébuliseurs	149
Masques aérosol	149
Oxygénothérapie	150
Lunettes à oxygène	150
Masques à oxygène	151
Tubulures à oxygène	152
Aspiration	153
Aspirateurs de mucosités	153
Sondes d'aspiration trachéo-bronchique	153
Trachéotomie	154
Canules de trachéotomie	154
Accessoires de canules de trachéotomie	156
Spirométrie	159
Spiromètres à patient unique	159
Oxymètres de pouls	159
Capnographes	160
Appareils de ventilation mécanique	160
NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ	163
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	164
INDEX	165

PROTECTION

GANTS

GANTS NON STÉRILES

• Gants d'examen non stériles en vinyle



Gant d'examen Vinyle

Kelis Médical

Gant ambidextre - Non poudré - Bord roulé - Translucide

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
ZGH0V001S	Taille 6/7 - S	100	1000
ZGH0V002M	Taille 7/8 - M	100	1000
ZGH0V003L	Taille 8/9 - L	100	1000
ZGH0V004XL	Taille 9/10 - XL	100	1000

• Gants d'examen non stériles en nitrile



Gant d'examen Nitrile

Kelis Médical

Gant ambidextre - Non poudré - Bord roulé - Bleu - Extrémité des doigts adhésivée

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
ZGH0N001S	Taille 6/7 - S	100	1000
ZGH0N002M	Taille 7/8 - M	100	1000
ZGH0N003L	Taille 8/9 - L	100	1000
ZGH0N004XL	Taille 9/10 - XL	100	1000



Gant Micro-Touch® Blue Nitrile

ANSELL

Gant ambidextre - Non poudré - Bord roulé - Bleu - Extrémité des doigts adhésivée

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
313041065	Taille 6/7	200	2000
313041070	Taille 7/8	200	2000
313041075	Taille 8/9	200	2000
313041080	Taille 9/10	200	2000





Gant Micro-Touch® Nitra-Tex®

ANSELL

Gant ambidextre - Non poudré - Bord roulé - Bleu clair - Surface externe Adhésivée

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
700111	Taille 5/6 (XS)	100	1000
700112	Taille 6/7 (S)	100	1000
700113	Taille 7/8 (M)	100	1000
700114	Taille 8/9 (L)	100	1000
700115	Taille 9/10 (XL)	100	1000



Gant Micro-Touch® Nitra-Tex® EP

ANSELL

Gant ambidextre - Non poudre - Bord roule - Bleu clair - Surface externe Adherisee - Plus long pour une protection accrue

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
700121	Taille 5/6 (XS)	100	1000
700122	Taille 6/7 (S)	100	1000
700123	Taille 7/8 (M)	100	1000
700124	Taille 8/9 (L)	100	1000
700125	Taille 9/10 (XL)	100	1000

• **Gants d'examen non stériles en latex**



Gant Micro-Touch® Coated

ANSELL

Gant ambidextre - Non poudre - Bord roule - Beige - Grande sensibilité - Doigts adhésives, enduction de polyacrylate

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
553301	Taille 5/6	100	1000
553302	Taille 6/7	100	1000
553303	Taille 7/8	100	1000
553304	Taille 8/9	100	1000
553305	Taille 9/10	80	800

GANTS STÉRILES

• **Gants de chirurgie stériles en latex**



Gant Gammex® Latex

ANSELL

Gant anatomique - Non poudré - Bord droit à bande collante - Blanc

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
330048055	Taille 5,5	50	200
330048060	Taille 6	50	200
330048065	Taille 6,5	50	200
330048070	Taille 7	50	200
330048075	Taille 7,5	50	200
330048080	Taille 8	50	200
330048085	Taille 8,5	50	200
330048090	Taille 9	50	200
330048095	Taille 9,5	50	200



Gamme Encore® Latex Textured

ANSELL

Gant anatomique - Non poudré - Bord roulé à bande collante - Blanc

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
330101055	Taille 5,5	50	200
330101060	Taille 6	50	200
330101065	Taille 6,5	50	200
330101070	Taille 7	50	200
330101075	Taille 7,5	50	200
330101080	Taille 8	50	200
330101085	Taille 8,5	50	200
330101090	Taille 9	50	200
330101095	Taille 9,5	50	200

• Gants de chirurgie stériles en néoprène



Gant Gammex® Non-Latex

ANSELL

Gant anatomique - Non poudré - Bord droit à bande collante - Vert

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
340006055	Taille 5,5	50	200
340006060	Taille 6	50	200
340006065	Taille 6,5	50	200
340006070	Taille 7	50	200
340006075	Taille 7,5	50	200
340006080	Taille 8	50	200
340006085	Taille 8,5	50	200
340006090	Taille 9	50	200
340006095	Taille 9,5	50	200

• Gants de chirurgie stériles en polyisoprène



Gant Gammex® Non-Latex PI Micro

ANSELL

Gant anatomique - Non poudré - Bord roulé à bande collante - Blanc

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
340057055	Taille 5,5	50	200
340057060	Taille 6	50	200
340057065	Taille 6,5	50	200
340057070	Taille 7	50	200
340057075	Taille 7,5	50	200
340057080	Taille 8	50	200
340057085	Taille 8,5	50	200
340057090	Taille 9	50	200
340057095	Taille 9,5	50	200

• Gants d'intervention stériles en latex



Gant Medi-Grip® PF

ANSELL

Gant anatomique - Non poudré - Bord droit - Blanc

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
351171	Taille 5,5	40	240
351172	Taille 6	40	240
351173	Taille 6,5	40	240
351174	Taille 7	40	240
351175	Taille 7,5	40	240
351176	Taille 8	40	240
351177	Taille 8,5	40	240
351178	Taille 9	40	240



Gant Medi-Grip® Latex Powder-Free

ANSELL

Gant anatomique - Non poudré - Bord roulé - Crème

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
354101	Taille 5,5	100	300
354102	Taille 6	100	300
354103	Taille 6,5	100	300
354104	Taille 7	100	300
354105	Taille 7,5	100	300
354106	Taille 8	100	300
354107	Taille 8,5	100	300
354108	Taille 9	100	300

• Gants d'examen stériles en latex



Gant Micro-Touch® Stérile

ANSELL

Gant ambidextre - Non poudré - Bord roulé - Beige

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
553342	Taille 6/7	50	200
553343	Taille 7/8	50	200
553344	Taille 8/9	50	200

MASQUES

MASQUES DE CHIRURGIE 3 COUCHES

• Masques de chirurgie 3 couches de type I à lanières




Masque Anti-Fog

ANSELL

Masque 3 plis de type I anti-buée - 3 couches non imperméables - Très haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
49235	Fixation par lanières - Vert - Barrette nasale renforcée (système anti-buée)	50	300

• Masques de chirurgie 3 couches de type I à fixation auriculaire



Masque à haute filtration

ANSELL

Masque 3 plis de type I - 3 couches non imperméables

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
47080	Fixation auriculaire - Bleu - Barrette nasale plate en aluminium	50	500
47117	Fixation auriculaire - Jaune - Barrette nasale plate en aluminium	50	500



Masque Child Mask®

ANSELL

Masque enfant (motifs Disney) - 3 plis de type I - Haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
47127	Fixation auriculaire - Masque avec motifs enfant - Barrette nasale plate en aluminium	75	750

• Masques de chirurgie 3 couches de type II à lanières




Masque Lite One®

ANSELL

Masque 3 plis de type II - 3 couches non imperméables - Très haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
62367	Fixation par lanières - Blanc - Barrette nasale plate en aluminium	50	300
48100	Fixation par lanières - Bleu - Barrette nasale plate en aluminium	50	300
48105	Fixation par lanières - Vert - Barrette nasale plate en aluminium	50	300




Masque Duckbill Fog-Free

ANSELL

Masque «bec de canard» anti-buée - Haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
49216	Fixation par lanières - Bleu - Barrette nasale renforcée (système anti-buée)	50	300




Masque Fog-Free
 ANSELL
 Masque 3 plis de type II - 3 couches non imperméables - Très haute filtration - Anti-buée

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
49214	Fixation par lanières - Bleu - Barrette nasale renforcée (système anti-buée)	50	300



Masque LAZER®
 ANSELL
 Masque 3 plis de type II - Protection pour le laser - Très haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
47625	Fixation par lanières - Gris - Barrette nasale plate en aluminium	35	210



Masque - Sosoft
 ANSELL
 Masque 3 plis de type II - 3 couches non imperméables - Très haute filtration


Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
48390	Fixation par lanières - Blanc - Face interne en polyéthylène et polypropylène	50	300



Masque Sandel
 ANSELL
 Masque 3 plis de type II - 3 couches non imperméables - Très haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
85005	Fixation par lanières - Bande anti-buée - Barrette nasale plate en aluminium	50	400
85002	Fixation par lanières - Barrette nasale plate en aluminium	50	400

• Masques de chirurgie 3 couches de type II à fixation auriculaire



Masque Care Bear®
 ANSELL
 Masque 3 plis de type II - Masque adulte pour soins enfant (motifs enfant) - Très haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
47295	Fixation auriculaire confortable sans l'effet d'élasticité - Blanc avec motifs Nounours	50	500

Masque à haute filtration

ANSELL
 Masque 3 plis de type II - 3 couches non imperméables

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
47085	Fixation auriculaire - Vert	50	500
47090	Fixation auriculaire - Blanc	50	500



Masque Sandel
 ANSELL
 Masque 3 plis de type II - 3 couches non imperméables - Haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
85001	Fixation auriculaire	50	400

• Masques de chirurgie 3 couches de type IIR à fixation auriculaire



Masque Protector®
 ANSELL
 Masque 3 plis de type IIR - 3 couches - Anti pénétration des fluides - Haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
62115	Fixation auriculaire - Bleu	50	500

• Masques de chirurgie 3 couches de type IIR avec visière



Masque Protector®
 ANSELL
 Masque 3 plis de type IIR - 3 couches - Anti pénétration des fluides - Haute filtration - Visière Panoramique

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
62114	Fixation par lanières - Gris rayé - Barrette nasale renforcée (système anti-buée) - Bande Antireflet - Visière panoramique	25	100
62116	Fixation auriculaire - Bleu - Barrette nasale renforcée (système anti-buée) - Visière panoramique	25	100

MASQUES DE CHIRURGIE 4 COUCHES

• Masques de chirurgie 4 couches de type II à lanières



Masque Ulti-mask
 ANSELL
 Masque 3 plis anti-buée de type II - 3 couches non imperméables - Très haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
49310	Fixation par lanières - Blanc - Barrette nasale renforcée (système anti-buée)	50	300

• Masques de chirurgie 4 couches de type IIR à lanières



Masque Fluidshield®
 ANSELL
 Masque 3 plis de type IIR - 4ème couche imperméable - Très haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
48207	Fixation par lanières - Orange	50	300



Masque Sandel
 ANSELL
 Masque de type IIR - 4ème couche imperméable - Haute filtration


Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
85004	Fixation par lanières résistantes aux projections - Bleu	50	400
85004S	Fixation par lanières résistantes aux projections - Vert	50	400



Masque «bec de canard» Fluidshield® N95
 ANSELL
 Masque respiratoire de type IIR - 4ème couche imperméable - Fixations par lanières élastiques

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
46727	Fixation par lanières élastiques - 253 x 100 mm (Regular) - Orange	35	210

• Masques de chirurgie 4 couches de type IIR à fixation auriculaire



Masque Fluidshield®
 ANSELL
 Masque 3 plis de type IIR - 4ème couche imperméable

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
47107	Fixation auriculaire - Orange	40	400



Masque Sandel
 ANSELL
 Masque 3 plis de type IIR - 4ème couche imperméable

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
85003	Fixation auriculaire résistante aux projections - Bleu	50	400
85003S	Fixation auriculaire résistante aux projections - Vert	50	400

• Masques de chirurgie 4 couches de type IIR avec visière



Masque Fluidshield®
 ANSELL
 Masque 3 plis de type IIR - 4ème couche imperméable - Très haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
48247	Fixation par lanières - Orange - Bande Antireflet - Visière panoramique	25	100
47147	Fixation auriculaire - Orange - Bande Antireflet - Visière panoramique	25	100



Masque Sandel
 ANSELL
 Masque 3 plis de type IIR - 4ème couche imperméable - Haute filtration

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
85006	Fixation par lanières résistantes aux projections - Visière panoramique	25	100

MASQUES EPI



Masque «bec de canard» PFR P2
 ANSELL
 Masque respiratoire «bec de canard» - Protection niveau 2

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
62408	Fixation par liens - Jaune	50	300



Masque «bec de canard» PFRP3
 ANSELL
 Masque respiratoire «bec de canard» - Protection niveau 3 avec soupape expiratoire

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
62360	Fixation par liens - Blanc	20	240



Masque «bec de canard» FFP1 NR Sandel

ANSELL

Masque respiratoire «bec de canard» de type R - Protection niveau 1

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
95001	Fixation par liens - Blanc - 3 couches	50	500



Masque «bec de canard» FFP2 NR Sandel

ANSELL

Masque respiratoire «bec de canard» de type R - Protection niveau 2

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
95002	Fixation par liens - Orange - 5 couches	50	500



Masque «bec de canard» FFP3 NR Sandel


ANSELL

Masque respiratoire «bec de canard» de type R - Protection niveau 3

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
95003	Fixation par liens - Vert - 6 couches	50	500

MASQUES DE CHIRURGIE CONIQUES

- Masques de chirurgie coniques de type II à fixation auriculaire



Masque Cône Classic®

ANSELL

Masque de type II conique

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
00152	Forme conique moulée semi-rigide - Bleu	50	300

LUNETTES DE PROTECTION

LUNETTES À VISIÈRE INTERCHANGEABLE



Lunette Safeview®

ANSELL

Visière et monture sans latex - Solution anti-buée

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
SV250F	Visière pour lunette en polyester transparent	250	-
SV100F	Monture de lunette - Tous coloris	100	-

HABILLAGE EN NON-TISSÉ

CASAQUES DE CHIRURGIE



Casaque de chirurgie SMS

SENGEWALD

Casaque stérile - 35 g/m2 - Etanche - Poignets jersey - Turquoise

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
464433C	Casaque standard - Taille L - L 130 cm - Livrée avec 2 essuie-mains absorbants 30 x 40 cm	32	-
464436	Casaque standard - Taille XL - L 150 cm - Livrée avec 2 essuie-mains absorbants 30 x 40 cm	32	-
464437	Casaque résistance mécanique et imperméabilité renforcée - Taille XL - L 150 cm - Livrée avec 2 essuie-mains absorbants 30 x 40 cm	28	-

BLOUSES

• Blouses stériles



Handyblouse® Rea stérile

France Partenaires Médical

Blouse stérile SMS 45g/m2 - Poignets jersey - Bleu

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
CSB8001	Blouse 130 x 130 cm - Manches 60 x 55 cm - 4 lanières de fixation - Livrée avec 2 essuie-mains	40	-

Handyblouse® «JST»

France Partenaires Médical

Blouse de soins/visiteurs stérile - Poignets jersey

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
CLA17	Blouse 115 cm - Livrée avec 1 essuie-mains 29 x 38 cm	45	-
HP007-CLA10	Blouse 115 cm	50	-



Handyblouse® «EST»

France Partenaires Médical

Blouse de soins/visiteurs stérile - Poignets élastiques - Vert

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
ST01	Poignets élastiques - Blouse 110x130cm - Manches 60x55cm - 4 Lanières de fixation - Vert	50	-

• Blouses non stériles



Blouse visiteur

RAFFIN

Blouse non stérile - 30g/m2 - Poignets élastique

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
090306	L 115 cm - Blanche	10	100
090303	L 115 cm - Verte	100	-

CHARLOTTES



Charlotte à clip

SEGETEX-EIF

Elastique de réglage recouvert pour un meilleur confort - Grande extensibilité - 10gr/m - polypropylène

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
C55V	Diamètre : 50 cm - Longueur de la charlotte à clip non dépliée : 18cm - Couleur verte	250	1000

COUVRE-CHAUSSURES



Couvre-chaussures imperméable

CURAS

Couvre-chaussures stérilisable - Bleu

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
12066	L 40 cm - 24 micron - Serrage élastique cheville - En chlorure de polyéthylène (CPE)	100	4500

CHEMISES PATIENT DE BLOC

Chemise patient stérile

SEGETEX-EIF

Chemise sans manches 50 g/m - Non-tissé - Bleu opaque

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
M011-28BE	L 114 cm - Fixations à l'encolure et à la taille - Traitée antistatique - Sans latex	100	100

DÉSINFECTION

SACS À LINGE



Sac à linge avec ouverture et lien soluble

CURAS

Avec bande centrale et liens qui deviennent solubles au contact de l'eau : protège le personnel soignant en limitant la manipulation du linge à risque - Rouge

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
15002	50 x 70 cm - Epaisseur 15	150	900



SETS DE SOINS PERSONNALISÉS

SETS DE SOINS DE PERFUSION

SET POUR POSE POUR CHAMBRE IMPLANTABLE OU CATHÉTERS POUR VOIE VEINEUSE CENTRALE

Set pour pose de perfusion centrale avec seringue pré-remplie BD PosiFlush™ XS

France Partenaires Médical

Avec seringue BD PosiFlush™ XS 10ml - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
HANDY33-PREST	Composition du set : 1 seringue BD PosiFlush™ XS 10ml 1 champ enveloppant 40x60cm Dans le premier pli : 1 essuie-mains Dans le second pli : 2 charlottes 2 masques de soin 3 plis 2 x 5 Compresses non-tissés 7,5 x 7,5 cm A l'intérieur : 1 paire de gants nitrile T 7/8 1 Champ patient 45cm x 45cm avec fenêtre excentrée diamètre 8cm + adhésifs 5 Compresses non-tissés 7,5 x 7,5 cm 1 pansement 12x14cm avec fenêtre non adhésive	60	-

Set de pose de dispositif pour Cathéter Central à Insertion Périphérique (PICC)

France Partenaires Médical

Avec seringue BD PosiFlush™ XS 10ml et pansement pour cathéter Statlock® - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
KIT042	Composition du set : 1 seringue BD PosiFlush™ XS 10ml 1 champ enveloppant 40x60cm Dans le premier pli : 1 essuie-mains 1 charlotte 2 masques de soin 3 plis 1 paire de gants nitrile T 7/8 1 plaquette de 2 bandes adhésives 10cmx12mm A l'intérieur : 1 paire de gants nitrile T 7/8 1 champ patient 40x60cm 10 compresses en non-tissé 7,5x7,5cm 1 pansement 12x14cm avec fenêtre non adhésive 1 bouchon LL mâle 1 pansement Statlock®	25	-



SETS DE PERFUSION POUR VOIE PÉRIPHÉRIQUE OU SOUS-CUTANÉE

Set de pose sécurisé «Spécial réhydratation» avec cathéter BD Saf-T-Intima™

France Partenaires Médical

Avec cathéter BD Saf-T-Intima™ Y 22G

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
22060040	Composition du set : 1 cathéter BD Saf-T-Intima™ Y 22G - Code ACL 3401098087558 1 champ de table enveloppant 45x60cm 5 compresses en non-tissé 7,5x 7,5 cm 1 aiguille hypodermique 18GA 1 seringue 10ml BD Discardit II 2 gants vinyl sans poudre medium T 7/8 1 pansement 9x7 cm avec bandelettes de fixation intégrées 1 planche de 2 bandelettes adhésives L 14.8 cm 1 dosette de gel hydro alcoolique 3 ml 1 essuie-mains gaufré 1 sac à déchets 30x45cm	50	-

Set de pose sécurisé «Spécial réhydratation» avec cathéter BD Saf-T-Intima™

France Partenaires Médical

Avec cathéter BD Saf-T-Intima™ droit 24G

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
22060020	Composition du set : 1 cathéter BD Saf-T-Intima™ droit 24G - Code ACL 3401098087619 1 champ de table enveloppant 45x60cm 5 compresses en non-tissé 7,5x 7,5 cm 1 aiguille hypodermique 18GA 1 seringue 10ml BD Discardit II 2 gants vinyl sans poudre medium T 7/8 1 pansement 9x7 cm avec bandelettes de fixation intégrées 1 planche de 2 bandelettes adhésives L 14.8 cm 1 dosette de gel hydro alcoolique 3 ml 1 essuie-mains gaufré 1 sac à déchets 30x45cm	50	-

Set de pose pour VVP avec seringue BD PosiFlush™ et cathéter BD Insyte™

France Partenaires Médical

Avec seringue PosiFlush™ XS 10ml et cathéter BD Insyte™ sans ailettes 32 mm 20G - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
HANDY40-PREST	Composition du set : 1 seringue BD PosiFlush™ XS 10ml 1 champ enveloppant 45x60cm 1 pansement 12x14cm 1 planche de 2 bandelettes adhésives L 10 cm 1 bouchon LL mâle 1 cathéter BD Insyte™ sans ailettes 32 mm 20G 1 micro-perfuseur 22G avec ailettes 1 robinet 3 voies avec prolongateur 2x5 compresses 7.5x7.5 cm 1 paire de gants nitrile T 7/8 1 champ plié 40x60cm 1 essuie mains 1 charlotte 1 masque de protection 1 sac à déchets 15L	50	-

SETS DE REMPLISSAGE POUR PERFUSEUR OU DIFFUSEUR PORTABLE

Kit de branchement pour CCI ou CVC avec seringue BD PosiFlush™ Perfudialine

LABODIAL

Avec seringue BD PosiFlush™ XS 10ml

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
B02208	Composition : 1 seringue BD PosiFlush™ XS 10 ml 1 étiquette dossier patient Dans un plateau alvéolé rigide : 2 masques chirurgicaux 3 plis 1 charlotte à clip 1 champ 45 x 45 cm contenant : 3 compresses 7,5 x 7,5 cm 1 champ de soin 42 x 45 cm fenestré pré-fendu adhésive 2 bandes de 2 bandelettes L 15 cm 1 pansement adhésif 12x14 cm 12 compresses 7,5 x 7,5 cm	50	-

SETS DE DÉBRANCHEMENT

Set de débranchement avec seringue BD PosiFlush™

France Partenaires Médical

Avec seringue BD PosiFlush™ SP 10ml

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
KIT066	Composition du set : 1 seringue BD Posiflush™ SP 10ml 2 masques de soins avec élastique et barette nasale 1 sachet de 5 compresses NT 7.5x7.5cm 1 pansement 5x7cm Cicaplaie	140	-

SETS DE SOINS ET RÉFECTION DE PANSEMENTS

Set de déterision pour plaies chroniques

RAFFIN

Set stérile sous blister 4 compartiments

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
400085	Composition : 5 compresses 7,5 x 7,5 cm 1 pince kocher 14,5 cm 1 stylet 14 cm 1 curette 13,5 cm 1 ciseau inox boucles plastique 12 cm 1 champ 32x48 cm 1 pince anatomique bout fin 12,5 cm	40	-

Set de pansement

RAFFIN

Set stérile sous blister 4 compartiments

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
400613	Composition : 1 champ 32 x 48 cm 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm 30 g 5 tampons de gaze diam. 3 cm 1 pince Kocher en plastique 14,5 cm 1 pince anatomique en plastique bouts fins 12,5 cm	56	-

SETS DE SUTURES ET D'ABLATION DE FILS

Set de suture

RAFFIN

Set stérile sous blister 4 compartiments et double étiquette de traçabilité

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
400081	Composition : 1 pince inox porte aiguille 14cm 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm 4 plis 30g 1 pince inox adson 12cm sans griffe 1 ciseau inox boucles en plastique 12cm 1 champ 45 x 45cm trou central + 2 stickers adhésifs	40	-

Set d'ablation de fils

RAFFIN

Set stérile sous blister 2 compartiments

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
400303	Composition : 3 compresses de gaze 5 x 5 cm 8 plis 1 pince anatomique en plastique bouts fins 12,5 cm 1 lame coupe-fils	90	-

SETS DE SONDAGE URINAIRE

Set de sondage urinaire et soins hygiène

RAFFIN

Set stérile avec partie hygiène

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
400108	Composition : Partie hygiène dans sachet souple : 1 gant de toilette 2 gants latex 7/8 10 compresses 7,5 x 7,5 cm Partie sondage dans champ enveloppant : 1 champ de table 50 x 70 cm 10 compresses 7,5 x 7,5 cm 1 ampoule d'eau PPI 20 ml 1 seringue 20 ml luer excentré 1 aiguille 18 G 1 champ patient 75 x 90 cm troué et fendu 1 gel lubrifiant 1 pince anatomique 1 cupule 60 ml 1 compresse 5 x 5 cm 1 barquette 4 compartiments	44	-

Set de sondage urinaire

RAFFIN

Set stérile sous champ enveloppant et sachet souple


Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
400837	Composition : 1 champ enveloppant 70 x 90 cm 1 plateau 19x13x3,5 cm 1 carré d'essuyage 30 x 34 cm en airlaid 2 carrés d'essuyage 20 x 20 cm en non tissé 1 champ 75 x 90 cm - trou au 1/3 et fendu 5 compresses 7,5 x 7,5 cm 30 g 1 compresse 5 x 5 cm 30 g 1 seringue 3 pièces 20ml embout excentré 1 ampoule d'eau distillée 20 ml 1 dose de gel lubrifiant 1 cupule 60 ml	46	-

PARENTÉRALE

PERFUSION

CATHÉTERS VOIE PÉRIPHÉRIQUE

- Cathéters veineux périphériques non sécurisés sans site d'injection



Cathéter BD Insyte™

BD

Cathéter droit avec ou sans ailettes - Canule en BD Vialon™ (polyuréthane) - Chambre de visualisation du reflux sanguin

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
381357	Avec ailettes - 16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 45 mm - Gris	50	200
381344	Avec ailettes - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 30 mm - Vert	50	200
381347	Avec ailettes - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 45 mm - Vert	50	200
381334	Avec ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 30 mm - Rose	50	200
381337	Avec ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 48 mm - Rose	50	200
381323	Avec ailettes - 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu	50	200
381312	Avec ailettes - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune	50	200
381267	Sans ailettes - 14 G - Ø Ext. 2,1 mm - L 45 mm - Orange	50	200
381257	Sans ailettes - 16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 45 mm - Gris	50	200
381244	Sans ailettes - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 30 mm - Vert	50	200
381247	Sans ailettes - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 45 mm - Vert	50	200
381234	Sans ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 30 mm - Rose	50	200
381237	Sans ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 48 mm - Rose	50	200
381223	Sans ailettes - 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu	50	200
381212	Sans ailettes - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune	50	200



Cathéter BD Insyte-N™

BD

Cathéter droit pour petites veines - Avec ou sans ailettes - Canule en BD Vialon™ (polyuréthane) - Chambre de visualisation du reflux sanguin

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
381311	Avec ailettes - 24 G 9/16 - Ø Ext. 0,7 mm - L 14 mm - Jaune	50	200
381211	Sans ailettes - 24 G 9/16 - Ø Ext. 0,7 mm - L 14 mm - Jaune	50	200



Cathéter BD Angiocath™

BD

Cathéter droit sans ailettes - Extrémité de la canule en Téflon - Chambre de visualisation du reflux sanguin

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
381164	Cathéter court - 14 G 1 1/4 - Ø Ext. 2,1 mm - L 30 mm - Orange	50	200
381167	Cathéter court - 14 G 2 - Ø Ext. 2,1 mm - L 45 mm - Orange	50	200
381154	Cathéter court - 16 G 1 1/4 - Ø Ext. 1,7 mm - L 30 mm - Gris	50	200
381157	Cathéter court - 16 G 2 - Ø Ext. 1,7 mm - L 45 mm - Gris	50	200
381144	Cathéter court - 18 G 1 1/4 - Ø Ext. 1,3 mm - L 30 mm - Vert	50	200
381147	Cathéter court - 18 G 2 - Ø Ext. 1,3 mm - L 45 mm - Vert	50	200
381134	Cathéter court - 20 G 1 1/4 - Ø Ext. 1,1 mm - L 30 mm - Rose	50	200
381137	Cathéter court - 20 G 2 - Ø Ext. 1,1 mm - L 45 mm - Rose	50	200
381123	Cathéter court - 22 G 1 - Ø Ext. 0,8 mm - L 25 mm - Bleu	50	200
381112	Cathéter court - 24 G 3/4 - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune	50	200
382287	Cathéter long - 10 G 3 - Ø Ext. 3,4 mm - L 76 mm - Marron	10	50
382277	Cathéter long - 12 G 3 - Ø Ext. 2,8 mm - L 76 mm - Bleu clair	10	50
382268	Cathéter long - 14 G 3 1/4 - Ø Ext. 2,8 mm - L 83 mm - Orange	10	50
382269	Cathéter long - 14 G 5 1/4 - Ø Ext. 2,1 mm - L 133 mm - Orange	10	50
382258	Cathéter long - 16 G 3 1/4 - Ø Ext. 1,7 mm - L 83 mm - Gris	10	50
382259	Cathéter long - 16 G 5 1/4 - Ø Ext. 1,7 mm - L 133 mm - Gris	10	50



Cathéter Neoflon™

BD

Cathéter court droit avec ailettes en Téflon - Chambre de visualisation du reflux sanguin avec filtre à air - Adapté à l'utilisation en pédiatrie et gériatrie

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
391350	24 G - Ø Ext. 0,6 mm - L 19 mm - Jaune	50	500
391349	26 G - Ø Ext. 0,6 mm - L 19 mm - Violet	50	500

• Cathéters veineux périphériques non sécurisés avec site d'injection



Cathéter BD Venflon™ 2

BD

Cathéter court avec ailettes - Avec site d'injection - Canule en Teflon - Chambre de visualisation du reflux sanguin

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
391456	14 G - Ø Ext. 2,0 mm - L 45 mm - Orange	50	500
391455	16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 45 mm - Gris	50	500
391454	17 G - Ø Ext. 1,4 mm - L 45 mm - Blanc	50	500
391457	18 G - Ø Ext. 1,2 mm - L 32 mm - Vert	50	500

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
391453	18 G - Ø Ext. 1,2 mm - L 45 mm - Vert	50	500
391452	20 G - Ø Ext. 1,0 mm - L 32 mm - Rose	50	500
391451	22 G - Ø Ext. 0,8 mm - L 25 mm - Bleu	50	500

• Cathéters veineux périphériques sécurisés avec site d'injection



Cathéter BD Venflon™ Pro Safety

BD

Cathéter court avec ailettes - Avec site d'injection - Canule en BD Vialon™ - Chambre de visualisation du reflux sanguin - système de mise en sécurité passive

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
393230	14 G - Ø Ext. 1,6 mm - L 45 mm - Orange	50	500
393229	16 G - Ø Ext. 1,4 mm - L 45 mm - Gris	50	500
393228	17 G - Ø Ext. 1,2 mm - L 45 mm - Blanc	50	500
393226	18 G - Ø Ext. 1,0 mm - L 32 mm - Vert	50	500
393227	18 G - Ø Ext. 1,0 mm - L 45 mm - Vert	50	500
393224	20 G - Ø Ext. 0,8 mm - L 32 mm - Rose	50	500
393222	22 G - Ø Ext. 0,6 mm - L 25 mm - Bleu	50	500



Système BD Nexiva™

BD

Système composé d'un cathéter veineux périphérique sécurisé et d'un prolongateur avec clamp - Canule en BD Vialon™ - Chambre de visualisation du reflux sanguin ET BD Instafash™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
383669	Prolongateur avec robinet 3 voies - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 32 mm - Vert	20	80
383666	Prolongateur avec robinet 3 voies - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 25 mm - Rose	20	80
383667	Prolongateur avec robinet 3 voies - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 32 mm - Rose	20	80
383662	Prolongateur avec robinet 3 voies - 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu	20	80
383661	Prolongateur avec robinet 3 voies - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune	20	80
383649	Prolongateur avec accès en Y et 1 valve BD Q-Syte™ - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 32 mm - Vert	20	80
383646	Prolongateur avec accès en Y et 1 valve BD Q-Syte™ - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 25 mm - Rose	20	80
383647	Prolongateur avec accès en Y et 1 valve BD Q-Syte™ - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 32 mm - Rose	20	80
383642	Prolongateur avec accès en Y et 1 valve BD Q-Syte™ - 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu	20	80
383640	Prolongateur avec accès en Y et 1 valve BD Q-Syte™ - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 14 mm - Jaune	20	80
383641	Prolongateur avec accès en Y et 1 valve BD Q-Syte™ - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune	20	80
383539	Prolongateur avec accès en Y et 2 valves BD Q-Syte™ - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 32 mm - Vert	20	80
383536	Prolongateur avec accès en Y et 2 valves BD Q-Syte™ - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 25 mm - Rose	20	80
383537	Prolongateur avec accès en Y et 2 valves BD Q-Syte™ - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 32 mm - Rose	20	80
383532	Prolongateur avec accès en Y et 2 valves BD Q-Syte™ - 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu	20	80
383530	Prolongateur avec accès en Y et 2 valves BD Q-Syte™ - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 14 mm - Jaune	20	80
383531	Prolongateur avec accès en Y et 2 valves BD Q-Syte™ - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune	20	80

• Cathéters veineux périphériques sécurisés sans site d'injection



Cathéter BD Insyte Autoguard™

BD

Cathéter avec ou sans ailettes - Canule en BD Vialon™- Chambre de visualisation du reflux sanguin ET BD Instaflash™ - Système de mise en sécurité active

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
381954	Avec ailettes - 16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 30 mm - Gris	50	200
381957	Avec ailettes - 16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 45 mm - Gris	50	200
381944	Avec ailettes - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 30 mm - Vert	50	200
381947	Avec ailettes - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 48 mm - Vert	50	200
381933	Avec ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 25 mm - Rose	50	200
381934	Avec ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 30 mm - Rose	50	200
381937	Avec ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 48 mm - Rose	50	200
381923	Avec ailettes - 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu	50	200
381912	Avec ailettes - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune	50	200
381867	Sans ailettes - 14 G - Ø Ext. 2,1 mm - L 45 mm - Orange	50	200
381854	Sans ailettes - 16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 30 mm - Gris	50	200
381857	Sans ailettes - 16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 45 mm - Gris	50	200
381844	Sans ailettes - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 30 mm - Vert	50	200
381847	Sans ailettes - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 48 mm - Vert	50	200
381833	Sans ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 25 mm - Rose	50	200
381834	Sans ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 30 mm - Rose	50	200
381837	Sans ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 48 mm - Rose	50	200
381823	Sans ailettes - 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu	50	200
381812	Sans ailettes - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune	50	200



Cathéter BD Insyte™ Autoguard™ Blood Control

BD

Cathéter avec ou sans ailettes - Avec septum à usage unique évitant l'écoulement de sang dans l'embase du cathéter
Canule en BD Vialon™- Chambre de visualisation du reflux sanguin ET BD Instaflash™ - Système de mise en sécurité active

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
382954	Avec ailettes - 16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 30 mm - Gris	50	200
382957	Avec ailettes - 16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 45 mm - Gris	50	200
382944	Avec ailettes - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 30 mm - Vert	50	200
382947	Avec ailettes - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 48 mm - Vert	50	200
382933	Avec ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 25 mm - Rose	50	200
382934	Avec ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 30 mm - Rose	50	200
382937	Avec ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 48 mm - Rose	50	200
382923	Avec ailettes - 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu	50	200
382912	Avec ailettes - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune	50	200
381054	Sans ailettes - 16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 30 mm - Gris	50	200
381057	Sans ailettes - 16 G - Ø Ext. 1,7 mm - L 45 mm - Gris	50	200
381044	Sans ailettes - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 30 mm - Vert	50	200
381047	Sans ailettes - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 48 mm - Vert	50	200
381033	Sans ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 25 mm - Rose	50	200
381034	Sans ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 30 mm - Rose	50	200
381037	Sans ailettes - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 48 mm - Rose	50	200

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
381023	Sans ailettes - 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 25 mm - Bleu	50	200
381012	Sans ailettes - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune	50	200



Cathéter BD Insyte-N™ Autoguard™

BD

Cathéter pour pédiatrie ou néonatalogie - Avec ou sans ailettes - Cathéter avec ou sans ailettes - Canule en BD Vialon™- Chambre de visualisation du reflux sanguin ET BD Instaflash™ - Système de mise en sécurité active

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
381911	Avec ailettes - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 14 mm - Jaune	50	200
381811	Sans ailettes - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 14 mm - Jaune	50	200

• Cathéters sous-cutané



Cathéter BD Saf-T Intima™

BD

Cathéter sécurisé de type microperfuseur - 1 voie (droit) ou 2 voies (en Y) - Canule en BD Vialon™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
383338	Droit - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 25 mm - Rose	25	200
383328	Droit - 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 19 mm - Bleu	25	200
383318	Droit - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune	25	200
383348	En Y - 18 G - Ø Ext. 1,3 mm - L 25 mm - Vert	25	200
383339	En Y - 20 G - Ø Ext. 1,1 mm - L 25 mm - Rose	25	200
383329	En Y - 22 G - Ø Ext. 0,9 mm - L 19 mm - Bleu	25	200
383319	En Y - 24 G - Ø Ext. 0,7 mm - L 19 mm - Jaune	25	200

AIGUILLES DE HUBER CHAMBRE IMPLANTABLE

• **Aiguilles de Huber chambre implantable**



Aiguille sécurisée Huber Plus®

BARD

Avec prolongateur sans site d'injection

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
011934	19 G - L. aiguille 19 mm - Ø int. tubulure 1,12 mm	25	-
012001	20 G - L. aiguille 25 mm - Ø int. tubulure 0,97 mm	25	-
012034	20 G - L. aiguille 19 mm - Ø int. tubulure 0,97 mm	25	-
012234	22 G - L. aiguille 19 mm - Ø int. tubulure 0,79 mm	25	-

PICC LINE

• **Cathéters veineux centraux pour Picc Line**



Cathéter veineux central en silicone First PICC™

ARGON

Cathéter simple ou double lumière - Avec prolongateur en T monté sur T-Port™, mandrin métallique hydrophile et mètre stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
384157	1 lumière - 18 G - 4 FR - L 65 cm - Sans introducteur	5	-
384156	1 lumière - 20 G - 3 FR - L 65 cm - Sans introducteur	5	5
384232	1 lumière - 26 G - 1,9 FR - L 50 cm - Sans introducteur	5	-

• **Kit Picc Line**



Kit L-Cath™ PICC avec introducteur

ARGON

Composé du cathéter veineux central à insertion périphérique en polyuréthane L-Cath™ et d'un introducteur

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
384516	1 lumière - 28 G - 1,2 FR - L 25 cm - Avec introducteur pelable	5	-

Kit d'insertion MST - First Picc™

ARGON

Composition : 1 guide 50 cm - 1 scalpel - 1 cathéter BD Insyte Autoguard™ - 1 seringue BD Plastipak™ 5 ml LL - 1 dilateur lubrifié - 1 aiguille protégée

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
384823	18 G - 4 FR	10	-
384822	20 G - 3 FR	10	-

Introducteur Introsyte™

BD

Introducteur pour cathéters veineux centraux - Non sécurisé

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
384021	1.9 FR - 19 mm - Compatible avec cathéter ref. 384232	10	-
384030	3 FR - 32 mm - Compatible avec cathéter ref. 384156	10	-
384040	4 FR - 32 mm - Compatible avec cathéter ref. 384157	10	-
384050	5 FR - 32 mm - Compatible avec cathéter ref. 384158/384159	10	-

• **Pansements pour Picc Line**



Pansement Grip-Lok®

TELEFLEX

Système de fixation sans suture pour CVC/PICC Arrow

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
3604MCS-TA-1	Taille unique - Mousse prédécoupée ajustée à la forme de l'embase et adaptée à la fixation des ailettes mobiles	50	-



Pansement Statlock®


BARD

Système de fixation pour cathéters PICC

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
VPPCSPCE	Composé d'un tampon de préparation cutanée maintenu par un système de mousses adhésives et anse de fixation coulissante	50	500

PANSEMENTS POUR CATHÉTERS OU CHAMBRES IMPLANTABLES

• Pansements pour voie périphérique




Pansement BD Veca-C™

BD

Pansement stérile - Pré-fendu - Non-tissé - Pour la fixation de cathéters à site d'injection

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
392020	75 x 60 mm - Avec fenêtre transparente pour la visualisation du point de ponction	50	600



Pansement BD Vecafix™ BD

BD

Pansement stérile - Pré-fendu - Non-tissé - Pour la fixation de cathéters à site d'injection

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
392015	75 x 60 mm - Sans fenêtre	50	600



Pansement Securfix Plus

PIKDARE

Fixation stérile pour cathéters - 10 x 10 cm sans latex - Transparent

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
227860	Pansement adhésif en polyuréthane «seconde peau»	50	1800



Pansement Securfix

PIKDARE

Kit de fixation stérile pour cathéters courts - 7 x 8 cm sans latex - Blanc - Avec fente pour le cathéter

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
226500	Un pansement hypoallergénique non tissé - Un pansement pour fixer la ligne de perfusion - Une compresse	100	3600

• Pansements stériles avec fenêtre non adhésive



Pansement 12x14cm

France Partenaires Médical

Pansement avec fenêtre transparente non adhésive au centre

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
PADFR1214	12 x 14 cm - Fenêtre 4 x 8 cm	50	950

• Pansements fixation



Fixation adhésive Urotape

ANSELL

Fixation stérile pour sondes urinaire ou cathéters

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
PFT01	Hypoallergénique - Pour sondes ou cathéters CH 2 à 10	100	-

PERFUSEURS

• Perfuseurs simples



Perfuseur 1 voie

JCM

Stérile - Sans site d'injection - Luer Lock mobile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
3318J	L 160 cm - Molette de type Adelberg - Filtre de solution 14,2 - Sans DEHP - Sans latex	200	-

• Perfuseurs avec robinet 3 voies



Perfuseur avec robinet 3 voies

JCM

Stérile - Sans site d'injection - Luer Lock mobile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
3325J	L 165 cm - Molette de type Adelberg - Filtre de solution 14,2 - Sans DEHP - Sans latex	200	-

• Perfuseurs de précision



Perfuseur de précision 1 voie avec régulateur de débit

JCM

Stérile - Sans site d'injection - Luer Lock mobile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
5951J	L 160 cm - Molette de type Adelberg - Filtre de solution 14,2 - Sans DEHP - Sans latex	200	-

• Perfuseurs avec aiguille/microperfuseur LPPR

Perfuseur 1 voie avec site d'injection en Y

France Partenaires Médical

Avec LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
124 TIPS	Avec microperfuseur 21G avec ailettes - Tubulure 150 cm	100	100
123 ECO TIPS	Avec aiguille 21G - Tubulure 150 cm	100	-

RÉGULATEURS DE DÉBIT

Régulateur de débit Easydrop

BEXEN

Stérile - Sans site d'injection - Luer Lock mâle/femelle

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
139.04	L 35 cm - Sans DEHP - Sans latex	100	-

TRANSFUSEURS

Transfuseur par gravité simple

BEXEN

Stérile - Sans site d'injection - Luer Lock mâle mobile - Avec filtre de purge

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
430.20	L 165 cm - Sans DEHP - Sans latex	300	-

PROLONGATEURS DE PERFUSION

• Prolongateurs avec robinet

Prolongateur avec robinet

BEXEN

3 voies - sans phtalates - Luer Lock mâle/femelle - Stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
135.01	L 10 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 0,87 ml	300	-
135.92	L 25 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 1,58 ml	300	-
135.05	L 50 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 3,13 ml	300	-

• Prolongateurs avec valve bidirectionnelle



Valve BD Q-Syte™ prémontée sur prolongateur

BD

Valve bi-directionnelle à septum préfendu pour accès intraveineux - Prolongateur 15 cm

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
385101	BD Q-Syte™ avec prolongateur simple - adulte	25	200
385161	BD Q-Syte™ avec double prolongateur - adulte	50	-
385162	BD Q-Syte™ avec triple prolongateur - adulte	50	-
385151	BD Q-Syte™ avec prolongateur simple - pédiatrique	50	200
385163	BD Q-Syte™ avec double prolongateur - pédiatrique	50	-
385164	BD Q-Syte™ avec triple prolongateur - pédiatrique	50	-

• Prolongateurs avec valve bidirectionnelle et robinet



Prolongateur avec robinet et valve BD Q-Syte™

PROMEPLA

Valve bi-directionnelle à septum préfendu pour accès intraveineux - Prolongateur 15 cm

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
ODG0060ST16	BD Q-Syte™ avec prolongateur embout Luer Lock et filtre de purge et robinet 3 voies	50	50

• Prolongateurs standard



Prolongateur polyvalent

BEXEN

Sans phtalates - Luer Lock mâle/femelle - Stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
131.01	L 10 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 0,8 ml	200	-
131.03	L 30 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 1,8 ml	200	-
131.05	L 50 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 3,7 ml	200	-
131.10	L 100 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 7,2 ml	200	-
131.15	L 150 cm - Ø Int. 3 mm - Vol. résiduel 10,7 ml	200	-

• Prolongateurs pour pousse-seringue



Prolongateur pour pousse-seringue

BEXEN

Sans phtalates - Luer Lock mâle/femelle - Stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
137.01	L 10 cm - Ø Int. 1,5 mm - Vol. résiduel 0,219 ml	200	-
137.03	L 30 cm - Ø Int. 1,5 mm - Vol. résiduel 0,288 ml	200	-
137.05	L 50 cm - Ø Int. 1,5 mm - Vol. résiduel 0,342 ml	200	-
137.10	L 100 cm - Ø Int. 1,5 mm - Vol. résiduel 0,374 ml	200	200
137.15	L 150 cm - Ø Int. 1,5 mm - Vol. résiduel 0,574 ml	200	-
137.20	L 200 cm - Ø Int. 1,5 mm - Vol. résiduel 1,193 ml	200	200

CONSOMMABLES DE PERFUSION

• Valves bi-directionnelles



Valve BD Q-Syte™

BD

Valve bi-directionnelle à septum préfendu pour accès intraveineux

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
385100	BD Q-Syte™ Luer Lock à l'unité	50	200



Valve BD Q-Syte™ prémontée sur robinet BD Connecta™

BD

Valve bi-directionnelle à septum préfendu pour accès intraveineux

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
394501	BD Q-Syte™ intégré à un robinet 3 voies BD Connecta™	50	500

• Obturateurs pour cathéters



Obturator BD Obturator™

BD

Obturator pour cathéters BD Insyte™, Insyte W™, Autoguard™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
394285	16 G - 45 mm - Compatible Réf. 381257 / 381357 / 381457 / 381557	50	250
394283	18 G - 30 mm - Compatible Réf. 381244 / 381344 / 381844 / 381944	50	500
394284	18 G - 45 mm - Compatible Réf. 381246 / 381346 / 381447 / 381547	50	500
394281	20 G - 30 mm - Compatible Réf. 381234 / 381334 / 381834 / 381934	50	500
394280	22 G - 25 mm - Compatible Réf. 381223 / 381323 / 381823 / 381923	50	500
394287	24 G - 19 mm - Compatible Réf. 381212 / 381312 / 381812 / 381912	50	500

Obturator BD Obturator™

BD

Obturator pour cathéters BD Venflon™ 2 et Venflon™ Pro Safety

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
394256	14 G - 45 mm - Compatible Réf. 391456 / 393230	50	500
394255	16 G - 45 mm - Compatible Réf. 391455 / 393229	50	500
394254	17 G - 45 mm - Compatible Réf. 391454 / 393228	50	500
394257	18 G - 32 mm - Compatible Réf. 391457 / 393226	50	500
394253	18 G - 45 mm - Compatible Réf. 391453 / 393227	50	500
394252	20 G - 32 mm - Compatible Réf. 391452 / 393224	50	500
394251	22 G - 25 mm - Compatible Réf. 391451 / 393222	50	500

• Prise d'air

Prise d'air

France Partenaires Médical

Prise d'air avec filtre 3

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
SET014	1 voie - Filtre hydrophobe avec membrane 3 et clapet ouverture/fermeture	100	-

• Robinets 3 voies



Robinet 3 voies BD Connecta™

BD

Robinet avec cran Ouvert/Fermé - Avec ou sans prolongateur - Avec ou sans site d'injection

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
394951	Avec prolongateur 50 cm	20	100
394971	Avec prolongateur 100 cm et site injection	20	100
394936	Avec prolongateur 25 cm et site injection	20	100
394926	Avec prolongateur 25 cm	20	100
394961	Avec prolongateur 100 cm	20	100
394945	Avec prolongateur 7 cm et site injection	50	250
394995	Avec prolongateur 10 cm	50	250
394601	Robinet seul - Rotation 360 (avec punaise rouge et bleue) - Blanc	100	500
394600	Robinet seul - Rotation 360	100	500

• Bouchons



Bouchon BD™

BD

Bouchon stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
394090	Bouchon Luer-Lock™ pour seringue Luer stérile	100	5000
394080	Bouchon Luer-Lock™	200	2000
394075	Bouchon Luer-Lock™ avec protection mâle/femelle	100	5000
394074	Bouchon Luer-Lock™ avec membrane caoutchouc	100	5000



Bouchon mâle femelle

CURAS

Bouchon stérile - Luer Lock

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
03800	Bouchon obturateur mâle/femelle rouge	300	-
03812	Bouchon obturateur mâle blanc	300	-

TRANSFERT

AIGUILLES DE TRANSFERT NON SÉCURISÉES

- Aiguilles de transfert non sécurisées



Aiguille BD Microlance™ 3

BD

Aiguille hypodermique compatible avec des seringues Luer simple et Luer Lock.

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
304622	18 G 1 1/2 (transfert) - L 40 mm - 125 / 100 - Paroi mince - Biseau court - Rose	100	5000
301900	18 G 1 1/2 (transfert) - L 50 mm - 125 / 100 - Paroi mince - Biseau court - Rose	100	5000

AIGUILLES DE TRANSFERT SÉCURISÉES

- Aiguilles de transfert sécurisées



Aiguille BD Eclipse™

BD

Aiguille hypodermique de sécurité compatible avec des seringues Luer simple et Luer Lock.

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
302437	18 G 1 1/2 (transfert) - Paroi normale - L 38 mm - Ø ext. 1,20 mm - Ø int. 0,84 mm - rose	100	1200

Aiguille BD Nokor™ Admix

BD

Aiguille perce-bouchon

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
300780	16 G 1 - L 25 mm - 165/100 - Lame et fenêtre latérale - violette	100	1000
300779	18 G 1 1/2 - L 40 mm - 125/100 - Lame et fenêtre latérale - rose	100	1000



Aiguille BD™ Blunt

BD

Aiguille de transfert sécurisée sans filtre - Biseau non tranchant 45

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
305181	18 G 1 1/2 - L 25 mm - 125/100 - rouge	100	1000
303129	18 G 1 1/2 - L 40 mm - 125/100 - rouge	100	5000



Aiguille BD™ Blunt filter

BD

Aiguille de transfert sécurisée avec filtre - Biseau non tranchant 45

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
305211	18 G 1 1/2 - L 40 mm - 125/100 - lavande transparente	100	1000

INJECTION

AIGUILLES POUR INJECTION

- Aiguilles hypodermiques sécurisées de phlébologie



Aiguille BD Eclipse™

BD

Aiguille hypodermique de sécurité compatible avec des seringues Luer simple et Luer Lock.

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
305771	30 G 1/2 (phlébologie) - Paroi normale - L 13 mm - Ø ext. 0,30 mm - Ø int. 0,14 mm - blanc	100	1200

• Aiguilles hypodermiques sécurisées



Aiguille BD Eclipse™

BD

Aiguille hypodermique de sécurité compatible avec des seringues Luer simple et Luer Lock.

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
305899	20 G - Paroi fine - L 25 mm - Ø ext. 0,90 mm - Ø int. 0,63 mm - jaune	100	1200
305888	20 G 1 1/2 - Paroi fine - L 38 mm - Ø ext. 0,90 mm - Ø int. 0,63 mm - jaune	100	1200
305894	21 G 1 - Paroi fine - L 25 mm - Ø ext. 0,81 mm - Ø int. 0,49 mm - vert	100	1200
305895	21 G 1 1/2 - Paroi fine - L 40 mm - Ø ext. 0,81 mm - Ø int. 0,49 mm - vert	100	1200
305887	22 G 1 1/4 - Paroi normale - L 30 mm - Ø ext. 0,71 mm - Ø int. 0,39 mm - noir	100	1200
305892	23 G 1 - Paroi normale - L 25 mm - Ø ext. 0,63 mm - Ø int. 0,36 mm - bleu	100	1200
305886	23 G 1 1/4 - Paroi normale - L 30 mm - Ø ext. 0,63 mm - Ø int. 0,36 mm - bleu	100	1200
305760	25 G 5/8 - Paroi normale - L 16 mm - Ø ext. 0,50 mm - Ø int. 0,24 mm - orange	100	1200
305891	25 G 1 - Paroi normale - L 25 mm - Ø ext. 0,50 mm - Ø int. 0,24 mm - orange	100	1200
305770	27G 1/2 - Paroi normale - L 13 mm - Ø ext. 0,40 mm - Ø int. 0,19 mm - gris	100	1200
305889	27 G 3/4 - Paroi normale - L 18 mm - Ø ext. 0,40 mm - Ø int. 0,19 mm - gris	100	1200
302436	27 G 1 1/2 - Paroi normale - L 38 mm - Ø ext. 0,40 mm - Ø int. 0,19 mm - gris	100	1200



Aiguille BD Integra™

BD

Aiguille pour injection rétractable à utiliser avec la seringue BD Integra™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
305313	22 G - Biseau normal - L 38 mm - Ø ext 0,7 mm - Ø int 0,44 mm - Volume mort 0,026 ml - Noir	100	1000

• Aiguilles hypodermiques non sécurisées de phlébologie



Aiguille BD Microlance™ 3

BD

Aiguille hypodermique compatible avec des seringues Luer simple et Luer Lock.

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
304000	30 G 1/2 (phlébologie) - L 13 mm - 30/100 - Paroi normale - Biseau normal - Jaune	100	5000

• Aiguilles hypodermiques non sécurisées



Aiguille BD Microlance™ 3

BD

Aiguille hypodermique compatible avec des seringues Luer simple et Luer Lock.

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
300637	16 G 1 1/2 - L 40 mm - 16/10 - Paroi normale - Biseau normal - Blanche	100	5000
301700	19 G 1 - L 25 mm - 11/10 - Paroi normale - Biseau normal - Crème	100	5000
301500	19 G 1 1/2 - L 40 mm - 11/10 - Paroi mince - Biseau normal - Crème	100	5000
301750	19 G 2 - L 50 mm - 11/10 - Paroi normale - Biseau normal - Crème	100	4000
304827	20 G 1 - L 25 mm - 9 / 10 - Paroi mince - Biseau normal - Jaune	100	5000
301300	20 G 1 1/2 - L 40 mm - 9/10 - Paroi mince - Biseau normal - Jaune	100	5000
304434	21 G - L 16 mm - 5/8 - Paroi mince - Biseau normal - Vert	100	5000
301156	21 G 1 - L 25 mm - 8/10 - Paroi mince - Biseau normal - Verte	100	5000
304432	21 G 1 1/2 - L 40 mm - 8 / 10 - Paroi mince - Biseau normal - Verte	100	5000
301155	21 G 2 - L 50 mm - 8/10 - Paroi normale - Biseau normal - Verte	100	4000
304727	22 G 1 - L 25 mm - 7 / 10 - Paroi mince - Biseau normal - Noire	100	5000
300900	22 G 1 1/4 - L 30 mm - 7/10 - Paroi mince - Biseau normal - Noire	100	5000
301000	22 G 1 1/2 - L 40 mm - 7/10 - Paroi mince - Biseau normal - Noire	100	5000
300094	22 G 2 - L 50 mm - 7/10 - Paroi normale - Biseau normal - Noire	100	4000
300800	23 G 1 - L 25 mm - 6/10 - Paroi mince - Biseau normal - Bleue	100	5000
300700	23 G 1 1/4 - L 30 mm - 6/10 - Paroi mince - Biseau normal - Bleue	100	5000
300600	25 G 5/8 - L 16 mm - 5 / 10 - Paroi normale - Biseau normal - Orange	100	5000
300400	25 G 1 - L 25 mm - 5 / 10 - Paroi normale - Biseau normal - Orange	100	5000
300300	26 G 3/8 - L 10 mm - 45 / 100 - Paroi normale - B. intradermique - Brune	100	5000
304300	26 G 5/8 - L 16 mm - 45 / 100 - Paroi normale - Biseau normal - Brune	100	5000
300635	27 G 1/2 - L 13 mm - 4/10 - Paroi normale - Biseau normal - Grise	100	5000
302200	27 G 3/4 - L 19 mm - 4/10 - Paroi normale - Biseau normal - Grise	100	5000

• Aiguilles hypodermiques non sécurisées pour mésothérapie



Aiguille pour mésothérapie Pic® Indolor

PIKDARE

Pour injections intradermiques et micro-injections - Cône Luer Lock™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
70994.300.800	27 G - Aiguille 0,40 x 4 - Grise	100	4000
70996.30.80	27 G - Aiguille 0,40 x 6 - Grise	100	4000

SERINGUES

• Seringues non sécurisées Luer Lock sans aiguille



Seringue BD Plastipak™

BD
Seringue 3 pièces - Sans aiguille

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
309658	3 ml - H 803 LL BD - Graduation 0,1 ml - Stérilisation Gamma	200	800
309649	5 ml - H 805 LL BD - Graduation 0,2 ml - Stérilisation Gamma	125	500
300912	10 ml - Verrou Luer-Lock™ - H 810 LL - Stérilisation Gamma	100	400
300629	20 ml - Verrou Luer-Lock™ - H 820 LL - Stérilisation ETO	120	480
302830	20 ml - Verrou Luer-Lock™ - H 820 LL - Stérilisation Gamma	48	192
301229	30 ml - Verrou Luer-Lock™ - H 830 LL - Stérilisation ETO	60	240
300865	50 ml - Verrou Luer-Lock™ - H 850 LL - Stérilisation ETO	60	240
300869	50 ml - Opaque - Verrou Luer-Lock™ - Stérilisation ETO	60	240
300137	50 ml - Perfusion - Verrou Luer-Lock™ - Piston à encoche - Stérilisation ETO	50	100
300139	50 ml - Perfusion opaque - Verrou Luer-Lock™ - Piston à encoche - Stérilisation ETO	50	100



Seringue de précision BD Plastipak™

BD
Seringue 3 pièces de précision - Sans aiguille

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
309628	1 ml - H 804 LL - Embout Luer-Lock™ - Graduation 1/100e de ml	100	800

• Seringues non sécurisées Luer simple sans aiguille



Seringue BD Plastipak™

BD
Seringue 3 pièces - Sans aiguille - Luer simple

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
300185	2 ml - H 802 S - Graduation 0,1 ml	100	800
300613	20 ml - Excentrée - H 821 ES	120	480
301231	30 ml - Excentrée - H 831 ES	60	240
300866	50 ml - Excentrée - H 851 ES	60	240
300605	100 ml - Embout cathéter - Adaptateur embout Luer	25	50



Seringue de précision BD Plastipak™

BD
Seringue 3 pièces de précision Tuberculine/Allergie - Sans aiguille - Luer simple

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
303172	1 ml - H 804 S - Embout centré - Graduation 1/100e de ml	120	960



Seringue BD Emerald™

BD
Seringue 3 pièces - Sans aiguille - Luer simple - Embout centré

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
307727	2 ml - Graduation 0,1 ml	100	3000
302986	3 ml - Graduation 0,1 ml	100	2400
307731	5 ml - Graduation 0,2 ml	100	2000
307736	10 ml - Graduation 0,3 ml	100	1200



Seringue BD Discardit™ II

BD
Seringue 2 pièces - Sans aiguille - Luer simple

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
300928	2 ml - H 902 S - Embout centré - Graduation 1/10 ml	100	3000
309050	5 ml - H 905 S - Embout excentré - Graduation 2/10 ml	100	1800
309110	10 ml - H 910 S - Embout excentré - Graduation 1/2 ml	100	1200
300296	20 ml - H 920 S - Embout excentré - Graduation 1 ml	80	960

• Seringues non sécurisées Luer simple avec aiguille



Seringue de précision prémontée BD Plastipak™ avec aiguille BD Microlance™ 3 non sertie

BD
Seringue 3 pièces de précision 1 mL - Prémontée non sertie

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
303175	1 ml longue - H804DN - Luer simple - 25 G 16 mm 5/10 - Biseau normal (IM)	120	960
303176	1 ml longue - H804DN - Luer simple - 26 G 10 mm 45/100 - Biseau court (IV)	120	960



Seringue de précision BD Plastipak™ avec aiguille BD Micro-Fine™+ sertie

BD

Seringue 3 pièces de précision 1 mL - Sertie

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
305501	1 ml Sub-Q - 26 G 13 mm 45/100 - Biseau standard (SC)	100	500
305502	1 ml Test - 27 G 10 mm 4/10 - Biseau extra-court (ID)	100	500



Seringue prémontée BD Emerald™ avec aiguille BD MicroLance™ 3 non sertie

BD

Seringue 3 pièces - Prémontée non sertie - Luer simple - Embout centré

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
307728	2 ml - Graduation 0,01 ml - Avec aiguille G 22 / 31,75 mm	100	2000
307740	2 ml - Graduation 0,01 ml - Avec aiguille G 23 / 25,4 mm	100	2000
307741	2 ml - Graduation 0,01 ml - Avec aiguille G 23 / 31,75 mm	100	2000
307732	5 ml - Graduation 0,02 ml - Avec aiguille G 21 / 38 mm	100	1500
307733	5 ml - Graduation 0,02 ml - Avec aiguille G 22 / 31,75 mm	100	1500
307735	5 ml - Graduation 0,02 ml - Avec aiguille G 23 / 31,75 mm	100	1500
307737	10 ml - Graduation 0,02 ml - Avec aiguille G 21 / 38 mm	100	900
307738	10 ml - Graduation 0,02 ml - Avec aiguille G 22 / 31,75 mm	100	900

• Seringues sécurisées sans aiguille



Seringue BD Integra™

BD

Seringue à utiliser avec les aiguilles pour injection et de transfert BD Integra™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
305283	Seringue 3 ml - Graduation au 1/10e	100	400

• Seringues tuberculine sécurisées



Seringue BD SafetyGlide™ TNT

BD

Seringue 3 pièces de précision 1 ml sécurisée - Tuberculine/allergie/test

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
305946	Avec aiguille sertie 26 G - Biseau intradermique - L 10 mm	100	400
305945	Avec aiguille sertie 27 G - Biseau normal - L 13 mm	100	400

SERINGUES PRÉ-REPLIES

• Seringues pré-remplies pour rinçage stériles intérieurement et extérieurement



Seringue BD PosiFlush™ XS

BD

Seringue pré-remplie de NaCl 9% - Seringue XS (stérile intérieurement et extérieurement)

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
306570	3 ml	30	240
306571	5 ml	30	240
306572	10 ml	30	240

• Seringues pré-remplies pour rinçage stériles intérieurement



Seringue BD PosiFlush™ SP

BD

Seringue pré-remplie de NaCl 9% - Seringue SP (stérile intérieurement)

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
306573	3 ml	30	480
306574	5 ml	30	480
306575	10 ml	30	480

RÉCUPÉRATEURS DASRI

COLLECTEURS D'AIGUILLES ET SUPPORTS



Collecteur d'aiguilles AFD

AFD CONTENERS SPECIAUX

2 pièces à assembler - Système Anti-reflux - Poignée de transport - Indication de limite de remplissage - Pour piquants / coupants / tranchants

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
SBO-01	Sanibox 250 ml - Dim. 80x33x110 mm - Obturateur cranté avec fermeture & ouverture automatiques - Guide d'introduction et de dévissage des aiguilles	1	-
BLO1L	Minicompact 1L - Dim 77 x 77 x 195 mm	50	-
BLO1.8	Biocompact 1,8L - Dim 160 x 160 x 160 mm	30	-
BLO3.0	Biocompact 3L - Dim 160 x 160 x 225 mm	30	-
BLO5.0	Biocompact 5L - Dim 215 x 215 x 190 mm	30	-
BLO10.0	Biocompact 10L - Dim 215 x 215 x 305 mm	30	-



Support pour collecteur d'aiguilles AFD

AFD CONTENERS SPECIAUX

Fixation par adhésifs, vis et/ou ventouses

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
SUP.VENT.MC	Support plateau pour collecteur Minicompact 1L - Plusieurs compartiments dont un qui permet d'emboîter le collecteur sur le plateau - Pas de fixations	1	-
SUP.PLAT.MC	Support de table pour collecteur Minicompact 1L - 1 seul compartiment - Fixation sur support plat et horizontal grâce à adhésif et/ou vis	1	-
SUP.PINCE	Support plateau pour collecteur BioCompact - Plusieurs compartiments dont un qui permet d'emboîter le collecteur sur le plateau - Pas de fixations	1	-
SUP.VENT	Support ventouse pour collecteur Biocompact - Fixation sur support plat et horizontal grâce à 4 ventouses	1	-
SUP.PLAT	Support pince pour collecteur Biocompact - Fixation sur barre verticale ou mur grâce à des vis	1	-



PRÉLÈVEMENT SANGUIN



PRÉLÈVEMENT VEINEUX SANGUIN

AIGUILLES DE PRÉLÈVEMENT

• Aiguilles de prélèvement non sécurisées



Aiguille BD Vacutainer® PrecisionGlide™

BD

Aiguille stérile pour prélèvement de sang multiple - Avec aiguille perce-bouchon

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
360214	20 G - L 25 mm x 9/10 - Jaune	100	1000
360210	22 G - L 25 mm x 7/10 - Noir	100	1000
360211	22 G - L 38 mm x 7/10 - Noir	100	1000
360212	21 G - L 25 mm x 8/10 - Vert	100	1000
360213	21 G - L 38 mm x 8/10 - Vert	100	1000
360215	20 G - L 38 mm x 9/10 - Jaune	100	1000

Aiguille BD Vacutainer® Vision

BD

Aiguille stérile pour prélèvement de sang multiple - Avec aiguille perce-bouchon - Avec indicateur de reflux veineux

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
301746	21 G - L 25 mm x 8/10 - Vert	50	1000
301747	22 G - L 25 mm x 7/10 - Noir	50	1000

• Aiguilles de prélèvement sécurisées



Aiguille Eclipse™ BD Vacutainer®

BD

Aiguille stérile pour prélèvement de sang multiple - Sécurisée - Avec ou sans corps de prélèvement prémonté

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
368609	21 G - L 32 mm x 8/10 - Vert	48	480
368610	22 G - L 32 mm x 7/10 - Noir	48	480
368650	21 G avec corps prémonté - L 32 mm x 8/10 - Vert	100	-
368651	22 G avec corps prémonté - L 32 mm x 7/10 - Noir	100	-



Aiguille Eclipse™ Signal BD Vacutainer®

BD
Aiguille stérile pour prélèvement de sang multiple - Sécurisée - Avec indicateur de retour veineux - Sans corps de prélèvement

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
368838	22 G avec corps prémonté - L 32 mm x 7/10 - Noir	50	-

UNITÉS DE PRÉLÈVEMENT

• Unités de prélèvement avec corps




Unité Safety-Lok™ BD Vacutainer®

BD
Unité à ailettes sécurisée stérile - Avec adaptateur et corps de prélèvement pré-monté

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
368654	21 G 3/4 - Avec corps prémonté - L 19 mm x 8/10 - tub. 178 mm - Vert	25	200
368652	21 G 3/4 - Avec corps prémonté - L 19 mm x 8/10 - tub. 300 mm - Vert	25	200
368655	23 G 3/4 - Avec corps prémonté - L 19 mm x 6/10 - tub. 178 mm - Bleu clair	25	200

• Unités de prélèvement sans corps



Unité Safety-Lok™ BD Vacutainer®

BD
Unité à ailettes sécurisée stérile - Avec adaptateur - Sans corps de prélèvement

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
367282	21 G 3/4 - L 19 mm x 8/10 - tub. 178 mm - Vert	50	200
367286	21 G 3/4 - L 19 mm x 8/10 - tub. 300 mm - Vert	50	200
367284	23 G 3/4 - L 19 mm x 6/10 - tub. 178 mm - Bleu clair	50	200
367288	23 G 3/4 - L 19 mm x 6/10 - tub. 305 mm - Bleu clair	50	200
367295	25 G - L 19 mm x 5/10 - tub. 178 mm - Bleu foncé	50	200



Unité BD Vacutainer® Push Button

BD
Unité à ailettes sécurisée stérile - Avec adaptateur Luer - Sans corps de prélèvement
Retrait automatique de l'aiguille directement dans la veine, par pression du bouton poussoir

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
367338	21 G 3/4 - L 19 mm x 8/10 - tub. 178 mm - Vert	50	200
367344	21 G 3/4 - L 19 mm x 8/10 - tub. 300 mm - Vert	50	200
367336	23 G 3/4 - L 19 mm x 6/10 - tub. 178 mm - Bleu	50	200

MICROPERFUSEURS

• Microperfuseurs non sécurisés



Microperfuseur Pic® Mirage

PIKDARE
Microperfuseur à ailettes - Long. 19 mm - Tubulure 30 cm

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
03.44019.03.00	19 G - Ø Ext. 1,1 mm - Crème	100	1000
03.44020	20 G - Ø Ext. 0,9 mm - Jaune	100	1000
03044021030010	21 G - Ø Ext. 0,8 mm - Vert	100	1000
03044022030010	22 G - Ø Ext. 0,7 mm - Noir	100	1000
03044023030010	23 G - Ø Ext. 0,6 mm - Bleu	100	1000
03044025030000	25 G - Ø Ext. 0,5 mm - Orange	100	1000

• Microperfuseurs sécurisés



Microperfuseur BD Safety-Lok™

BD
Sécurisé - Avec ailettes - Sans adaptateur

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
367246	21 G - Ø Ext. 0,8 mm - L 19 mm - Vert	50	200
367247	23 G - Ø Ext. 0,6 mm - L 19 mm - Bleu clair	50	200

ADAPTATEURS ET CORPS DE PRÉLÈVEMENT



Adaptateur BD Vacutainer®

BD
Adaptateur à cône Luer mâle - Stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
367300	Adaptateur simple - Cône Luer mâle - Bleu	100	1000



Adaptateur BD Vacutainer® Luer Lok™

BD
Adaptateur et corps pré-monté stériles pour prélèvement multiple (LLAD)

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
364902	Adaptateur Luer Lok™ + corps pré-monté 18 x 48 mm - Cône Luer mâle	200	-



Dispositif de transfert BD Vacutainer®

BD
Adaptateur et corps pré-monté stériles pour transfert

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
364810	Adaptateur Luer femelle + corps pré-monté 18 x 48 mm	200	-



Corps BD Vacutainer®

BD
Non stérile - Pour tube Ø 13 et 16 mm et/ou flacons d'hémoculture BD Bactec™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
364879	Corps réutilisable - Ø 18 x 48 mm - Jaune translucide	250	1000
364815	Corps à usage unique - Ø 18 x 48 mm - Blanc translucide	250	1000



Corps BD Pronto™

BD
Non stérile - Pour tube Ø 13 et 16 mm et/ou flacons d'hémoculture BD Bactec™
Avec système d'éjection automatique de l'aiguille incorporée

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
368872	Corps réutilisable - Ø 19 x 41 mm - Couleurs assorties	20	-

TUBES À PRÉLÈVEMENT DE SANG



Tube BD Vacutainer® avec bouchon sécurité Hemogard®

BD
Stérile - En verre - Sous vide - Non siliconé - Pour analyse sur sérum

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
367624	Vide nominal (volume de prélèvement) 5 ml - Ø externe 13 mm - Hauteur 75 mm - Bouchon rouge	100	1000

CONSOMMABLES POUR PRÉLÈVEMENT SANGUIN



Pansement hémostatique Emo Soffix

PIKDARE
Tampon ultra-absorbant

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
225950	Non-tissé - 38 x 38 mm	1000	-



Pansement pour prise de sang

LOHMANN MEDICAL
Pansement adhésif Curaplast™ Sensitive

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
30625	Support adhésif en non-tissé - Pansements prédécoupés 2 x 4 cm en rouleau - Boîte distributrice	250	-



Tampon d'alcool Webcol®

MEDTRONIC
Tampon stérile saturé avec alcool isopropylique à 70%

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
6818-1	Non tissé - 3,6 x 3,1 cm	200	4000

Boules de coton hydrophile

RAFFIN
100% coton

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
30301	Boules de coton (1u = 1 sachet de 700 boules)	1	16



Carrés de coton hydrophile

LOHMANN MEDICAL
Cotopads - 100% coton

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
90000	Carrés de 5 x 5 cm (1 u = 1 sachet de 500 carrés)	1	24



Garrot BD Vacutainer®

BD
Sans latex

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
367218	Garrot Pronto™ réutilisable - Automatique - Technique unimanuelle - Motifs enfants	6	6
367204	Garrot STRETCH à usage unique - Roulés et pré-découpés - 47cm	25	-

PRÉLÈVEMENT ARTÉRIEL

SERINGUES DE MESURE DES GAZ DU SANG

- Seringues de mesure des gaz du sang avec aiguille non sécurisée



Seringue BD Preset™

BD
Seringue stérile à évent avec héparine de lithium saturée - Avec aiguille conventionnelle pré-assemblée

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
364413	1 ml - Luer simple - Héparine 30 UI - Avec aiguille 23 G 25 mm x 6/10	100	-
364415	1 ml - Luer simple - Héparine 30 UI - Avec aiguille 25 G 16 mm x 5/10	100	-
364314	3 ml - BD Luer-Lock™ - Héparine 80 UI - Avec aiguille 22 G 25 mm x 7/10 + cube pour neutralisation de l'aiguille	100	-
364327	3 ml - BD Luer-Lock™ - Héparine 80 UI - Avec aiguille 23 G 25 mm x 6/10 + cube pour neutralisation de l'aiguille	100	-

• Seringues de mesure des gaz du sang avec aiguille sécurisée



Seringue BD Preset™

BD

Seringue stérile à évent avec héparine de lithium saturée - Avec aiguille BD Eclipse™ pré-assemblée

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
364390	3 ml - BD Luer-Lock™ - Héparine 80 UI - Avec aiguille 22 G 25 mm x 7/10 - Noir	100	-
364391	3 ml - BD Luer-Lock™ - Héparine 80 UI - Avec aiguille 23 G 25 mm x 6/10 - Bleu	100	-
364393	3 ml - BD Luer-Lock™ - Héparine 80 UI - Avec aiguille 25 G 16 mm x 5/10 - Orange	100	-

• Seringues de mesure des gaz du sang Luer Lock



Seringue BD Preset™

BD

Seringue stérile à évent avec héparine de lithium saturée - Sans aiguille

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
364316	3 ml - BD Luer-Lock™ - Héparine 80 UI	100	100



DIABÈTE

LANCETTES POUR PRÉLÈVEMENT CAPILLAIRE

LANCETTES POUR PRÉLÈVEMENT CAPILLAIRE SÉCURISÉES



Lancette BD Microtainer® Contact

BD

Lancette stérile - Avec LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
366592	Aiguille 30 G (0,31 mm) x profondeur ponction 1,5 mm pour glycémie capillaire - Débit faible - 1 goutte - Violette	200	2000



Lancette BD Sentry™

BD

Lancette stérile - Avec LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
369523	Aiguille 1,8 mm x 23 G (0,63 mm) - Vert	100	2000
369528	Aiguille 1,5 mm x 28 G (0,36 mm) - Orange	100	2000

LANCETTES POUR PRÉLÈVEMENT CAPILLAIRE SÉCURISÉES PÉDIATRIQUES



Dispositif BD Quikheel™

BD

Dispositif pour incision pédiatrique

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
368103	Profondeur de l'incision 1 mm (pour poids normaux) - L 2,50 mm	50	200

LANCETTES POUR PRÉLÈVEMENT CAPILLAIRE NON SÉCURISÉES



Lancette standard

ELVETEC

Lancette stérile - Avec LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
LS	(3502) Lancette standard VITREX STEEL - 3 x 0,5 mm	200	-

AIGUILLES SÉCURISÉES POUR STYLO INSULINE



Aiguille BD Duo™

BD

Aiguille 30G avec système d'auto-verrouillage - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
329605	5 mm x 0,30 mm	100	800
329608	8 mm x 0,30 mm	100	800

SERINGUES À INSULINE

SERINGUES À INSULINE AVEC AIGUILLE

• Seringues à insuline avec aiguille sécurisée



Seringue BD SafetyGlide™

BD

Seringue à insuline sécurisée avec aiguille sertie - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
305930	1 ml - 29 G - L 13 mm	100	400
305932	0,5 ml - 29 G - L 13 mm	100	400
305934	0,5 ml - 30 G - L 8 mm	100	400
305937	0,3 ml - 31 G - L 8 mm	100	400

• Seringues à insuline avec aiguille non sécurisée



Seringue BD Micro Fine™

BD

Seringue à insuline avec aiguille sertie - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
324826	0,3 ml - Aig. 8 mm - 30 G - Graduation 1/2 u	100	500
324891	1 ml - Aig. 12,7 mm - 29 G - Graduation 2 u	200	-
324892	0,5 ml - Aig. 12,7 mm - 29 G - Graduation 1 u	200	-
324893	0,5 ml - Aig. 8 mm - 30 G - Graduation 1 u	200	-




Seringue Pic® Indolor

PIKDARE

Seringue à insuline - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
03071270300350	1 ml - U 100 - Embout Luer - Avec aiguille G 27 16 mm	100	800
03071250300350	1 ml - U 100 - Embout Luer - Avec aiguille G 25 13 mm	100	800

SERINGUES À INSULINE SANS AIGUILLE



Seringue Pic® Indolor

PIKDARE

Seringue à insuline

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
03071000090500	1 ml - U 100 - Embout Luer - Sans aiguille	160	1600

BLOC ANESTHÉSIE



BLOC

BROSSES CHIRURGICALES



Brosse chirurgicale Medica

MEDICA EUROPE

Brosse-éponge à usage unique avec cure-ongles

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
255A481	Brosse humide imprégnée de Gluconate de Chlorhexidine à 4%	25	375
255A480	Brosse sèche stérile sans savon	25	375



Brosse chirurgicale E-Z Scrub™

BD

Brosse-éponge à usage unique avec cure-ongles

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
371607	Brosse sèche « 160 » - Stérile - Poils en polyéthylène souples sur une face et une éponge en polyuréthane sur l'autre face - 8*5*4 cm	30	300



Support pour brosses chirurgicales

MEDICA EUROPE

Support mural adapté aux brosses chirurgicales Medica

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8800	Support en aluminium de couleur métal	1	-

COUPANTS/TRANCHANTS

• Lames et manches à embout étroit



Lame non sécurisée stérile

SWANN-MORTON

Lame stérile à monter sur manche de bistouri à embout étroit

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
0216	Pour manche à embout étroit (type 3) - Lame N 6	100	-
0201	Pour manche à embout étroit (type 3) - Lame N 10	100	-
0202	Pour manche à embout étroit (type 3) - Lame N 10A	100	-
0203	Pour manche à embout étroit (type 3) - Lame N 11	100	-
0204	Pour manche à embout étroit (type 3) - Lame N 12	100	-
0205	Pour manche à embout étroit (type 3) - Lame N 15	100	2000
0221	Pour manche à embout étroit (type 3) - Lame N 15C	100	2000



Manche de bistouri non sécurisé à embout étroit

SWANN-MORTON

En acier inoxydable

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
0933	Embout étroit - Manche N 3 gradué - 12 cm	1	10

• Lames et manches à embout large



Lame non sécurisée stérile

SWANN-MORTON

Lame stérile à monter sur manche de bistouri à embout large

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
0206	Pour manche à embout large (type 4) - Lame N 20	100	1500
0207	Pour manche à embout large (type 4) - Lame N 21	100	1500
0208	Pour manche à embout large (type 4) - Lame N 22	100	-
0210	Pour manche à embout large (type 4) - Lame N 23	100	-
0211	Pour manche à embout large (type 4) - Lame N 24	100	1500
0212	Pour manche à embout large (type 4) - Lame N 25	100	1500
0213	Pour manche à embout large (type 4) - Lame N 26	100	1500



Manche de bistouri non sécurisé à embout large

SWANN-MORTON

En acier inoxydable

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
0934	Embout large - Manche N 4 gradué - 13 cm	1	-
0914	Embout large - Manche N 4 Long - 21 cm	1	10

• Lames Fine et manches pour lames Fine



Lame chirurgicale «Fine»

SWANN-MORTON

Lame de bistouri stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
5903	Lame N 63 - Double biseau	25	-
5904	Lame N 64 - Double biseau	25	-
5905	Lame N 65 - Double biseau	25	-
5907	Lame N 67 - Double biseau	25	-
5909	Lame N 69 - Double biseau	25	-
5922	Lame N 91 - Spéciale	25	-



Manche de bistouri pour lame «Fine»

SWANN-MORTON

En acier inoxydable

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
6051	Manche N SF1 - 13 cm	1	-

• Bistouris non sécurisés



Bistouri standard
SWANN-MORTON
Bistouri stérile prémonté

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
0525	Bistouri N E11	10	-
0516	Bistouri N 6	10	1580
0501	Bistouri N 10	10	1580
0502	Bistouri N 10 A	10	1580
0503	Bistouri N 11	10	1580
0504	Bistouri N 12	10	1580
0505	Bistouri N 15	10	1580
0523	Bistouri N 18	10	1580
0506	Bistouri N 20	10	1580
0507	Bistouri N 21	10	1580
0508	Bistouri N 22	10	1580
0510	Bistouri N 23	10	1580
0511	Bistouri N 24	10	1580

• Bistouris sécurisés



Bistouri à lame rétractable
SWANN-MORTON
Bistouri stérile à lame rétractable

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
3991	Bistouri à lame rétractable N 11	25	-
3905	Bistouri à lame rétractable N 15	25	-



Scalpel à embout protecteur Neox™
ANSELL
Stérile - A embout protecteur coulissant - Non lesté

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
25SC-K	Coupe-fil de sécurité - Manche n 3	10	100
2510-K	Lame n 10 - Manche n 3	10	100
2511-K	Lame n 11 - Manche n 3	10	100
2512-K	Lame n 12 - Manche n 3	10	100
2515-K	Lame n 15 - Manche n 3	10	100
2520-K	Lame n 20 - Manche n 4	10	100
2521-K	Lame n 21 - Manche n 4	10	100
2522-K	Lame n 22 - Manche n 4	10	100
2523-K	Lame n 23 - Manche n 4	10	100
2524-K	Lame n 24 - Manche n 4	10	100
2525-K	Lame n 25 - Manche n 4	10	100


ASPIRATION DÉCHETS OPÉRATOIRES

• Canules de Yankauer



Canule de Yankauer «Derby»
PENNINE
Canule avec embout bulbe - L 26,5 cm

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
YS-3005	CH 24 - Avec contrôle du vide	50	-
YS-3004	CH 24 - Sans contrôle du vide	50	-



Canule de Yankauer «Poole»
PENNINE
L 30 cm

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
YS-3006	CH 20 - Connexion tubulure flexible droite et amovible - 4 x 5 CEils opposés	50	-




Canule de Yankauer Argyle®

MEDTRONIC

Canule d'aspiration avec ou sans contrôle digital

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8888504019	Avec contrôle digital - CH 12 - Modèle fin - L 26 cm	50	-
1180113100	Avec contrôle digital - CH 16 - Modèle mini - L 16 cm	100	-
8888501023	Avec contrôle digital - CH 18 - Modèle standard - L 25 cm	50	-
8888501007	Sans contrôle digital - CH 18 - Modèle standard - L 25 cm	50	-



Canule de Yankauer coudée

PENNINE

Canule à extrémité ouverte avec ou sans contrôle du vide

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
LY-4501	Avec contrôle du vide - CH 12 - Canule fine 2 Cœils - L 25,5 cm	50	-
LY-3501	Avec contrôle du vide - CH 12 - Canule fine 2 Cœils - L 25 cm	50	-
LY-4601	Avec contrôle du vide - CH 18 - Canule moyenne 6 Cœils - L 25,5 cm	50	-
LY-3701	Avec contrôle du vide - CH 22 - Canule forte 6 Cœils - L 25,5 cm	50	-
LY-4701	Avec contrôle du vide - CH 22 - Canule forte 6 Cœils - L 26 cm	50	-
LY-3500	Sans contrôle du vide - CH 12 - Canule fine 2 Cœils - L 25 cm	50	-
LY-4500	Sans contrôle du vide - CH 12 - Canule fine 2 Cœils - L 25,5 cm	50	-
LY-4600	Sans contrôle du vide - CH 18 - Canule moyenne 6 Cœils - L 25,5 cm	50	-
LY-3700	Sans contrôle du vide - CH 22 - Canule forte 6 Cœils - L 25,5 cm	50	-
LY-4700	Sans contrôle du vide - CH 22 - Canule forte 6 Cœils - L 26 cm	50	-
LY-3800	Sans contrôle du vide - CH 28 - Canule extra forte 4 Cœils - L 25,5 cm	50	-




Canule de Yankauer coudée «Selectavac»

PENNINE

Canule d'aspiration coudée avec bouton on/off

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
YS-3010	CH 24 - Canule droite sans crépine - Ø 8 mm - 4 Cœils opposés - L 26,5 cm	50	-
YS-3009	CH 24 - Canule coudée avec crépine - Poignée de préhension - Ø 8 mm - Crépine 4 Cœils opposés - L 26,5 cm	50	-




Canule de Yankauer femelle

PENNINE

Canule d'aspiration à embout femelle

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
LY-4600/RF/FF	CH 18 - L 28 cm	50	-
LY-3700/F	CH 22 - Embout godet - L 29,5 cm	50	-



Canule de Yankauer pédiatrique

PENNINE

L 18 cm - Extrémité ouverte

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
LY-4401	CH 15 - 2 Cœils avec contrôle d'aspiration	100	-
LY-4400	CH 15 - 2 Cœils sans contrôle d'aspiration	100	-

Canule de Yankauer préconnectée

PENNINE

Canule stérile préconnectée à une tubulure Ø 6 mm L 2 m

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
LYS-5521	Tubulure connectée à la canule LY-3501	10	-
LYS-5620	Tubulure connectée à la canule LY-3600	10	-

• Tubulures de raccordement pour canules de Yankauer



Tubulure de raccordement

PENNINE

Tubulure stérile avec godet - Embout femelle / femelle

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
CT-4332	24 CH - L 3m - Godet bleu Ø int. 5 mm	20	-
CT-4772	28 CH - L 3,50 m - Godet gris Ø int. 7 mm - Tubulure Flexi-Rib	40	-
CT-4732	28 CH - L 3m - Godet gris Ø int. 7 mm - Tubulure Flexi-Rib	50	-
CT-4722	28 CH - L 2 m - Godet gris Ø int. 7 mm - Tubulure Flexi-Rib	60	-
CT-4672	30 CH - L 3,50 m - Godet orange Ø int. 8 mm	10	-

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
CT-4632	30 CH - L 3m - Godet orange Ø int. 8 mm	10	-
CT-4622	30 CH - L 2m - Godet orange Ø int. 8 mm	10	-



Tubulure universelle à renforcements

MEDTRONIC

Tubulure en PVC non stérile - En rouleau

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8888280206	Ø int. 5 mm - L 30 m - Renforcements espacés tous les 90 cm	1	-
8888280602	Ø int. 7 mm - L 30 m - Renforcements espacés tous les 90 cm	1	-

Tubulure d'aspiration

PENNINE

Tubulure en PVC

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
CTS-4032	CH 26 - Tubulure souple Ø 6 mm L 3 m - femelle/femelle	20	-

TROUSSES DE CHIRURGIE



Trousse Handysset® «CESA»

FAPOMED

Trousse césarienne

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
83002030	1 champ de table 140 x 190 cm 1 champ d'accueil bébé 100 x 100 cm 1 bande adhésive 9 x 50 cm + 4 serviettes 1 champ de césarienne 250 x 300 cm et poche de récupération vidangeable	4	4



Trousse Handysset® «RTU»

FAPOMED

Trousse urologique avec poche de recueil

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
83002050	1 champ de table 140 x 190 cm 1 champ d'urologie T 190x250 cm, doigtier, poche de recueil avec tamis 1 bande adhésive 9 x 50 cm + 1 serviette	10	10

Trousse Coelioscopie Secu-Drape®

SENGEWALD

Trousse pour coelioscopie

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
563164-1	1 champ de table renforcé 150 x 200 cm 1 champ voie haute 225 x 320 cm, jambières et fenêtre adh. 29 x 32 cm 2 bandes velcro 2,5 x 25 cm 4 bandes adhésives 10 x 50 cm + 4 serviettes	5	-


Trousse Angiographie Fémorale ColorDrape®

SENGEWALD

Trousse pour angiographie fémorale

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
561653-2	1 champ de table renforcé 150 x 200 cm ColorDrape® non tissé 1 champ d'angiographie Mediwell® Super 3 couches 220 x 350 cm, monobloc avec 2 ouvertures Ø 6 x 8 adh. côté latéral transparent 2 serviettes absorbantes 25 x 19 cm 1 bande adhésive 10 x 50 cm + 1 étiquette autocollante 10 x 7 cm	12	-

CHAMPS OPÉRATOIRES



Champ de soins fenêtre centrale Secu-Drape®

SENGEWALD

Champ stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
558823-1	60x50 cm - Mediwell® Super 2 couches Viscose/Polyéthylène) - Ouverture centrée adhésive Ø 6 cm	55	330
556601-1	40x40 cm - Film polyéthylène imperméable - Champ d'isolation - Ouverture centrée adhésive Ø 6 cm	140	840
517592-1	90x75 cm - Mediwell® 2 couches Cellulose/Polyéthylène - Ouverture centrée Ø 6 cm	300	-

Champ de soins fenêtre excentrée

France Partenaires Médical

Champ stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
SET012	45x45cm - 2 couches (cellulose/polyéthylène) - Ouverture excentrée adhésive Ø8cm	100	-



Champ de soins standard Secu-Drape®

SENGEWALD

Champ stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
538822	50x50 cm - Mediwell® Super 2 couches Viscose/Polyéthylène - Bande latérale adhésive 6x50 cm	70	420
507592-1	90x75 cm - Mediwell® Super 2 couches Viscose/Polyéthylène	55	330
504572-1	45x75 cm - Mediwell® 2 couches Cellulose/Polyéthylène	100	600
503842-1	45x38 cm - Mediwell® 2 couches Cellulose/Polyéthylène	145	870



Champ de table renforcé Aquamarine® Secu-Drape®

SENGEWALD

Champ stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
808821	180x150 cm - 2 couches Polypropylène/Polyéthylène	48	-
808823	100x150 cm - 2 couches Polypropylène/Polyéthylène	27	81

ACCESSOIRES POUR COELIOSCOPIE

• Tubulures d'insufflation



Tubulure d'insufflation

PENNINE

Tubulure de raccordement avec filtre compatible avec tous types d'insufflateurs

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
INS-1331	Connexion machine 15/22 - Raccord Luer Lock mâle mobile - longueur 3 m - Adaptable à l'insufflateur Stryker	10	-
INS-1330/E	Raccord Luer Lock mâle mobile & Raccord godet - Ø 6 mm - longueur 3 m - Adaptable aux insufflateurs Olympus, Storz et Stryker	10	-
INS-1330/LL	Raccord Luer Lock mâle/mâle mobiles - Ø 6 mm - longueur 3 m - Adaptable aux insufflateurs Wolf, Storz & Linvatec	10	-
INS-1250	Raccord Luer Lock mâle mobile & Raccord Wolf - Ø 6 mm - long. 2,5 m - Adaptable aux insufflateurs Wolf, Storz et Linvatec	10	-

CONTRÔLE DE STÉRILISATION



Mini Steam-Star Prion G

BLOSSOM

Indicateur de classe

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1281320G	Indicateur pour cycle vapeur - Version laminée (2,5 x 6 cm) - 134 C/18mm	1000	-



Steam-Star

BLOSSOM

Indicateur de classe - Temps / Température / Vapeur d'eau saturée

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1281301	Autoclave (1 à 2 bars / 120 - 135 C)	250	1000



Test de salissure Pure Check® A

BLOSSOM
Plaques et support pour test de salissure standardisé

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1281350T	Plaques en acier inoxydable - 7,5 x 2,5 cm - 3 points de contaminants synthétiques Ø 6-8-10 mm	30	360




Test de Bowie-Dick Upstar

BLOSSOM
Test prêt à l'emploi - Conditions de virage 134 C/3'30''/Saturation vapeur d'eau

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1281326	Virage rouge bordeaux > vert	30	120

ACCESSOIRES DE BLOC/CHIRURGIE

• **Tapis décontaminants**



Tapis décontaminant First Step®

ANSELL
Tapis adhésif pelable antibactérien - Feuilles en polypropylène de 45 x 120 cm - Sans latex

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
AMA184682W	60 feuilles/tapis - Epaisseur 2,6 mm - Blanc	4	-
AMA184682G	60 feuilles/tapis - Epaisseur 2,6 mm - Gris	4	-
AMA184681B	30 feuilles/tapis - Epaisseur 2 mm - Bleu	8	-
AMA184681W	30 feuilles/tapis - Epaisseur 2 mm - Blanc	8	-

• **Poche à instruments**

Poche à instruments simple avec rabat adhésif

SENGEWALD
Poche à instrument simple stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
583330-1	Transparente - Epaisseur 70 µm - Rabat adhésif 6 cm	125	500

Poche à instruments avec cordelette de fermeture

SENGEWALD
Poche à instrument simple stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
586560-1	65 x 60 cm	30	180

• **Ciseaux**



Paire de ciseaux inox

RAFFIN
Stérile - Protection embout siliconé

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
350116*AVM3001	Boucles plastique - L 11,5 cm	100	-
350112	Ciseaux à lames pointus - L 11,5 cm	100	400

• Pincés



Pince anatomique
RAFFIN
Pince plastique stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
360101	Bout large - L 12 cm	60	-

• Curettes



Curette
RAFFIN
Curette en plastique stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
360131/DC01	L 13,5 cm	100	400

• Marqueurs dermatographiques



Crayon Skin Marker
MEDTRONIC
Crayon dermatographique stérile avec règle

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
31145900	Crayon pointe double (large et fine) - Règlette intégrée au capuchon	100	-

• Spécuments



Spécument de Cusco
BEXEN
Spécument gynécologique stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
705.01	Modèle « Virginal » - Valve Ø 16 mm - Vert	100	-
703.01	Modèle « Standard » - Valve Ø 24 mm - Bleu	100	-
701.01	Modèle « Grand » - Valve Ø 30 mm - Blanc	100	-

• Spécuments



Spécument Gynospec®
ELVETEC
Spécument gynécologique stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
GYN24N	Valve L 85 mm l 24 mm Ø 38 mm - Rouge	100	100
GYN30N	Valve L 88 mm l 30 mm Ø 38 mm - Vert	100	100

• Electrodes



Electrode ARBO
MEDTRONIC
Electrode ECG à gel solide à pression

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
31.1985.21	H98LG - Mousse + hydrogel solide - Ronde Ø 55 mm (grip inclus)	300	-
31.1946.21	H34SG - Mousse + hydrogel solide - Ronde 50 x 45 mm (grip inclus) - Bouton carbone radio transparent pour IRM	300	-
31.1925.21	H92SG - Mousse + hydrogel solide - Ovale 57 x 34 mm (grip inclus)	500	-
31.1355.21	H135SG - Mousse + hydrogel solide - Ronde 43 x 35 mm (grip inclus)	500	-



Electrode Q-Trace 5400
MEDTRONIC
 Electrode timbre de diagnostic

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
31433538	Timbre à pince Q-TRACE 5400 - Prégélifiée - 22 x 31 mm (par plaquette de 10)	4000	-

• **Attaches de membres**



Attache de membres Sandel
ANSELL
 Attache en non-tissé

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1090110D	A fermeture Velcro® - Attache rapide, réglable et sécurisante	30	60
1090303E	A œillets - Fixation facile	30	60

ACCESSOIRES POUR ARTHROSCOPIE



Tubulure d'irrigation
SECURMED
 Tubulure stérile avec chambre compte-gouttes, clamp escargot, rampe à mollette NTS

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
128141011001	1 voie - L 160 cm - 1 clamp	40	-
128141012003	2 voies (Y) - L 160 cm - 2 clamps	40	-

ASPIRATION D'INTUBATION

• **Canules de Guedel**



Canule de Guedel
PENNINE
 Stérile - Sans latex - Pochettes individuelles

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
GA-92000	N 000 - L 34 mm - Vert Clair	100	-
GA-9200	N 00 - L 45 mm - Bleu	100	-
GA-9210	N 0 - L 55 mm - Noir	100	-
GA-9211	N 1 - L 71 mm - Blanc	100	-
GA-9212	N 2 - L 90 mm - Vert	100	-
GA-9213	N 3 - L 100 mm - Orange	100	-
GA-9214	N 4 - L 110 mm - Rouge	100	-
GA-9215	N 5 - L 115 mm - Jaune	50	-

ANESTHÉSIE


AIGUILLES SPINALES



Aiguille BD Yale™
BD
 Pour rachianesthésie et prélèvement de liquide céphalo-rachidien

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
405251	20 G 1 1/2 - L 40 mm x 9/10 - Ø Int. 0,62 mm - Ø Ext. 0,90 mm - Jaune	25	200
405254	22 G 1 1/2 - L 40 mm x 7/10 - Ø Int. 0,43 mm - Ø Ext. 0,70 mm - Noire	25	200
405244	22 G 2 1/2 - L 63 mm x 7/10 - Ø Int. 0,43 mm - Ø Ext. 0,70 mm - Noire	25	200
405247	18 G 3 - L 75 mm x 12/10 - Ø Int. 0,86 mm - Ø Ext. 1,20 mm - Rose	25	200
405249	19 G 3 - L 75 mm x 11/10 - Ø Int. 0,71 mm - Ø Ext. 1,10 mm - Crème	25	200
405252	20 G 3 - L 75 mm x 9/10 - Ø Int. 0,62 mm - Ø Ext. 0,90 mm - Jaune	25	200
405255	22 G 3 - L 75 mm x 7/10 - Ø Int. 0,43 mm - Ø Ext. 0,70 mm - Noire	25	200
405246	25 G 3 - L 75 mm x 5/10 - Ø Int. 0,28 mm - Ø Ext. 0,50 mm - Orange	25	200
405248	18 G 3 1/2 - L 90 mm x 12/10 - Ø Int. 0,86 mm - Ø Ext. 1,20 mm - Rose	25	200
405250	19 G 3 1/2 - L 90 mm x 11/10 - Ø Int. 0,71 mm - Ø Ext. 1,10 mm - Crème	25	200
405253	20 G 3 1/2 - L 90 mm x 9/10 - Ø Int. 0,62 mm - Ø Ext. 0,90 mm - Jaune	25	200
405256	22 G 3 1/2 - L 90 mm x 7/10 - Ø Int. 0,43 mm - Ø Ext. 0,70 mm - Noire	25	200
405240	23 G 3 1/2 - L 90 mm x 64/100 - Ø Int. 0,39 mm - Ø Ext. 0,64 mm - Verte	25	200
405257	25 G 3 1/2 - L 90 mm x 5/10 - Ø Int. 0,28 mm - Ø Ext. 0,50 mm - Orange	25	200
405258	26 G 3 1/2 - L 90 mm x 45/100 - Ø Int. 0,28 mm - Ø Ext. 0,45 mm - Brune	25	200
405259	27 G 3 1/2 - L 90 mm x 4/10 - Ø Int. 0,28 mm - Ø Ext. 0,40 mm - Grise	25	200
405211	20 G 6 - Longue 150 mm x 9/10 - Jaune	10	50
405148	22 G 5 - Longue 130 mm x 7/10 - Noire	10	50
405149	22 G 7 - Longue 180 mm x 7/10 - Noire	10	50


Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
405234	25 G 4 11/16 - Longue 119 mm 5/10 - Bleue	10	50
405245	Aiguille pédiatrique - 25 G 2 - L 51 mm x 5/10 - Ø Int. 0,24 mm - Ø Ext. 0,5 mm - Bleue	25	200
405243	Aiguille pédiatrique - 25 G 1 - L 25 mm x 5/10 - Ø Int. 0,24 mm - Ø Ext. 0,5 mm - Bleue	25	200



Aiguille BD™ Intradiscale

BD
Aiguille spinale à biseau de Quincke - Pour chimionucléolyse du disque L4-L5


Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
408360	18 G 6 - 150 mm x 125/100 - Rose	10	50



Aiguille BD™ Whitacre

BD
Pour rachianesthésie et prélèvement de liquide céphalo-rachidien

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
409443	27 G - L 119 mm (longue) - Ø Int./Ext. 0,27/0,41 mm - Grise	10	50
409442	25 G - L 119 mm (longue) - Ø Int./Ext. 0,28/0,52 mm - Bleue	10	50
401995	22 G 3 1/2 - L 90 mm - 7/10 - Ø Int./Ext. 0,39/0,7 mm - Noire	25	200
405104	24 G 3 1/2 - L 90 mm - 9/10 - Ø Int./Ext. 0,37/0,55 mm - Violette	25	200
402050	25 G 3 1/2 - L 90 mm - 5/10 - Ø Int./Ext. 0,28/0,5 mm - Bleue	25	200
402051	27 G 3 1/2 - L 90 mm - 4/10 - Ø Int./Ext. 0,27/0,4 mm - Grise	25	200



Aiguille BD™ R.B.N.

BD
Pour l'anesthésie loco régionale et les stimulations électriques

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
408348	25 G 1 - L 38 mm - Ø ext. 0,7 mm - Translucide	10	50

• Introducteurs pour aiguilles spinales



Introduceur pour aiguilles spinales

BD
Introduceur pour aiguilles BD Yale™ et BD Whitacre™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
405260	Introd. 20G1 1/4 pour aig. 25 & 26G - 32 mm 9/10 - Ø Int./Ext. 0,62 mm/0,9 mm - Jaune	25	200
405261	Introd. 22G1 1/4 pour aig. 27 & 29G - 32 mm 7/10 - Ø Int./Ext. 0,43 mm/0,7 mm - Noir	25	100

• Kits aiguilles spinales + introduceurs

Kit Aiguille BD Yale™ et Introduceur

BD
Pour rachianesthésie et prélèvement de liquide céphalo-rachidien

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
405084	Aiguille 25 G 3 1/2 - L 90 mm x 5/10 - Ø Int./Ext. 0,24 / 0,50 mm - Orange Introduceur 20 G 1 1/4 - L 32 mm x 9/10 - Ø Int./Ext. 0,58 / 0,90 mm - Jaune	25	200
405065	Aiguille 26 G 3 1/2 - L 90 mm x 45/100 - Ø Int./Ext. 0,24 / 0,45 mm - Translucide Introduceur 20 G 1 1/4 - L 32 mm x 9/10 - Ø Int./Ext. 0,58 / 0,90 mm - Jaune	25	200
405069	Aiguille 27 G 3 1/2 - L 90 mm x 4/10 - Ø Int./Ext. 0,19 / 0,40 mm - Gris Introduceur 22 G 1 1/4 - L 32 mm x 7/10 - Ø Int./Ext. 0,39 / 0,70 mm - Noir	25	200



Kit Aiguille BD™ Whitacre et Introduceur

BD
Pour rachianesthésie et prélèvement de liquide céphalo-rachidien

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
405076	Aiguille 25 G 3 1/2 + Introduceur 20 G 1 1/4 (0,9 x 32 mm) - L 90 mm - 5/10 - Ø Int./Ext. 0,28/0,5 mm	25	200
405112	Aiguille 25 G 4 1/16 103 mm + Introduceur 20 G 3 1/2 90 mm - Ø Int./Ext. 0,28/0,5 mm	25	200
405113	Aiguille 27 G 4 1/16 103 mm + Introduceur 22 G 3 1/2 90 mm - Ø Int./Ext. 0,27/0,4 mm	25	200
405075	Aiguille 27 G 3 1/2 + Introduceur 22 G 1 1/4 (0,7 x 32 mm) - L 90 mm - 4/10 - Ø Int./Ext. 0,27/0,4 mm	25	200

AIGUILLES PÉRIDURALES



Aiguille BD™ Weiss

BD
Aiguille épidurale avec ailette

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
405191	17 G - L 90 mm	10	50
405188	18 G - L 90 mm	10	50
405186	20 G - L 90 mm	10	50
405193	17 G - L 120 mm	10	50
405190	18 G - L 120 mm	10	50

Aiguille BD™ Tuohy

BD
Aiguille épidurale sans ailettes

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
405092	17 G - L 90 mm	10	50
405018	18 G - L 90 mm	10	50
405028	20 G - L 90 mm	10	50

KITS PÉRIDURAUX



Kit BD Perisafe™ Plus

BD
Kit pour anesthésie péridurale comprenant :
1 seringue BD Epilor™ à faible résistance 7 mL - 1 connecteur épidural - 1 cathéter embout arrondi - 1 introducteur - 1 filtre 0,2 µm - 1 bouchon LL™ BD - 1 aiguille BD™ Tuohy-Weiss

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
400272	Aiguille 17 G 90 mm - Cathéter 20 G 91,4 cm	10	50
400273	Aiguille 18 G 90 mm - Cathéter 20 G 91,4 cm	10	10
401506M	Aiguille 17 G 80 mm - Cathéter ouvertures latérales 19 G 90 cm	12	12
401508M	Aiguille 18 G 80 mm - Cathéter ouvertures latérales 20 G 90 cm	12	-



Seringue BD Epilor™

BD
Seringue à faible résistance à utiliser avec une aiguille épidurale

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
405291	7 ml - Luer Lock	10	50

AIGUILLES POUR BIOPSIES



Aiguille BD Westcott™

BD
Ouverture latérale de 2,1 mm

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
408262	20 G - L 89 mm x 9/10 - Jaune	10	50
408263	20 G - L 140 mm x 9/10 - Jaune	10	50
408264	20 G - L 178 mm x 9/10 - Jaune	10	50
408265	22 G - L 89 mm x 7/10 - Noire	10	50
408266	22 G - L 140 mm x 7/10 - Noire	10	50
408267	22 G - L 178 mm x 7/10 - Noire	10	50




Aiguille BD™ Chiba

BD
Aiguille à paroi mince constituée de 2 éléments (aiguille + mandrin)

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
408269	22 G - L 203 mm x 7/10 - Noire	10	50
408268	22 G - L 153 mm x 7/10 - Noire	10	50

AIGUILLES ARTÉRIELLES POUR ANGIOGRAPHIE




Aiguille artérielle BD™

BD

Aiguille artérielle pour angiographie

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
408273	18G 2 7/8 - 73 mm x 125/10 - Rose	10	50

SETS POUR MESURE DE PRESSION



Set de pression Art-Line™

BIOMETRIX

Set de pression 1 voie

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
AB-0023	1 tête de pression - Ligne transparente - Système flush assurant un débit constant de 3 cc/h	25	-

CATHÉTERS ARTÉRIELS

Cathéter artériel Careflow™

BD

Cathéter artériel avec introducteur Floswitch™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
682245	Cathéter 20G L 45 mm	25	-



NUTRITION ENTÉRALE



GASTROSTOMIE

BOUTONS DE GASTROSTOMIE

- Boutons de gastrostomie avec ballonnet



Bouton de gastrostomie Mini™ ONE Balloon Button

ANSELL

En silicone avec ballonnet - 2 compresses et 1 seringue 10 cc pour le gonflement du ballonnet
- LPPR - Enfit ou non Enfit selon les références

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
M1-5-1208-I	Enfit - CH 12 / L 0,8 cm	1	-
M1-5-1210-I	Enfit - CH 12 / L 1,0 cm	1	-
M1-5-1212-I	Enfit - CH 12 / L 1,2 cm	1	-
M1-5-1215-I	Enfit - CH 12 / L 1,5 cm	1	-
M1-5-1217-I	Enfit - CH 12 / L 1,7 cm	1	-
M1-5-1220-I	Enfit - CH 12 / L 2,0 cm	1	-
M1-5-1223-I	Enfit - CH 12 / L 2,3 cm	1	-
M1-5-1225-I	Enfit - CH 12 / L 2,25 cm	1	-
M1-5-1240-I	Enfit - CH 12 / L 4,0 cm	1	-
M1-5-1410-I	Enfit - CH 14 / L 1 cm	1	-
M1-5-1412-I	Enfit - CH 14 / L 1,2 cm	1	-
M1-5-1415-I	Enfit - CH 14 / L 1,5 cm	1	-
M1-5-1417-I	Enfit - CH 14 / L 1,7 cm	1	-
M1-5-1420-I	Enfit - CH 14 / L 2 cm	1	-
M1-5-1423-I	Enfit - CH 14 / L 2,3 cm	1	-
M1-5-1425-I	Enfit - CH 14 / L 2,5 cm	1	-
M1-5-1427-I	Enfit - CH 14 / L 2,7 cm	1	-
M1-5-1435-I	Enfit - CH 14 / L 3,5 cm	1	-
M1-5-1440-I	Enfit - CH 14 / L 4 cm	1	-
M1-5-1444-I	Enfit - CH 14 / L 4,4 cm	1	-
M1-5-1460-I	Enfit - CH 14 / L 6,0 cm	1	-
M1-5-1610-I	Enfit - CH 16 / L 1 cm	1	-
M1-5-1612-I	Enfit - CH 16 / L 1,2 cm	1	-
M1-5-1615-I	Enfit - CH 16 / L 1,5 cm	1	-
M1-5-1617-I	Enfit - CH 16 / L 1,7 cm	1	-
M1-5-1620-I	Enfit - CH 16 / L 2 cm	1	-
M1-5-1625-I	Enfit - CH 16 / L 2,5 cm	1	-
M1-5-1627-I	Enfit - CH 16 / L 2,7 cm	1	-
M1-5-1630-I	Enfit - CH 16 / L 3 cm	1	-
M1-5-1644-I	Enfit - CH 16 / L 4,4 cm	1	-
M1-5-1810-I	Enfit - CH 18 / L 1 cm	1	-
M1-5-1815-I	Enfit - CH 18 / L 1,5 cm	1	-
M1-5-1817-I	Enfit - CH 18 / L 1,7 cm	1	-
M1-5-1820-I	Enfit - CH 18 / L 2 cm	1	-
M1-5-1823-I	Enfit - CH 18 / L 2,3 cm	1	-
M1-5-1825-I	Enfit - CH 18 / L 2,5 cm	1	-
M1-5-1827-I	Enfit - CH 18 / L 2,7 cm	1	-
M1-5-2012-I	Enfit - CH 20 / L 0,12 cm	1	-
M1-5-2015-I	Enfit - CH 20 / L 1,5 cm	1	-
M1-5-2017-I	Enfit - CH 20 / L 1,7 cm	1	-
M1-5-2020-I	Enfit - CH 20 / L 2 cm	1	-
M1-5-2023-I	Enfit - CH 20 / L 2,3 cm	1	-

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
M1-5-2025-I	Enfit - CH 20 / L 2,5 cm	1	-
M1-5-2410-I	Enfit - CH 24 / L 1 cm	1	-
M1-5-2415-I	Enfit - CH 24 / L 1,5 cm	1	-
M1-5-2425-I	Enfit - CH 24 / L 2,5 cm	1	-
M1-5-1227	CH 12 / L 2,7 cm	1	-
M1-5-1230	CH 12 / L 3,0 cm	1	-
M1-5-1235	CH 12 / L 3,5 cm	1	-
M1-5-1408	CH 14 / L 0,8 cm	1	-
M1-5-1430	CH 14 / L 3 cm	1	-
M1-5-1450	CH 14 / L 5,0 cm	1	-
M1-5-1455	CH 14 / L 5,5 cm	1	-
M1-5-1465	CH 14 / L 6,5 cm	1	-
M1-5-1623	CH 16 / L 2,3 cm	1	-
M1-5-1635	CH 16 / L 3,5 cm	1	-
M1-5-1640	CH 16 / L 4 cm	1	-
M1-5-1812	CH 18 / L 1,2 cm	1	-
M1-5-1830	CH 18 / L 3 cm	1	-
M1-5-1835	CH 18 / L 3,5 cm	1	-
M1-5-1840	CH 18 / L 4 cm	1	-
M1-5-1844	CH 18 / L 4,4 cm	1	-
M1-5-1850	CH 18 / L 5 cm	1	-
M1-5-1860	CH 18 / L 6,0 cm	1	-
M1-5-2010	CH 20 / L 1 cm	1	-
M1-5-2027	CH 20 / L 1,7 cm	1	-
M1-5-2030	CH 20 / L 3 cm	1	-
M1-5-2035	CH 20 / L 3,5 cm	1	-
M1-5-2040	CH 20 / L 4 cm	1	-
M1-5-2044	CH 20 / L 4,4 cm	1	-
M1-5-2417	CH 24 / L 1,7 cm	1	-
M1-5-2420	CH 24 / L 2 cm	1	-
M1-5-2423	CH 24 / L 2,3 cm	1	-
M1-5-2427	CH 24 / L 2,7 cm	1	-
M1-5-2430	CH 24 / L 3 cm	1	-
M1-5-2435	CH 24 / L 3,5 cm	1	-
M1-5-2440	CH 24 / L 4 cm	1	-
M1-5-2444	CH 24 / L 4,4 cm	1	-

• Boutons de gastrostomie sans ballonnet



Bouton de gastrostomie Mini™ ONE Capsule Non-Balloon Button

ANSELL

En silicone sans ballonnet - 2 compresses - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
M1-2-1410	CH 14 / L 1,0 cm	1	-
M1-2-1412	CH 14 / L 1,2 cm	1	-
M1-2-1415	CH 14 / L 1,5 cm	1	-
M1-2-1417	CH 14 / L 1,7 cm	1	-
M1-2-1420	CH 14 / L 2 cm	1	-
M1-2-1425	CH 14 / L 2,5 cm	1	-
M1-2-1430	CH 14 / L 3 cm	1	-
M1-2-1812	CH 18 / L 1,2 cm	1	-

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
M1-2-1815	CH 18 / L 1,5 cm	1	-
M1-2-1817	CH 18 / L 1,7 cm	1	-
M1-2-1820	CH 18 / L 2 cm	1	-
M1-2-1824	CH 18 / L 2,4 cm	1	-
M1-2-1830	CH 18 / L 3 cm	1	-
M1-2-1834	CH 18 / L 3,4 cm	1	-
M1-2-1844	CH 18 / L 4,4 cm	1	-
M1-2-2017	CH 20 / L 1,7 cm	1	-
M1-2-2024	CH 20 / L 2,4 cm	1	-
M1-2-2034	CH 20 / L 3,4 cm	1	-
M1-2-2044	CH 20 / L 4,4 cm	1	-
M1-2-2417	CH 24 / L 1,7 cm	1	-
M1-2-2424	CH 24 / L 2,4 cm	1	-
M1-2-2434	CH 24 / L 3,4 cm	1	-
M1-2-2444	CH 24 / L 4,4 cm	1	-

PROLONGATEURS ET ACCESSOIRES POUR BOUTONS DE GASTROSTOMIE

• Prolongateurs pour boutons de gastrostomie



Ligne d'alimentation entérale pour bouton de gastrostomie Mini™ ONE

ANSELL

Non stérile - Compatibles avec les kits Mic-Key - En PVC - Sans DEHP - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8-1223-ISOSAF	Angle droit - 30 cm - Clamp - Connecteur Luer Lock inversé ENFit	10	-
8-1255-ISOSAF	Angle droit - 30 cm - Plus légère - Clamp - Connecteur en Y à godet obturable	10	-
8-2455-ISOSAF	Angle droit - 60 cm - Plus légère - Clamp - Connecteur en Y à godet obturable	10	-
8-1211-ISOSAF	Par bolus - 30 cm - Clamp - Godet pour embout de gavage	10	-
8-2411-ISOSAF	Par bolus - 60 cm - Clamp - Godet pour embout de gavage	10	-



Prolongateur d'alimentation pour bouton de gastrostomie Nutriport*

MEDTRONIC

Accessoire stérile - En PVC - Sans DEHP

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8884761100	Prolongateur d'alimentation en continu	5	-
8884741821	Prolongateur d'alimentation en continu	10	-

• Accessoires pour boutons de gastrostomie



Appareil de mesure de la profondeur de la stomie
ANSELL
 Système stérile en silicone de mesure précise

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1704	Gradué tous les 0,25 cm - Fermeture du ballonnet par clamp - L 16 cm - Seringue 10 cc	10	-

SONDES DE GASTROSTOMIE

• Sondes de gastrostomie 100% silicone



Sonde de gastrostomie 3 voies Kangaroo™
MEDTRONIC
 Sonde stérile 3 voies 100 % silicone - Sans phtalates - Ligne radio-opaque - Raccord en Y - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8884715122	CH 12 - Ballonnet 5 ml - Code couleur Blanc	5	-
8884715148	CH 14 - Ballonnet 5 ml - Code couleur Vert	5	-
8884720163	CH 16 - Ballonnet 20 ml - Code couleur Orange	5	-
8884720189	CH 18 - Ballonnet 20 ml - Code couleur Rouge	5	-
8884720205	CH 20 - Ballonnet 20 ml - Code couleur Jaune	5	-
8884720247	CH 24 - Ballonnet 20 ml - Code couleur Bleu	5	-



Sonde de remplacement à ballonnet Corflo
ANSELL
 Sonde stérile en silicone - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
52-0512	CH 12 - Blanche	2	-
52-2016	CH 16 - Orange	2	40
52-2020	CH 20 - Jaune	2	40

CONNECTEURS POUR SONDES DE GASTROSTOMIE



Raccord Y Entristar Kangaroo™
MEDTRONIC
 Connecteur en Y avec bouchon pour sonde de GPE ou sonde gastrique en polyéthylène

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8884751622	CH16 - Femelle	20	-

KITS DE GPE ET ADAPTATEURS

• Kits de GPE



Kit de GPE Corflo®
ANSELL
 Modèle « Pull » - L 112 cm

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
50-6012E2	CH 12 - Système de rétention cylindrique	2	26
50-6016E2	CH 16 - Système de rétention cylindrique	2	26
50-6020E2	CH 20 - Système de rétention cylindrique	2	26
50-5020E2	CH 20 (Corflo®Max) - Système de rétention conique	2	26

• Adaptateurs pour kits de GPE



Adaptateur Corlock Twoomey®
ANSELL
 Adaptateur en Y non stérile - A utiliser avec le kit de GPE Corflo®

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1156216	CH 16	5	-
1156220	CH 20	5	100
50-6112	CH 12	5	100
50-6116	CH 16	5	-
50-6120	CH 20	5	-

SONDES NASOGASTRIQUES

SONDES D'ALIMENTATION ENTÉRALE

• Sondes d'alimentation en polyuréthane

Sonde d'alimentation entérale nasogastrique

ANSELL

Sonde non stérile avec lest 3 g et fil guide - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
40-7368	L 91 cm - CH 8 - Lest 3g	10	-
40-7431	L 110 cm - CH 10 - Lest 3g	10	-
40-7432	L 110 cm - CH 12 - Lest 3g	10	-
40-7438	L 110 cm - CH 8 - Lest 3g	10	-



Sonde d'alimentation entérale naso-jéjunale

ANSELL

Sonde stérile et non stérile - Avec lest - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
51-7366	Stérile - CH 6 - Avec embout de préhension pour sonde de GPE CH 16	5	70
51-1431	Stérile - CH 10 - Avec guide métallique pour sonde de GPE CH 20	2	2
50-4602	Non stérile - CH 12 - 152 cm - Lest de 7 g - Avec sonde de transfert oro-nasale CH 10	5	-



Sonde d'alimentation entérale Kangaroo™

MEDTRONIC

Sonde gastroduodénale - Non stérile - Non lestée - Sans mandrin - Connecteur en Y - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8884711568	L 90 cm - CH 08 - Ligne radio-opaque - Marquage de profondeur - Trois orifices latéraux et un distal	10	-
8884711550	L 90 cm - CH 10 - Ligne radio-opaque - Marquage de profondeur - Trois orifices latéraux et un distal	10	-
8884711501	L 90 cm - CH 12 - Ligne radio-opaque - Marquage de profondeur - Trois orifices latéraux et un distal	10	-

• Sondes d'alimentation en PVC



Sonde de Levin

PENNINE

Sonde gastroduodénale ouverte 4 Oeils - Avec ligne radio-opaque - L 122 cm - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
XLT-2206	L 122 cm - CH 06 - Ø 2 mm	100	-
XLT-2208	CH 08 - Ø 2,66 mm	100	-
XLT-2210	CH 10 - Ø 3,33 mm	100	-
XLT-2212	CH 12 - Ø 4 mm	100	-
XLT-2214	CH 14 - Ø 4,66 mm	100	-
XLT-2216	CH 16 - Ø 5,33 mm	100	-
XLT-2218	CH 18 - Ø 6 mm	100	-
XLT-2220	CH 20 - Ø 6,66 mm	50	-
1180264895	20CH - L 108cm - Ø ext 6,7 mm - Sans valve anti-reflux	25	-
8888264804	10CH - L 90cm - Ø ext 3,3 mm - Sans valve anti-reflux	25	-

SONDES DE SALEM



Sonde de Salem PVC Argyle avec valve anti-reflux

MEDTRONIC

Sonde gastroduodénale à double courant - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
266122	14CH - L 120cm - Ø ext 4,7 mm - Avec valve anti-reflux	50	-
266130	16CH - L 120cm - Ø ext 5,3 mm - Avec valve anti-reflux	50	-
266148	18CH - L 120cm - Ø ext 6 mm - Avec valve anti-reflux	50	-

POMPES DE NUTRITION ENTÉRALE

POMPES DE NUTRITION ENTÉRALE



Pompe de nutrition Kangaroo e-pump™
MEDTRONIC
 Pompe fixe - Pour nutrition continue ou intermittente et/ou rinçage/hydratation

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
482400J	<400ml/h - Autonomie 15h pour un débit de 125ml/h - Batterie rechargeable	1	-



Pompe de nutrition Kangaroo Joey™
MEDTRONIC
 Pompe ambulatoire - Pour nutrition continue ou intermittente et/ou rinçage/hydratation

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
383400	<400ml/h - Autonomie 18h pour un débit de 125ml/h - Batterie rechargeable	1	-

TUBULURES POUR POMPE DE NUTRITION ENTÉRALE



Tubulure ENPlus™ pour pompe Kangaroo Joey™
MEDTRONIC
 Tubulure stérile avec trocarts ENPlus pour poche de nutriment ENPlus

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
777502	2 trocarts ENPlus pour poches munies d'un bouchon ENPlus - Connecteur mâle, raccord Y	30	-
777501	Trocart ENPlus pour poches ENPlus - Aiguille proximale, connecteur mâle, raccord Y	30	-



Tubulure ENPlus™ pour pompe Kangaroo E-pump™
MEDTRONIC
 Tubulure stérile avec trocart ENPlus pour poche de nutriment ENPlus

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
777401	Trocart ENPlus - Connecteur mâle, raccord Y	30	-

Tubulure ENPlus™ pour pompe Kangaroo™ 924

MEDTRONIC
 Tubulure stérile avec trocart ENPlus pour poche de nutriment ENPlus

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
777601	Trocart ENPlus - Connecteur mâle, raccord Y, chambre de gouttes	30	-



Tubulure pour pompe Kangaroo E-pump™
MEDTRONIC
 Tubulure stérile avec raccord en Y sécuritaire avec capuchon protecteur

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
777064	Tubulure avec poche graduée 500 ml - Crochet de suspension, connecteur mâle, raccord Y	30	-



Tubulure ENPlus™ double pour pompe Kangaroo E-pump™
MEDTRONIC
 Tubulure E-pump ENPlus™ - Tubulure double pour nutrition et hydratation

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
777405	Trocart ENPlus + poche graduée 1L - Crochet de suspension, connecteur mâle, raccord Y	30	-

Tubulure ENPlus™ double pour pompe Kangaroo Joey™

MEDTRONIC

Tubulure Joey ENPlus™ - Tubulure double pour nutrition et hydratation

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
777505	Trocart ENPlus + poche graduée 1L - Crochet de suspension, connecteur mâle, raccord Y	30	-



Seringue de nutrition entérale ENfit

GB UK

Seringue - Stérile - Avec connecteur femelle ENfit

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
EISO-60	60 ml - Graduation 1 ml	50	200
EISO-20	20 ml - Graduation 1 ml	100	900
EISO-10	10 ml - Graduation 0,2 ml	100	1500
EISO-5	5 ml - Graduation 0,1 ml	100	2400
ELDISO-3	3 ml - Faible volume - Graduation 0,1 ml	100	3200
ELDISO-1	1 ml - Faible volume - Graduation 0,01 ml	100	3600



Seringue BD Plastipak™

BD

Seringue 3 pièces - Stérile - Embout pour sonde d'alimentation entérale

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
300867	50 ml - Cathéter - 2 onces - Embout cône - H 852 C	60	240



Seringue orale BD™

BD

Seringue orale opaque - Non stérile - Embout spécial non Luer - Administration de médicaments par voie orale

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
305210	3 ml - Graduation au 1/50 ml	100	500
305209	10 ml - Graduation au 1/5 ml	100	500
305208	5 ml - Graduation au 1/5 ml	100	500
305207	1 ml - Graduation au 1/50 ml	100	500



HYGIÈNE, SOINS ET DÉPENDANCE



HYGIÈNE

NURSING DU PATIENT

- Gants et lingettes de toilette



Gant de toilette

KOLMI HOPEN

Gant de toilette sec en non-tissé polyester/viscose

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
82001010F	220 x 150 mm - 80 g/m - Blanc	100	800



Gant de toilette

CURAS

Gant de toilette sec en non-tissé - 70% Polyester, 30% Viscose - Blanc

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
02016	220 x 150 mm - 40g/m - Par sachet s/vide de 100 u.	4000	-
02002	240 x 150 mm - 75g/m - Par boîte de 100	100	2400



Gant de toilette imperméable

CURAS

Gant de toilette sec en non-tissé - Airlaid et film de polyéthylène

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
02011	220 x 150 mm - 65g/m - Blanc	2400	-



Lingette sèche pour patient

CURAS

Lingette non stérile - Blanche

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
02005	300 x 200 mm - 80 g/m - Non-tissé - Forte absorption	100	2000

• Tabliers soignants



Tablier de protection

CURAS

Tablier de protection blanc en polyéthylène - Imperméable - Fixation par attaches (taille et encolure)

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
12020	68 x 108 cm - 16 - en rouleau	200	1600
12001	68 x 108 cm - 18 - Sachet distributeur	100	1600
12006	72 x 120 cm - 16 - Sachet distributeur	100	1500

Tablier de protection 2 couches

SENGEWALD

Tablier de protection en cellulose et polyéthylène - Mediwell® 2 couches - Turquoise

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
417513	75 x 130 cm - 20 g/m	50	300

• Bavoirs patients

Bavoir 2 plis

RAFFIN

Bavoir en ouate et polyéthylène

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
080700	38 x 68 cm - 2 plis - poche 10 cm - col rond	100	600

• Soins de bouche et nez




Bâtonnet «Conique»

DIDACTIC

Bâtonnet soin de bouche à embout conique en mousse blanche

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
C103	Grand modèle - Manche en bois L 15 cm - Mousse Ø 2,2 cm H 3,3 cm - Sachets de 20 u	100	-
C103P	Grand modèle - Manche en plastique L 15 cm - Mousse Ø 2,2 cm H 3,3 cm - Sachets de 20 u	100	-
C104	Petit modèle - Manche en bois L 14 cm - Mousse Ø 1,7 cm H 2,5 cm - Sachets de 20 u	100	-
C104P	Petit modèle - Manche en plastique L 15 cm - Mousse Ø 1,7 cm H 2,5 cm - Sachets de 20 u	100	-



Bâtonnet «Etoile 8 raclettes»

DIDACTIC

Bâtonnet à embout en étoile «8 branches» en mousse blanche

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
C105	Manche en bois L 14 cm - Mousse Ø 2 cm H 2,3 cm - Sachets de 20 u	100	-
C105P	Manche en plastique L 15 cm - Mousse Ø 2 cm H 2,3 cm - Sachets de 20 u	100	-




Bâtonnet «Mousse à dents»

DIDACTIC

Bâtonnet à embout en mousse blanche profil fin ou arrondi

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
C106	Manche en bois - Sachets de 20 u	100	-
C106P	Manche en plastique - Sachets de 20 u	100	-




Bâtonnet Bicamousses®
 DIDACTIC
 Bâtonnet imprégné de bicarbonate de sodium

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
C705P	Embout «hélice» en mousse - Manche en plastique - Sachets de 20 u	100	-

Bâtonnet citronné glyciné

DIDACTIC
 Bâtonnet imprégné d'une solution citronnée glycinée sans sucre

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
102007	Manche plastique L 15 cm - Embout coton imprégné de solution - Sachets de 3 u	75	-



Bâtonnet Grat'Lang®
 DIDACTIC
 Bâtonnet double-face pour le nettoyage de la langue

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
CLAN01	Embout mousse double-face (contact rêche/contact soyeux) - Manche en plastique - Sachets de 20 u	100	-



Comprimé Bicarômes®
 DIDACTIC
 Comprimé effervescent de bicarbonate de sodium aux arômes naturels

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
SCD45	Arôme menthol	100	2000



Kit d'examen dentaire
 MEDISTOCK
 Kit stérile composé de 3 instruments

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
L13002	1 miroir plan traité anti-buée avec spatule à ciment - 1 précelle avec brunissoir - 1 sonde avec fouloir	200	-



Sérum physiologique Rino Flux
 PIKDARE
 Pour l'hygiène du nez ou en thérapie aérosol

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
391010501	Doses individuelles de 5 ml - Par boîte de 20	20	480

• **Rasoirs**



Rasoir Wilkinson
 EDGEWELL
 Rasoir à usage unique pour hopitaux

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
7000188H	Rasoir 2 lames - Intervention - Boîte distributrice	100	1000
7000182H	Rasoir 1 lame - Intervention - Boîte distributrice	100	1000

Rasoir Duplo Wilkinson

EDGEWELL
 Rasoir à usage unique pour hopitaux

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
7000805E	Rasoir 2 lames (5806) - Barbe - Anti-irritation - Par sachet de 5	100	-

SOINS

PANSEMENTS

• Pansements non stériles



Pansement Delicate

PIKDARE

Pansement antibactérien en non-tissé - Sans latex

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
230890	Par bande de 5 pansements 19 x 72 mm pré-découpés	1000	-
24013	Assortiment de différentes tailles pré-découpés	20	480



Pansement universel Classic

PIKDARE

Pansement en polyéthylène sans latex

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
230900	Par bande de 5 pansements 19 x 72 mm pré-découpés	1000	-

• Pansements stériles



Pansement adhésif stérile Soffix Med

PIKDARE

Pansement adhésifs post opératoire - Non-tissé - Sans latex - Pré-découpés

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
226730	15 x 10 cm	50	600
226710	10 x 8 cm	50	1200
226700	5 x 7 cm	100	3500



Pansement/comresse adhésif imperméable Aquabloc

PIKDARE

Pansement en polyuréthane sans latex

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
260130	15 x 10 cm	5	60
260100	10 x 8 cm	5	60
26008	5 x 7 cm	5	60



Pansement Polyskin™ II

MEDTRONIC

Film adhésif transparent stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
6641	10 12 cm	50	200
6640	5 7 cm	100	400



Hydrogel Curafil™

MEDTRONIC

Gel transparent non stérile en tube - Absorption importante - Draine l'humidité loin de la blessure - Barrière physique contre les bactéries et les fluides

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
9250	Tube de 14 g	1	24



Pansement Alginate de Calcium Kendall™

MEDTRONIC

Pansement non occlusif - Stérile - Alginate de Calcium pur

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
9238	10 x 20 cm	5	50
9233	10 x 10 cm	10	50
9232	5 x 5 cm	10	100



Pansement gras Curity™

MEDTRONIC

Gaze - Stérile - Non adhésive - Imprégnée d'une émulsion vaseline + huile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
6112	7,6 x 7,6 cm	50	600



Pansement hydrocellulaire Kendall Foam™

MEDTRONIC

Pansement stérile semi occlusif - Avec ou sans bordure adhésive

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
55522	5 x 5 cm - Sans bordure adhésive	25	100
55566	15 x 15 - Sans bordure adhésive	10	50

CHAMPS NON STÉRILES POUR SOINS



Champ de soins Medinop®

SENGEWALD

Champ non stérile 1 face imperméable

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
628002	38 x 40 cm - Mediwell® 2 couches Polyéthylène/Cellulose	400	-
624575	78 x 200 cm - Mediwell® 2 couches Cellulose/Polyéthylène	700	-

Champ de soins non stérile 2 couches

SENGEWALD

Mediwell® 2 couches Cellulose/Polyéthylène

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
623840	38 x 40 cm - Mediwell® 2 couches Cellulose/Polyéthylène	700	-

COMPRESSES



Comresse de gaze stérile

RAFFIN

Comresse en gaze hydrophile de coton

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
011034	7,5 x 7,5 cm - 8 plis - 17 fils - Par sachet de 2 compresses	50	600

Comresse en non-tissé stérile

RAFFIN

Comresse en non-tissé viscose/polyester

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
070245	7,5 x 7,5 cm - 4 plis - 40 g - Par sachet de 2 compresses	50	600
070271	7,5 x 7,5 cm - 4 plis - 30 g - Par sachet de 5 compresses	50	600
070209	7,5 x 7,5 cm - 4 plis - 40 g - Par sachet de 5 compresses	50	600
070231	10 x 10 cm - 4 plis - 40 g - Par sachet de 2 compresses	50	600
070272	10 x 10 cm - 4 plis - 30 g - Par sachet de 5 compresses	50	600
070228	10 x 10 cm - 4 plis - 40 g - Par sachet de 5 compresses	50	600

Comresse en non-tissé non stérile

RAFFIN

Comresse en non-tissé viscose/polyester

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
070188	5 x 5 cm - 4 plis - 30 g	100	5000
070190	7,5 x 7,5 cm - 4 plis - 30 g	100	5000
070192	7,5 x 7,5 cm - 4 plis - 40 g	100	5000
070191	10 x 10 cm - 4 plis - 30 g	100	5000
070193	10 x 10 cm - 4 plis - 40 g	100	5000

BANDES

Bande de contention

RAFFIN

Bande non stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
417019	Contention forte - 10 cm x 7 m	10	120
416019	Contention légère - 10 cm x 7 m	10	140



Bande de crêpe

RAFFIN

Bande de crêpe 100% coton - Non stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
020302	7 cm x 4 m - 75 g/m - Aucune fluorescence - Lisière bleue de chaque côté	20	200
020303	10 cm x 4 m - 75 g/m - Aucune fluorescence - Lisière bleue de chaque côté	20	200

Bande extensible

RAFFIN

Bande en polyamide et viscose

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
020208	4 m x 10 cm - 27 g/m - Elasticité 90 à 110 %	20	200
020206	5 cm x 4 m - 27 g/m - Elasticité 90 à 110 %	20	200

SPARADRAPS



Sparadrap en soie Sensitive Fix

PIKDARE

Sans latex

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
231871	2,5 cm x 5 m	10	300



Sparadrap extensible Soffix Stretch

PIKDARE

Sparadrap en non-tissé - Sans latex

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
226790	10 m x 10 cm	1	12

Sparadrap Micropore

RAFFIN

Sparadrap blanc en non-tissé - Microporeux - Non stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
060901	2,5 cm x 5 m	12	720

SUTURES ET INSTRUMENTS DE SUTURE

• Sutures



Suture résorbable Biosyn®

MEDTRONIC

Monofilament de Glycomer 631 - Aiguille à pointe triangulaire - Stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
SM3625	Incolore - Calibre 6/0 - L 45 cm / Aig. D0.7 - Courbure 3/8 - L 11 mm	12	-
SM5637	Incolore - Calibre 4/0 - L 75 cm / Aig. D1.5 - Courbure 3/8 - L 19 mm	12	-
SM5679G	Calibre 3/0 - L 75 cm / Aig. D2 - Courbure 3/8 - L 24 mm	12	-
SM5687	Incolore - Calibre 5/0 - L 45 cm / Aig. D1 - Courbure 3/8 - L 13 mm	12	-
SN368	Calibre 5/0 - L 75 cm / Aig. C1 - Courbure 3/8 - L 12 mm	36	-
SN641	Calibre 3/0 - L 75 cm / Aig. C13 - Courbure 3/8 - L 19 mm	36	-
SN643	Calibre 5/0 - L 75 cm / Aig. C13 - Courbure 3/8 - L 19 mm	36	-
SN644	Calibre 4/0 - L 90 cm / Aig. C13 - Courbure 3/8 - L 19 mm	36	-
SN648	Calibre 3/0 - L 90 cm / Aig. C14 - Courbure 3/8 - L 24 mm	36	-
SN649	Calibre 4/0 - L 90 cm / Aig. C14 - Courbure 3/8 - L 24 mm	36	-
SN659	Calibre 5/0 - L 45 cm / Aig. C12 - Courbure 3/8 - L 16 mm	36	-
SN660	Calibre 6/0 - L 45 cm / Aig. C12 - Courbure 3/8 - L 16 mm	36	-
SN662	Calibre 4/0 - L 45 cm / Aig. C13 - Courbure 3/8 - L 19 mm	36	-
SN664	Calibre 2/0 - L 75 cm / Aig. C15 - Courbure 3/8 - L 26 mm	36	-
SN665	Calibre 3/0 - L 90 cm / Aig. C13 - Courbure 3/8 - L 19 mm	36	-
SN674	Calibre 2/0 - L 75 cm / Aig. C17 - Courbure 3/8 - L 39 mm	36	-
SN760	Calibre 6/0 - L 75 cm / Aig. C12 - Courbure 3/8 - L 16 mm	36	-
SN761	Calibre 5/0 - L 75 cm / Aig. C12 - Courbure 3/8 - L 16 mm	36	-
SN762	Calibre 4/0 - L 75 cm / Aig. C12 - Courbure 3/8 - L 16 mm	36	-
SN763	Calibre 3/0 - L 75 cm / Aig. C12 - Courbure 3/8 - L 16 mm	36	-
SN771	Calibre 3/0 - L 90 cm / Aig. C16 - Courbure 3/8 - L 30 mm	36	-
SN867	Calibre 4/0 - L 75 cm / Aig. GS-10 - Courbure 1/2 - L 26 mm	36	-
SN5698	Calibre 5/0 - L 45 cm / Aig. P13 - Courbure 3/8 - L 56 mm	36	-
SN5699	Calibre 4/0 - L 45 cm / Aig. P13 - Courbure 3/8 - L 13 mm	36	-



Suture résorbable Caprosyn®

MEDTRONIC

Monofilament synthétique - Aiguille à pointe triangulaire - Stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
SC690G	Incolore - Calibre 4/0 - L 45 cm / Aig. D1.5 - Courbure 3/8 - L 19 mm	12	-
SS653	Calibre 4/0 - L 75 cm / Aig. C13 - Courbure 3/8 - L 19 mm	36	-
SS655	Calibre 2/0 - L 75 cm / Aig. C13 - Courbure 3/8 - L 19 mm	36	-



Suture résorbable Maxon®

MEDTRONIC

Tresse synthétique - Aiguille à pointe triangulaire - Stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8886195151	Noir - Calibre 2/0 - L 75 cm / Aig. V20 - Courbure 1/2 - 26 mm	36	-



Suture résorbable Polysorb®

MEDTRONIC

Tresse synthétique - Aiguille à pointe triangulaire - Stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
L1785K	Violet - Calibre 5/0 - L 30 cm / Aig. SS24 - Courbure 1/7 - 8 mm	12	-
SL5629	Violet - Calibre 4/0 - L 45 cm / Aig. P12 - Courbure 3/8 - 19 mm	36	-
SL5620	Incolore - Calibre 4/0 - L 75 cm / Aig. P11 - Courbure 3/8 - 16 mm	36	-
L1742K	Violet - Calibre 6/0 - L 30 cm / Aig. SS24 - Courbure 1/4 - 8 mm	12	-
CL809	Violet - Calibre 4/0 - L 75 cm / Aig. GS21 - Courbure 1/2 - 37 mm	36	-
SL690	Incolore - Calibre 5/0 - L 75 cm / Aig. C13 - Courbure 3/8 - 19 mm	36	-
SL822	Incolore - Calibre 3/0 - L 75 cm / Aig. C13 - Courbure 3/8 - 19 mm	36	-
SL693	Incolore - Calibre 3/0 - L 75 cm / Aig. C14 - Courbure 3/8 - 24 mm	36	-
SL630	Violet - Calibre 5/0 - L 75 cm / Aig. C12 - Courbure 3/8 - 16 mm	36	-
SL5626	Incolore - Calibre 5/0 - L 45 cm / Aig. P11 - Courbure 3/8 - 16 mm	36	-
CL924	Violet - Calibre 3/5 - L 90 cm / Aig. GS-21 - 37 mm	36	-
SL691	Incolore - Calibre 4/0 - L 75 cm / Aig. C13 - Courbure 3/8 - 19 mm	36	-
8886305541	Bleu - Calibre 3/0 - 75 cm / Aig. C13 - Courbure 3/8 - 19 mm	36	-



Suture résorbable Velosorb® Fast

MEDTRONIC

Tresse de polyester - Aiguille à pointe triangulaire - Stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
SV2294	Incolore - Calibre 4/0 - 75 cm / Aig. P11 - Courbure 3/8 - 16 mm	36	-

Suture résorbable V-Loc® 180

MEDTRONIC

Tresse de polyester - Aiguille à pointe ronde - Stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
VLOCL0436	Vert - Calibre 3/0 - L 60 cm / Aig. GS25 - Courbure 1/2 - 48 mm	12	-

• Coupe-sutures



Lame coupe-suture

SWANN-MORTON

Lame stérile - Acier inoxydable SF100 - Epaisseur 0.394 mm

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
0420	Lame courte STC - 6,5 cm	100	-
0421	Lame longue STCL - 11 cm	100	-

• Pose agrafes



Agrafeuse à peau Appose®35
MEDTRONIC
Agrafeuse à peau stérile non rechargeable

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8886803512	35 agrafes medium (fermées 5,88 x 4,1 mm) en acier inoxydable	12	-
8886803712	35 agrafes larges (fermées 6,5 x 4,1 mm) en acier inoxydable	12	-

• Ôte-agrafes



Pince ôte-agrafes
RAFFIN
Instrument stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
360202	Pince en métal - 10 cm	50	-



Pince ôte-agrafes Pext
MEDTRONIC
Instrument stérile pour extraction des agrafes cutanées PEXT et ABL'AGRAF

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
150462	Pour toutes tailles d'agrafes cutanées	12	-

THERMOMÈTRES

• Thermomètres professionnels



Thermomètre Genius 2™
MEDTRONIC
Thermomètre tympanique auriculaire - Précision +/- 0,1 C - Mémorisation de la dernière température

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
303000	Ecran LCD 3 x 3 cm - Mesure de 33 à 42 C	1	-

• Accessoires pour thermomètres professionnels



Couvre-sonde pour thermomètre Genius 2™
MEDTRONIC
Couvre-sonde non stérile L 22 mm

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
303030	Ø ext. (tympan) 8 mm - Ø ext. (thermomètre) 14 mm	96	2112

TENSIOMÈTRES



Tensiomètre ClassicMED
PIKDARE
Tensiomètre manuel Anéroïde Classic

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
00021401000000	Graduation de l'échelle : 2 mmHg - Mesure de 0 à 300 mmHg - Manomètre haute visibilité Ø 5 cm - brassard avec bandes velcro	1	4

ACCESSOIRES DE THERMOTHÉRAPIE

• Bombes de froid



Bombe de froid Ice Spray Pic®

PIKDARE

Bombe de froid prêt à l'emploi

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
222460	400 ml	6	-
222451	150 ml	12	-

• Poches de froid/chaueur




Poche de froid Fast Ice Pic®

PIKDARE

Poche de froid instantané

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
122601	Non-tissé - 13,5 x 18 cm - 0 C pendant 30 mn - Boîte de 2	1	12



Poche à glace «Maxillo faciale»

ANSELL

Fixation par attache avec Velcro

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
33101	Poche 32,5 x 12 cm - Attache 49 cm - 42 g - Couche externe en non-tissé	12	24

Poche à glace «Périnéale»

ANSELL

Fixation par attache avec barrette

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
33201	Poche 36,5 x 11 cm - 42 g - Barrette en aluminium - Couche externe en non-tissé	50	100

Poche à glace Sandel™

ANSELL

Fixation par liens et fermeture par clamp

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1031700C	Fixation par liens - Grand modèle 36 x 18,5 cm - 28 g - Couche externe en non-tissé	25	50
1031600B	Petit modèle 35 x 13,5 cm - 22 g - Couche externe en non-tissé	25	50



Vessie à glace Pic®

PIKDARE

Vessie en tissu avec bouchon de sécurité

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
123021	Poche 500 ml Ø 28 cm - Tissu double épaisseur - Bouchon Ø 9 cm - Température mini tolérée -15 C	6	-



Bouillote Pic®

PIKDARE

Bouillote avec housse

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
124091	Double paroi de caoutchouc naturel et PVC - Housse polaire	6	-

DÉPENDANCE

SUPPORTS EN PLASTIQUE



Bassin pour chaise pot
 CURAS
 Support plastique pour bassin Hygiene Pulp™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
08111	1,7 L - A utiliser avec réf. 08001	1	20



Bassin pour lit
 CURAS
 Support plastique pour bassin Hygiene Pulp™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
08110	2L - A utiliser avec réf. 08000	1	20

CONTENANTS BIODÉGRADABLES EN FIBRES DE CELLULOSE



Bassin Hygiene Pulp™ pour lit
 CURAS
 Bassin 100% biodégradable adaptable au bassin plastique

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
08001	1,7 L - Avec couvercle - L34 x P28 x H8 cm	150	-



Bassin Hygiene Pulp™ pour chaise pot
 CURAS
 Bassin 100% biodégradable adaptable au bassin plastique

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
08000	2L - Avec couvercle - L32 x P37 x H10 cm	180	-



Urinal Hygiene Pulp™
 CURAS
 Urinal en cellulose 100% biodégradable

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
08056	Urinal droit 1 L avec gel SAP - Avec couvercle et règle graduée - L24,5 x l11 x H8 cm	28	-
08051	Urinal droit 900 ml - L18 x l11 x H6,5 cm	96	-



Haricot Hygiene Pulp™
 CURAS
 Haricot en cellulose 100% biodégradable

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
08071	700 ml - L250 x P130 x H50 mm	300	-
08070	700 ml - L255 x P140 x H48 mm	600	-
08068	600 ml - L240 x P114 x H48 mm	250	1000

GÉLIFIANTS POUR CONTENANTS



Gélifiant SAP

CURAS

Gélifiant SAP en poudre

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
08100	Sachet soluble de 6 g - L55 x l30 x H10 mm - Capacité d'absorption 500-1000 ml	100	2400
08101	Bouteille de 750 g - L820 x l850 x H230 mm	1	12

Agent gélifiant

MEDTRONIC

Agent gélifiant en poudre

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1180310545	Flacon de 1 kg	1	-

SOIN RECTAL

Ensemble pour lavement rectal

MEDTRONIC

Ensemble Argyle™ non stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8888342303	Lavements rectaux, contrastes radiologiques - Poche 1,5L + anse de fixation - Tubulure souple et translucide 145 cm - Sondes rectale CH 20 prélubrifiée - 1 champ 41 x 47 cm	50	-



Sonde rectale Pennine

PENNINE

En PVC satiné - L 40 cm - 2 oeils latéraux décalés

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
RC-1818/1	CH18 - Ø 6 mm - godet rouge	100	-
RC-1820/1	CH20 - Ø 6,66 mm - godet jaune	100	-
RC-1822/1	CH22 - Ø 7,33 mm - godet mauve	100	-
RC-1824/1	CH24 - Ø 8 mm - godet bleu	100	-
RC-1826/1	CH26 - Ø 8,66 mm - godet blanc	100	-

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
RC-1828/1	CH28 - Ø 9,33 mm - godet gris	100	-
RC-1830/1	CH30 - Ø 10 mm - godet vert	100	-

ACCESSOIRES POUR ÉCHOGRAPHIE



Protège-sonde Pic®

PIKDARE

Protège-sonde en latex naturel non stérile - En boîte distributrice

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
901442	Protège-sonde vaginale/rectale - T.1 Ø 37 mm - L 19.2 cm	144	-
921442	Protège-sonde lombaire - T.2 Ø 52 mm - L 19,2 cm	144	-



Protège-sonde Manix® Pro

ANSELL

Protège-sonde pour échographie

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
PROBE144E	Protège-sonde lisse non lubrifié sans réservoir	144	2880

SACS MULTI-USAGES




Hygiene Control Bag

CURAS

Sachet ajustable à utiliser sur les bols Hygiene Pulp™ - Avec ficelle de serrage

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
10001	49 x 47 cm - 10 L - Blanc	1000	-

UROLOGIE



SONDES VÉSICALES

SONDES DE FOLEY

- Sondes de Foley 100% silicone

Sonde de Foley 100 % silicone

SECURMED

Sonde droite - Homme - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
11501322121	L 40 cm - Ballonnet 5/10 ml- CH 12	10	200
11501322141	L 40 cm - Ballonnet 5/10 ml - CH 14	10	200
11501322161	L 40 cm - Ballonnet 5/10 ml- CH 16	10	200
11501322181	L 40 cm - Ballonnet 5/10 ml - CH 18	10	200
11501322221	L 40 cm - Ballonnet 5/10 ml - CH 22	10	200

- Sondes de Foley en latex siliconé



Sonde de Foley en latex siliconé

CURAS

Sonde droite 2 voies - Utilisation moyenne durée (14 jours) - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
20106	Homme - L 40 cm - Ballonnet 10 ml - CH 12 - Blanc	20	400
20107	Homme - L 40 cm - Ballonnet 10 ml - CH 14 - Vert clair	20	400
20108	Homme - L 40 cm - Ballonnet 10 ml - CH 16 - Orange	20	400
20109	Homme - L 40 cm - Ballonnet 10 ml - CH 18 - Rouge	20	400
20111	Homme - L 40 cm - Ballonnet 10 ml - CH 22 - Violet	20	400



Sonde de Foley Curity™ de type Tiemann en latex siliconé

MEDTRONIC

Sonde béquillée 2 voies - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
9814-02	L 40 cm - Ballonnet 10 ml - CH 14 - Vert	12	-
9816-02	L 40 cm - Ballonnet 10 ml - CH 16 - Orange	12	-
9818-02	L 40 cm - Ballonnet 10 ml - CH 18 - Rouge	12	-
9820-02	L 40 cm - Ballonnet 10 ml - CH 20 - Jaune	12	-

SONDES VÉSICALES SANS BALLONNET

• Sondes vésicales sans ballonnet pré-lubrifiées droites




Sonde vésicale pré-lubrifiée

PENNINE

Sonde droite sans ballonnet - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
NC-1608	Homme - L 40 cm - CH 08	100	-
NC-1610	Homme - L 40 cm - CH 10	100	-
NC-1612	Homme - L 40 cm - CH 12	100	-
NC-1614	Homme - L 40 cm - CH 14	100	-
NC-1616	Homme - L 40 cm - CH 16	100	-
FC-1608	Femme - L 18 cm - CH 08	100	-
FC-1610	Femme - L 18 cm - CH 10	100	-
FC-1612	Femme - L 18 cm - CH 12	100	-
FC-1614	Femme - L 18 cm - CH 14	100	-
FC-1616	Femme - L 18 cm - CH 16	100	-



Sonde vésicale de type NELATON

PENNINE

Sonde droite sans ballonnet - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
FC-1406/1	Femme - L 23 cm - CH 06 - vert clair	100	1000
FC-1408/1	Femme - L 23 cm - CH 08 - bleu clair	100	1000
FC-1410/1	Femme - L 23 cm - CH 10 - noir	100	1000
FC-1412/1	Femme - L 23 cm - CH 12 - blanc	100	1000
FC-1414/1	Femme - L 23 cm - CH 14 - vert foncé	100	1000
FC-1416/1	Femme - L 23 cm - CH 16 - orange	100	1000
FC-1418/1	Femme - L 23 cm - CH 18 - rouge	100	1000
NC-1206/SW/1	Homme - L 38 cm - CH 06 - vert clair	100	500
NC-1208/SW/1	Homme - L 38 cm - CH 08 - bleu clair	100	500
NC-1210/SW/1	Homme - L 38 cm - CH 10 - noir	100	500
NC-1212/SW/1	Homme - L 38 cm - CH 12 - blanc	100	500
NC-1214/SW/1	Homme - L 38 cm - CH 14 - vert foncé	100	500
NC-1216/SW/1	Homme - L 38 cm - CH 16 - orange	100	500
NC-1218/SW/1	Homme - L 38 cm - CH 18 - rouge	100	500
NC-1220/SW/1	Homme - L 38 cm - CH 20 - jaune	100	400

• Sondes vésicales sans ballonnet non lubrifiées béquillées



Sonde vésicale de type TIEMANN

PENNINE

Sonde béquillée sans ballonnet - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
NC-1708	Homme - L 38 cm - CH 08 - bleu clair	100	500
NC-1710	Homme - L 38 cm - CH 10 - noir	100	500
NC-1712	Homme - L 38 cm - CH 12 - blanc	100	500
NC-1714	Homme - L 38 cm - CH 14 - vert foncé	100	500
NC-1716	Homme - L 38 cm - CH 16 - orange	100	500

ACCESSOIRES POUR SONDÉS VÉSICALES

• Fossets pour sondes vésicales



Fosset pour sonde

SECURMED

Fosset cannelé avec rebord de préhension

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
11201102001	Pour petit et gros godet - L 5,5 cm	100	3000



Fosset pour sonde

PENNINE

Fosset lisse avec prise de préhension

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
CS-9003/1	Pour petit et gros godet - L 7,8 cm	100	-

• Tubulures pour sondes vésicales



Tubulure Uromatic

BAXTER

Tubulure pour irrigation continue

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
E5MC4007N	(C4007N) Tubulure en Y stérile - Ch. compte-gouttes - Clamps de Robert - Clamp métallique - connecteur - Embout terminal avec Manchon raccord Latex	25	100
E5MC4002	(C4002) Tubulure simple stérile - Ch. compte-gouttes - Rampe à molette NTS - Embout terminal avec Manchon raccord Latex	50	-



Tubulure d'irrigation urologique

BEXEN

Tubulure stérile - Avec perforateur, chambre, régulateur de débit à roulette, extrémité distale avec raccord en silicone lubrifié

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
091.02	L 210 cm - 2 voies	30	-
091.01	L 187 cm - 1 voie	30	-

POCHES URINAIRES

POCHES URINAIRES NON STÉRILES

• Poches urinaires non stériles avec valve anti-retour + robinet push pull

Poche SecurDrain®

SECURMED

2 L - Poche non stérile - Avec valve anti-retour - Durée de pose <48h

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
001019037903	Tubulure 90 cm - Robinet push/pull	200	-



Poche Epurine®

France Partenaires Médical

2 L - Poche non stérile LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
EPURINE200 LPPR	Par sachet de 10 u	200	-
EPURINE120 LPPR	Par sachet de 30 u	120	-
EPURINE10 LPPR	Code ACL ou CIP 7103424	10	-

• Poches urinaires non stériles avec valve anti-retour + robinet en croix



Poche C2

CURAS

2 L - Poche non stérile en sachet unitaire

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
20425	Tubulure 90 cm - Robinet push/pull	250	-
20424	Tubulure 90 cm - Robinet en croix	250	-

• Poches urinaires non stériles standards

Poche SecurDrain®

SECURMED

2 L - Poche standard non stérile - Sans valve anti-retour - Tubulure 90 cm - Durée de pose <48h

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
001019017903	Tubulure 90 cm	200	-

• Poches urinaires de récupération



Poche de récupération SecurDrain®

SECURMED

2 L - Poche non stérile de récupération des urines - Spécial urimètres et poches à système clos

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8019017107	Tubulure 10 cm - Godet femelle - 2 œillets de suspension - clamp escargot	400	-



Poche C3 de récupération

CURAS

2 L - Poche non stérile de récupération des urines - En sachet unitaire Cleanpak™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
20460	Avec gel SAP et fosset - Valve anti-retour - Embout conique - Corde ajustable	200	-
20461	Valve anti-retour - Embout conique - Corde ajustable	300	-

• Poches urinaires non stériles de jambe



Poche de jambe SecurDrain®

SECURMED

0,5 L - Poche de jambe non stérile - Avec valve anti-retour

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
001016134500	Tubulure 50 cm - Lanières velcro - Robinet de vidange	10	80

POCHES URINAIRES STÉRILES

• Poches urinaires stériles de courte durée avec site de prélèvement avec aiguille



Poche C4

CURAS

2 L - Poche stérile à système clos - Durée de pose 10 jours - Valve anti retour

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
20481	Avec site de prélèvement avec aiguille - Robinet en croix - Tubulure 100 cm - Clamp	100	-

Poche SM4HD LPPR

France Partenaires Médical

2 L - Poche stérile à système clos - LPPR - Courte durée - Avec valve anti retour

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
ACL 7410037	Avec site de prélèvement sans aiguille - Robinet en croix Push Pull - Tubulure 90 cm	10	-



Poche SM4L SecurDrain®

SECURMED

2 L - Poche stérile à système clos - Courte durée - Avec valve anti retour

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
001011067908	Avec site de prélèvement avec aiguille - Robinet en croix - Tubulure 90 cm - Crochet	50	50
001011067901	Avec site de prélèvement avec aiguille - Robinet en croix - Tubulure 90 cm	100	-

• Poches urinaires stériles de courte durée avec site de prélèvement sans aiguille



Poche C4

CURAS

2 L - Poche stérile à système clos - Durée de pose 10 jours - Valve anti retour

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
20480	Avec site de prélèvement sans aiguille - Robinet en croix - Tubulure 100 cm - Clamp	100	-



Poche C6

CURAS

2 L - Poche stérile à système clos - Longue durée - Valve anti retour - Robinet en croix

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
20560	Avec site de prélèvement sans aiguille - Tubulure 110 cm - Filtre à air, piège à bactéries, double crochet, clamp, free flow	80	-



Poche SM4L SecurDrain@

SECURMED

2 L - Poche stérile à système clos - Courte durée - Avec valve anti retour

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
00101106790D	Avec site de prélèvement sans aiguille - Robinet en croix - Tubulure 90 cm	100	-



Poche SM5000C

SECURMED

5 L - Poche stérile à système clos - Longue durée - Avec valve anti retour - Tubulure 90 cm

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
004011C2B903	Avec site de prélèvement sans aiguille - Robinet en croix - Filtre à air, crochet et clamp - Chambre compte-gouttes	20	-

• Poches urinaires stériles grande capacité avec pince croco

Poche Pahsco

PAHSCO

5 L - Poche stérile à système clos - Avec valve anti-retour, chambre anti-bactéries avec filtre

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
5140000113	Avec site de prélèvement sans aiguille - Vidange pince crocodile - Double crochet, clamp et pince à drap	20	-

• Poches urinaires stériles grande capacité avec robinet en croix



Poche C8

CURAS

4 L - Poche stérile à système clos - Durée de pose 21 jours - Avec site de prélèvement sans aiguille - Valve anti retour - Robinet en croix

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
20620	Tubulure 120 cm - Robinet en croix - Filtres à air, chambre piège à bactéries - Double crochet - Clamp plat	30	-
20621	Tubulure 120 cm - Robinet en croix - Filtres à air, chambre piège à bactéries - Double crochet - Clamp plat - Avec poire de décaillotage	20	-

Poche préconnectée Pahsco - Silicone

PAHSCO

2 L - Poche stérile à système clos avec sonde de Foley droite 100% silicone - Avec site de prélèvement sans aiguille

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
M06059	CH 12 - Valve anti-retour - Robinet - Filtre - Double crochet - Clamp - Pince à drap	20	-
M06061	CH 14 - Valve anti-retour - Robinet - Filtre - Double crochet - Clamp - Pince à drap	20	-
M06062	CH 16 - Valve anti-retour - Robinet - Filtre - Double crochet - Clamp - Pince à drap	20	-
M06063	CH 18 - Valve anti-retour - Robinet - Filtre - Double crochet - Clamp - Pince à drap	20	-
M06064	CH 20 - Valve anti-retour - Robinet - Filtre - Double crochet - Clamp - Pince à drap	20	-



Poche SM4000C

SECURMED

4 L - Poche stérile à système clos - Longue durée - Avec valve anti retour - Tubulure 90 cm

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
004011G1A903	Avec site de prélèvement sans aiguille - Robinet en croix - 2 filtres à air, piège à bactéries - Crochet - Clamp plat	20	-



Poche préconnectée SM7 - Silicone

SECURMED

2 L - Poche stérile à système clos avec sonde de Foley droite 100% silicone - Longue durée - Avec site de prélèvement sans aiguille

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
0100112E21CA	CH 12 - Robinet en croix - Chambre de gouttage avec filtre - Piège à bactéries	40	-
0100112E21CB	CH 14 - Robinet en croix - Chambre de gouttage avec filtre - Piège à bactéries	40	-
0100112E21CC	CH 16 - Robinet en croix - Chambre de gouttage avec filtre - Piège à bactéries	40	-
0100112E21CD	CH 18 - Robinet en croix - Chambre de gouttage avec filtre - Piège à bactéries	40	-
0100112E21CE	CH 20 - Robinet en croix - Chambre de gouttage avec filtre - Piège à bactéries	40	-

ACCESSOIRES POUR POCHE URINAIRES

• Crochets pour poches urinaires




Crochet double réutilisable

CURAS

Crochet non stérile (stérilisable) pour poches à urine standard

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
09440	16 x 8 cm - Bleu	25	600



Crochet double réutilisable

ANSELL

Crochet de suspension pour poche urologique

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1434310	S'adapte sur la plupart des montants de lit - Bleu	50	-

URIMÈTRES - DIURÈSE HORAIRE

URIMÈTRES



Système clos de diurèse horaire

ANSELL

Urimètre de 450 ml - Avec site de prélèvement sans aiguille

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
MO6450	Tubulure 150 cm avec clamp et pince à drap	10	-



Urimètre Urimetrix™

BIOMETRIX

Appareil à diurèse horaire - Urimètre de 500 ml avec site de prélèvement sans aiguille

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
UA-0100	Tubulure 150 cm - Crochet	10	-
UA-X0100	Tubulure 115 cm - Crochet	10	-

RESPIRATOIRE



HUMIDIFICATION

HUMIDIFICATEURS



Humidificateur pré-rempli Aquapak™

TELEFLEX

Stérile - Flacon d'eau distillée avec adaptateur d'humidification

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
400640	650 ml - Adaptateur pour connexion débitmètre de type US	10	-
006-40F	650 ml - Adaptateur pour connexion débitmètre de type FR	10	-
400340	340 ml - Adaptateur pour connexion débitmètre de type US	20	-
003-40F	340 ml - Adaptateur avec pas de vis français	20	-



Flacon d'eau distillée Aquapak®

TELEFLEX

Flacon d'eau distillée stérile avec ou sans NaCl

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
400301	340 ml - Sans adaptateur	20	-



Adaptateur d'humidification Aquapak™

TELEFLEX

Adaptateur stérile pour humidificateur pré-rempli Aquapak™

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
400040	Connexion débitmètre type US 9/16	120	-

NÉBULISATION

NÉBULISEURS



Mini nébuliseur Micro Mist™

TELEFLEX

Mini nébuliseur 6 ml avec connexion 22 mm mâle

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
41894	Avec masque pédiatrique - Tubulure 2,10 m	50	-
41893	Avec masque adulte - Tubulure 2,10 m	50	-
41892	Embout buccal - Pièce en T (22F/22M) - Tubulure 2,10 m	50	50
41890	Cuve de recharge seule	50	50
41883	Embout buccal - Raccord en T (22F/22M) - Tube réservoir - Tubulure 2,10m	50	50

Mini nébuliseur Up Draft™

TELEFLEX

Mini nébuliseur 15 ml

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
41710	Avec masque adulte - Tubulure 2,10 m	50	-

Mini nébuliseur Up Draft II™ Opti Neb

TELEFLEX

Mini nébuliseur 8 ml

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
41705	Avec masque adulte - Tubulure 2,10 m	50	50

MASQUES AÉROSOL



Masque aérosol

TELEFLEX

Non stérile - Sans tubulure - En vinyle transparent

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
41085	Masque facial pédiatrique - Connexion 22 mm	50	50
1083	Masque facial adulte - Connexion 22 mm	50	-

OXYGÉNOTHÉRAPIE

LUNETTES À OXYGÈNE

• Lunettes à oxygène adulte à embout droit



Lunette à O Softech®

TELEFLEX

Lunette non stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1103	Adulte - Embout droit - Lumière standard - Tubulure 2,10 m	50	-

• Lunettes à oxygène adulte à embout évasé



Lunette à O Softech®

TELEFLEX

Lunette non stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1104	Adulte - Embout évasé - Lumière standard - Tubulure 2,10 m	50	-

• Lunettes à oxygène pédiatrique à embout droit

Lunette à O Softech®

TELEFLEX

Lunette non stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
41828	Néo-natal - Modèle souple Softech™ - Embout droit - Lumière en étoile - Tubulure 2,10 m	50	-
41826	Pédiatrique - Modèle souple Softech™ - Embout droit - Lumière en étoile - Tubulure 2,10 m	50	-

MASQUES À OXYGÈNE

• Masques à oxygène adulte haute concentration



Masque à O à haute ou très haute concentration

TELEFLEX

Non stérile - Avec tubulure 2,10 m

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
41060	Masque adulte - Très haute [O] 80-100 % - 2 événements expiratoires - 1 valve anti-retour	50	-
1059	Masque adulte - Haute [O] 60-80 % - 1 événement expiratoire - 1 valve anti-retour	50	-
41007	Masque adulte - Haute [O] 50-60 % - Sans événement expiratoire - Sans valve anti-retour	50	-

• Masques à oxygène adulte moyenne concentration



Masque à O See-Thru® à moyenne concentration

TELEFLEX

Non stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1049	Masque adulte - Moyenne [O] 30-50 %	50	-
1041	Masque adulte - Moyenne [O] 30-50 % - Avec tubulure 2,10 m	50	-

• Masques à oxygène pédiatrique haute concentration



Masque à O à haute ou très haute concentration

TELEFLEX

Non stérile - Avec tubulure 2,10 m

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
41058	Masque pédiatrique - Haute [O] 60-80 % - 1 événement expiratoire - 1 valve anti-retour	50	-

• Masques à oxygène pédiatrique moyenne concentration




Masque à O See-Thru® à moyenne concentration

TELEFLEX
Non stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
41042	Masque pédiatrique - Moyenne [O] 30-50 % - Avec tubulure 2,10 m	50	-

TUBULURES À OXYGÈNE



Tubulure à O

TELEFLEX
Tubulure non stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1115	Lumière standard - L 2,10 m	50	50



Tubulure à O universelle Argyle™

MEDTRONIC
Tubulure à renflement non stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8888230201	Renflement tous les 90 cm - En rouleau de 3 mm x 30 m	1	-

ASPIRATION

ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS

• Aspirateurs de mucosités 1 sonde



Aspirateur de mucosités

PENNINE
Aspirateur de mucosités 1 sonde - Sans filtre

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
ME-8108	CH08 - Réservoir 20 ml	75	150
ME-8110	CH10 - Réservoir 20 ml	75	150
ME-8112	CH12 - Réservoir 20 ml	75	150
ME-8114	CH14 - Réservoir 20 ml	75	150

• Aspirateurs de mucosités 2 sondes



Aspirateur de mucosités

PENNINE
Aspirateur de mucosités avec double sonde interchangeable - Sans filtre

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
ME-6008	CH06 / CH10 - Réservoir 20 ml	100	-

SONDES D'ASPIRATION TRACHÉO-BRONCHIQUE



Sonde d'aspiration trachéo-bronchique adulte

PENNINE
L 53 cm - Avec godet femelle

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
SC-1006/53/1	CH 06 - 1 Œil latéral - godet vert clair	100	1000
SC-1008/53/1	CH 08 - 1 Œil latéral - godet bleu clair	100	1000
SC-1010/53/1	CH 10 - 1 Œil latéral - godet noir	100	1000
SC-1012/53/1	CH 12 - 1 Œil latéral - godet blanc	100	1000
SC-1014/53/1	CH 14 - 1 Œil latéral - godet vert foncé	100	1000
SC-1016/53/1	CH 16 - 1 Œil latéral - godet orange	100	1000
SC-1018/53/1	CH 18 - 1 Œil latéral - godet rouge	100	1000
SC-1008/53/DE/1	CH 08 - 2 Œils latéraux décalés - godet bleu clair	100	1000

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
SC-1010/53/DE/1	CH 10 - 2 CÉils latéraux décalés - godet noir	100	1000
SC-1012/53/DE/1	CH 12 - 2 CÉils latéraux décalés - godet blanc	100	1000
SC-1014/53/DE/1	CH 14 - 2 CÉils latéraux décalés - godet vert foncé	100	1000
SC-1016/53/DE/1	CH 16 - 2 CÉils latéraux décalés - godet orange	100	1000
SC-1018/53/DE/1	CH 18 - 2 CÉils latéraux décalés - godet rouge	100	1000

TRACHÉOTOMIE

CANULES DE TRACHÉOTOMIE

• Canules de trachéotomie avec ballonnet



Canule de trachéotomie Shiley™ Tracheosoft™ XLT™ - Avec chemise interne à usage unique

MEDTRONIC

Canule de trachéotomie extra-longue - Avec extension distale ou proximale - Avec ou sans ballonnet

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
70XLTC	T 7 mm - L 10 cm - Avec ballonnet	1	-
70XLTD	T 7 mm - L 10 cm - Sans ballonnet	1	-

• Canules de trachéotomie avec ballonnet et chemise interne fenêtrées



Canule de trachéotomie Shiley™ - Adulte - Avec chemise interne à usage unique

MEDTRONIC

Avec ballonnet - Fenêtrée - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8DFEN	T 8 mm	1	-
6DFEN	T 6 mm	1	-



Canule de trachéotomie Shiley™ - Adulte - Avec chemise interne réutilisable

MEDTRONIC

Avec ballonnet - Fenêtrée - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
4FEN	T 4 mm	1	-
6FEN	T 6 mm	1	-
8FEN	T 8 mm	1	-
10FEN	T 10 mm	1	-

• Canules de trachéotomie avec ballonnet et chemise interne non fenêtrées



Canule de trachéotomie Shiley™ - Adulte - Avec chemise interne réutilisable

MEDTRONIC

Avec ballonnet - Non fenêtrée - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
10LPC	T 10 mm	1	-
6LPC	T 6 mm	1	-
8LPC	T 8 mm	1	-

• Canules de trachéotomie sans ballonnet avec chemise interne fenêtrées




Canule de trachéotomie Shiley™ - Adulte - Avec chemise interne à usage unique

MEDTRONIC

Sans ballonnet - Fenêtrée - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8DCFN	T 8 mm	1	-
6DCFN	T 6 mm	1	-



Canule de trachéotomie Shiley™ - Adulte - Avec chemise interne réutilisable

MEDTRONIC

Sans ballonnet - Non fenêtrée - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8LGT	Pour laryngectomie - T 8 mm	1	-
10CFN	T 10 mm	1	-
4CFN	T 4 mm	1	-
6CFN	T 6 mm	1	-
8CFN	T 8 mm	1	-

• Canules de trachéotomie sans ballonnet avec chemise interne non fenêtrées



Canule de trachéotomie Shiley™ - Adulte - Avec chemise interne réutilisable

MEDTRONIC

Sans ballonnet - Non fenêtrée - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
6CFS	T 6 mm	1	-
8CFS	T 8 mm	1	-
10CFS	T 10 mm	1	-
4CFS	T 4 mm	1	-

• Canules de trachéotomie sans ballonnet sans chemise interne



Canule de trachéotomie Shiley™ - Pédiatrique

MEDTRONIC

Sans ballonnet - Canule longue - Sans chemise interne - LPPR

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
6.5PDL	T 6.5 mm	1	-

ACCESSOIRES DE CANULES DE TRACHÉOTOMIE

Chemise interne pour canules de trachéotomie Shiley™

MEDTRONIC

Chemise interne de rechange (temporaire) pour canules LPC, FEN, CFS, CFN

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8SIC	T 8 mm	10	-



Chemise interne à usage unique pour canules de trachéotomie Shiley™

MEDTRONIC

Chemise interne à usage unique pour canules DCT, DFEN, DCFS, DCFN

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
6DIC	T 6 mm	10	-
8DIC	T 8 mm	10	-



Chemise interne fenêtrée à usage unique pour canules de trachéotomie Shiley™

MEDTRONIC

Chemise interne à usage unique pour canules DFEN, DCFN

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
6DICFEN	T 6 mm	10	-
8DICFEN	T 8 mm	10	-



Capuchon pour chemise interne fenêtrée

MEDTRONIC

Capuchon pour chemise interne fenêtrée réutilisable des canules FEN et CFN

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
CAP	Capuchon pour chemise interne fenêtrée réutilisable des canules FEN et CFN - Raccord 15 mm	10	-



Bande de fixation pour canule de trachéotomie

MEDTRONIC

Bande de fixation standard avec attache velcro

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
321-05	Grand modèle pour canule de trachéotomie adulte	10	-



Collier pour canule de trachéotomie

MEDTRONIC

Collier pour canules adultes et enfants

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
TTH	Fixation velcro ajustable en 2 parties	10	-



Valve de phonation pour canule de trachéotomie

MEDTRONIC

Raccord 15 mm / ISO standard

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
SSVO	Valve de phonation avec membrane en silicone + site d'oxygénation	2	-
SSV	Valve de phonation avec membrane en silicone	2	-



Masque de trachéotomie

TELEFLEX

Masque non stérile en vinyle transparent

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
1075	Connexion 22 mm - Masque de trachéotomie adulte	50	50



Nez artificiel Tracheolife II™

MEDTRONIC

Nez artificiel stérile

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
353/19004	Coque en PVC - Membrane en cellulose et CaCl - 8,5 g - 16 ml	25	-

Pansement pour trachéotomie

MEDTRONIC

Pansement en mousse avec partie absorbante et non absorbante

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
340TG	11 x 7 cm - En mousse de polyuréthane	25	-

SPIROMÉTRIE

SPIROMÈTRES À PATIENT UNIQUE



Spiromètre Triflo® II

TELEFLEX

Spiromètre débitmétrique d'entraînement à l'inspiration profonde

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8884717395	Destiné à la thérapie de l'inspiration maximale - 3 chambres	12	-



Spiromètre Voldyne®

TELEFLEX

Spiromètre volumétrique d'entraînement à l'inspiration profonde

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
8884719041	Respiflo VS 2500 - Pour patient adulte à faible capacité respiratoire - 2 chambres	12	-
8884719033	Respiflo VS 5000 - Pour patient adulte - 2 chambres	12	-

OXYMÈTRES DE POULS



Moniteur portable SpO2 Nellcor®

MEDTRONIC

Oxymètre de pouls portable PM10N avec capteur DS100A Nellcor Oximax

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
PM10NDSKITFR	Enregistre jusqu'à 80h de données de tendances - Autonomie de 8h à 20h - 7 x 15,6 x 3,2 cm - poids 274 g	1	-



Système individuel de surveillance de la SpO2 Nellcor®

MEDTRONIC

Oxymètre de pouls portable PM100N avec capteur Oximax

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
PM100NKIT	Enregistre jusqu'à 96h de données de tendances - Autonomie de 5h (option 10 et 15h) - Mode standard/domicile/sommeil - 25,5 x 8,2 x 15,5 cm - poids 1,6 kg	1	-

CAPNOGRAPHES



Capnographe Capnostream® 20

MEDTRONIC

Capnographe de chevet et oxymètre de pouls

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
CS08652-02	Moniteur EtCO2 et SPO2 - Gestion des alarmes - Analyse des tendances sur 72h - Sans imprimante	1	-
CS08658	Moniteur EtCO2 et SPO2 - Gestion des alarmes - Analyse des tendances sur 72h - Avec imprimante	1	-

APPAREILS DE VENTILATION MÉCANIQUE



Pack Nomade POWERPACK 2

MEDTRONIC

Ventilateur portable

Référence	Désignation	U/boîte	U/carton
4098100-EB3	Ventilateur - Batterie Life Li-Ion 10h - Sac de transport bleu - Peut-être utilisé avec les respirateurs de génération 2 (PB 520, PB 560)	1	-



NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

Proposer des dispositifs médicaux de qualité avec la plus grande réactivité et le meilleur accompagnement auprès des professionnels de santé.

ASSURANCE QUALITÉ

Engagées dans une recherche d'amélioration continue de ses dispositifs médicaux, les équipes de Kelis Médicale possèdent les compétences requises pour sélectionner les produits les plus fiables auprès des fabricants internationaux reconnus :

- Kelis Médicale distribue des dispositifs médicaux avec le marquage CE et privilégie des partenaires qui répondent aux normes ISO 9001 et ISO 13485.

- Avant chaque référencement, des tests produits sont systématiquement réalisés avec des grilles d'évaluation : au préalable, en interne et en situation avec des sites pilotes.

DISTRIBUTION

Parce que la réactivité est essentielle pour les soignants et les patients, l'équipe logistique de Kelis Médicale s'engage à répondre à toutes les demandes dans les délais les plus courts et avec la plus grande rigueur :

- Toutes les livraisons dites « standard » sont réceptionnées par le client en 72 heures maximum.

- Plus de 99,9% des livraisons sont conformes à la commande.

- Toutes les commandes peuvent être suivies en temps réel via notre site internet.

SERVICE CLIENT

Nous tenons à faciliter les échanges en privilégiant un interlocuteur unique pour chaque demande client, qu'elle soit de gestion de commande, de prix, d'information produit ou de logistique :

- Le service client est ouvert sans interruption du lundi au vendredi de 9h à 18h.

- Un interlocuteur unique et expérimenté est dédié à la gestion de chaque client.

NOUS CONTACTER



T. 04 42 18 52 00
Du lundi au vendredi de 9h à 18h



T. 04 42 03 55 02



serviceclient@apokelis.com

COMMANDER



Votre espace client sur :
www.kelis-medical.com



T. 04 42 03 55 02



serviceclient@apokelis.com

Vous pouvez suivre vos commandes depuis votre espace client accessible sur www.kelis-medical.com

PRÉAMBULE

La S.A.S. Kelis Médical commercialise et distribue des dispositifs médicaux aux professionnels de santé.

Les présentes Conditions Générales de Vente constituent, conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties.

Le fait de passer commande à Kelis Médical implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes Conditions Générales de Vente, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, documents commerciaux, éventuellement émis par Kelis Médical et qui n'ont aucune valeur indicative.

Aucune condition particulière ou générale d'achat ne peut, sauf acceptation formelle écrite de Kelis Médical, prévaloir sur les présentes Conditions Générales de Vente. Toute condition contraire opposée par le Client sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à Kelis Médical, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le simple envoi d'un accusé de réception de commande ne constitue jamais une acceptation tacite des conditions mentionnées sur la commande du Client.

Kelis Médical se réserve le droit de prévoir des conditions particulières en ce qui concerne certaines commandes spécifiques.

Le fait que Kelis Médical ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

À compter du 01 octobre 2016, elles remplacent les précédentes Conditions Générales de Vente présentes sur les documents commerciaux et sur le site internet.

Article 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les droits et les obligations des parties dans le cadre de la vente sur catalogue et notamment sur le site internet www.kelis-medical.com, des dispositifs médicaux proposés par Kelis au Client.

Les présentes Conditions Générales de Vente ne concernent que les achats effectués par le Client en France. Pour toute livraison hors de France, il convient de le signaler pour obtenir un devis spécifique.

Article 2 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les documents techniques remis au Client demeurent la propriété exclusive de Kelis Médical, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents.

Le Client s'engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de la société Kelis Médical et s'engage à ne les divulguer à aucun tiers.

Article 3 - COMMANDES

La commande est passée soit par un ordre écrit et signé sur papier à en-tête ou portant le cachet du Client, soit en ligne sur le site internet ou par fax.

Le choix des produits s'effectue à partir du catalogue transmis par les services commerciaux ou en ligne et au moyen du formulaire qui figure transmis par les services commerciaux ou sur le site internet exploité par kelis Médical : www.kelis-medical.com.

- Validation de la commande
- Sur internet : Pour que la commande soit validée, le Client doit accepter, en cliquant à l'endroit indiqué, les présentes Conditions Générales de Vente. Il devra aussi choisir l'adresse de livraison. Les informations contractuelles feront l'objet d'une confirmation par voie d'e-mail mentionnant les conditions (prix, délais réserves éventuelles...).
- Par écrit : La vente est considérée comme conclue, lors de l'envoi d'un accusé de réception de commande adressé par kelis Médical au Client. L'accusé de réception mentionne les conditions (prix, délais réserves évenTuelles...) dans lesquelles la commande est enregistrée.

Les commandes transmises à kelis Médical sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de la part de kelis Médical.

Dans certains cas, notamment défaut de paiement, adresse erronée ou autre problème sur le compte du Client, kelis Médical se réserve le droit de bloquer la commande du Client jusqu'à la résolution du problème.

- Modification de la commande
- Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client ne pourra être prise en compte par Kelis Médical que si la demande est faite par écrit y compris par télécopie ou courrier électronique et est parvenue à Kelis Médical au plus tard 8 jours après réception par Kelis Médical de la commande initiale.

En cas de modification de la commande par le Client, Kelis Médical sera déliée des délais convenus pour son exécution.

- Annulation de la commande
- Par le Client : Kelis Médical n'accepte en aucun cas l'annulation d'une commande ferme et régulière passée aux services commerciaux ou par le site internet.

Par Kelis Médical :

L'annulation de la commande de ce produit et son éventuel remboursement seront alors effectués, le reste de la commande demeurant ferme et définitif.

- Suivi de commande
- Pour toute question relative au suivi d'une commande, le Client doit appeler le service clients au numéro indiqué sur le site internet ou transmis par les services commerciaux.

Article 4 - TARIFS

Nos prix s'entendent H.T. emballage, transport non compris. Kelis Médical se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais s'engage à appliquer les tarifs en vigueur indiqués au moment de la commande, sous réserve de disponibilité à cette date.

- Conditions applicables au marché 2017-2018 :
 - Minimum de commande : 60 € H.T.
 - Franco de port et d'emballage pour toute commande supérieure à 300 € HT.
 - Frais administratifs et de livraison appliqués pour :
 - Toute commande de 60 € à 149 € H.T. : 20 € H.T. de frais.
 - Toute commande de 150 € à 300 € H.T. : 15 € H.T. de frais.
 - Sont inclus dans les tarifs, la formation et l'échantillonnage.

Article 5 - RÈGLEMENT

- Modalités de paiement
- Les marchandises sont facturées au Client dès qu'elles sont tenues à sa disposition. Le règlement s'effectue par prélèvement bancaire ou par chèque bancaire. Les délais de règlement sont fixés à 30 jours fin de mois. En cas de paiement anticipé, aucun es-compte n'est accordé. S'il s'agit d'une commande par le site internet, le Client devra entrer ses coordonnées bancaires à l'endroit prévu et confirmer cette saisie par l'ajout de son RIB informatique en pièce jointe du bon de commande.

La Société Kelis Médical se réserve le droit de ne livrer que contre paiement comptant ou, à son choix, moyennant garanties jugées suffisantes.

- Pénalités de retard
- Dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, ou lorsque le règlement intervient au delà du délai fixé par les Conditions Générales de Vente, des pénalités de retard seront appliquées. Ces pénalités seront calculées sur la base de 3 % par mois du montant T.T.C. des sommes dues avec un minimum de 46 €.

- Paiement échelonné
- En cas de paiement échelonné, le défaut de paiement exact d'une seule échéance à la date prévue, entraîne de plein droit et sans mise en demeure, la déchéance des délais de paiement sous quelque forme qu'ils auraient pu être accordés (traite ou autre) et l'exigibilité de toutes sommes quelconques qui resteraient dues à Kelis Médical à quelque titre que ce soit.

Le paiement intégral des sommes exigibles sera effectué par l'acheteur dans les 24 heures de la réception de la mise en demeure, faite par lettre recommandée, et à défaut, la vente sera résolue de plein droit si notre mise en demeure a fait connaître à l'acheteur notre décision à cet effet. Les acomptes déjà versés sont retenus entre nos mains et nous restent acquis à titre de dommages et intérêts.

Article 6 - LIVRAISONS

Les délais de livraison courent à compter de la confirmation de la commande indiquée sur l'accusé de réception par papier ou par mail.

Elle ne sera faite qu'après confirmation du paiement par l'organisme bancaire de Kelis Médical concernant les produits commandés par le site internet.

Pour la livraison en France métropolitaine, les délais de livraison sont de 72h à 96h selon la situation géographique.

Ces délais sont donnés à titre indicatif.

- En cas de retard
- La responsabilité de Kelis Médical ne pourra être engagée, et ce, pour quelque cause que ce soit. Par conséquent, aucune demande d'indemnisation de quelque nature que ce soit ne pourra être réclamée par le Client.

- En cas de force majeure
- Kelis Médical est déliée de tout engagement de livraison des marchandises, auxquels sont assimilés les cas de grève ou de chômage, même partiels, pénurie de matières premières ou de transport.

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Sans réserve à la livraison ou, à défaut, courrier recommandé adressé au transporteur dans les 3 jours, le produit est réputé livré en bon état et ne pourra faire l'objet d'aucune contestation ultérieure, ni de remplacement.

Article 7- CONFORMITÉ DES PRODUITS

Le Client est considéré comme un professionnel qualifié et averti qui doit s'assurer de l'adéquation du des produits commandés en lien avec les exigences et les fonctions souhaitées sur ceux-ci. Les produits sont décrits et présentés avec la plus grande exactitude possible. Toutefois si des erreurs ou omissions ont pu se produire quant à cette présentation, la responsabilité de Kelis Médical ne pourrait être engagée. Les photographies des produits ne sont pas contractuelles.

Tous les produits et fabricants référencés par Kelis Médical font l'objet d'une vérification systématique de leur marquage CE, certification ISO, et toute autre disposition réglementaire.

- Erreur de Commande :
- Le Client devra refuser à la livraison, tout produit faisant l'objet d'une erreur de conformité en nature ou en quantité par rapport aux indications figurant sur le bon de commande. Aucun avoir ne sera effectué.

Article 8 - RÉCLAMATIONS - GARANTIE CONTRACTUELLE

- Tout produit reconnu défectueux par Kelis sera remplacé gratuitement.

Kelis Médical n'accepte de reprendre que les produits à l'état neuf, emballage compris, facturés depuis moins de deux mois. Kelis Médical ne reprend aucun produit périmé (après sa date de péremption) qu'il ait été stérilisé ou non.

- Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans l'accord préalable écrit de la direction Kelis Médical.

- Aucun produit ne sera repris s'il n'a pas été installé ou utilisé dans les règles de l'art selon les recommandations de Kelis Médical.

- La garantie ne saurait en aucun cas rendre Kelis Médical solidairement responsable des obligations mises éventuellement à la charge ou en raison des recours exercés contre Kelis Médical.

- Pour être valide, le retour de marchandises doit être effectué de la façon suivante :
 - La demande doit être effectuée auprès de Kelis dans un délai de 7 jours suivant la livraison. Toute réclamation formulée hors de ce délai ne pourra être acceptée.
 - Les articles doivent être présentés dans leur conditionnement complet (boîtes complètes et intègres, non ouvertes, avec le ruban adhésif d'origine)
 - Les conditionnements doivent ne présenter ni ratures ni inscriptions. Ils doivent être correctement emballés et suffisamment protégés afin qu'ils nous parviennent intacts.

- Le Client doit donner à Kelis Médical toute facilité pour procéder à la constatation des vices/dysfonctionnements et pour y porter remède : il doit, en outre, s'abstenir, sauf accord express de Kelis Médical, d'effectuer elle-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation. Kelis Médical se réserve la possibilité de modifier ses dispositifs de produits, de manière à satisfaire à ses obligations.

- Le principe de la traçabilité impose que le numéro de lot retourné soit le numéro de lot reçu par erreur. Tout lot retourné indûment sera refusé, renvoyé aux frais de l'expéditeur et la régularisation suspendue dans l'attente du numéro de lot correct.

- Le Client ne peut se prévaloir des frais du recours en garantie pour suspendre ou différer ses paiements.

- Dans le cas d'une éventuelle expertise, les frais occasionnés par cette opération pourront être réfacturés au Client si sa responsabilité dans le dysfonctionnement est prouvée.

Tout produit à échanger devra être retourné à Kelis Médical dans les conditions décrites ci-dessus. Les frais de retour sont à la charge du Client.

Article 9 - DROIT DE RÉTRACTATION

Le Client étant un professionnel achetant dans le cadre et pour les besoins de sa profession, il n'y a pas lieu d'appliquer le droit de rétractation applicable aux achats sur le site internet www.kelis-medical.com prévu par le code de la consommation.

Article 10 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Kelis Médical se réserve le droit de propriété des marchandises livrées jusqu'à leur paiement intégral. Le Client demeure responsable de la protection de l'assurance des marchandises livrées (Loi 80335 du 12 Mai 1980 - Article 3). Pendant la durée de la réserve de propriété, les risques et la garde des produits sont transférés au Client. Le Client s'engage à conserver ces produits, de manière telle qu'ils ne puissent être confondus et pouvant être reconnus comme la propriété de Kelis Médical.

En cas de non-paiement total ou partiel du prix, à l'échéance et conformément à l'article 5 des présentes Conditions Générales de Vente, Kelis Médical se réserve la faculté d'exiger la restitution des produits aux frais, risques et périls du Client. Cette restitution n'équivaut pas à la résolution de la vente.

Article 11- RESPONSABILITÉ

- 11.1 Exclusion
- Kelis Médical exclut toute responsabilité au titre de tous dommages indirects subis par le Client, ses salariés, sous-traitants, sous-acquéreurs ou tiers, du fait des produits vendus, tels que, sans que cette liste soit limitative : (i) les pertes ou dommages subis à la suite de réclamations émanant d'un tiers, (ii) les pertes de chiffre d'affaires, d'exploitation, de profit, d'économie, d'opportunité commerciale, ou d'investissements.

De même, aucun recours ni mise en cause ne pourra être exercé contre la société Kelis Médical, aucun dommages et intérêts ne pourra sous aucun prétexte lui être réclamé à l'occasion de différends survenant entre le Client et ses propres Clients.

- 11.2 Limitation de responsabilité et mode de réparation
- Si l'une des parties manque à tout ou partie de ses obligations contractuelles, la partie affectée par ce manquement devra prendre les mesures nécessaires à l'effet de minimiser son préjudice. En tout état de cause, la responsabilité totale de Kelis, au titre de ou en relation avec les produits vendus, ne pourra jamais excéder le montant total de la commande payé par le Client.

- 11.3 Renonciation à recours
- Sauf prescription légale plus courte, toute action devra être exercée par le Client dans un délai maximum d'un (1) an à compter de la date de livraison de la commande.

Article 12 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas de non-respect des obligations à charge du Client, Kelis Médical se réserve le droit de résilier la vente de plein droit, ou d'en suspendre l'exécution. Tout acompte versé restera acquis à titre d'indemnité.

Article 13 - FORCE MAJEURE

Toutes les circonstances indépendantes de la volonté des parties intervenant après la conclusion du contrat et en empêchant l'exécution dans des conditions normales sont considérées comme des faits de force majeure exonératoires de responsabilité. Sont indépendantes de la volonté des parties au sens de cette clause les circonstances qui ne résultent pas d'une faute de la partie qui les invoque ainsi que celles qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir et qu'elles ne pouvaient surmonter ou éviter dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations.

Sont considérés notamment comme des cas de force majeure : les grèves, le gel, les incendies, les tempêtes, les inondations, les épidémies, les guerres, les émeutes, les catastrophes naturelles, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné. Il est expressément précisé que cette liste n'est pas limitative.

La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir par écrit (fax ou e-mail), dans un délai de quarante-huit heures, l'autre partie de leur intervention ainsi que de leur cessation. Le contrat liant les parties sera alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la survenance de l'évènement et jusqu'à sa cessation.

Si par suite d'une des circonstances définies ci-dessus l'exécution du contrat dans un délai raisonnable (supérieur à 3 mois) devient impossible, chacune des parties a le droit de se dégager du contrat par simple notification écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'aucune d'elles ne puisse prétendre à des dommages et intérêts.

Article 14 - NON RENONCIATION

Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre partie à l'une quelconque des obligations visées par les présentes Conditions Générales de Vente ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.

Article 15 - NON VALIDATION PARTIELLE

Si une ou plusieurs stipulations des présentes Conditions Générales de Vente sont tenues comme non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

Article 16 - DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au droit français. Tous litiges ou contestations relèvent de la compétence exclusive des Tribunaux de Lyon.

SERVICE CLIENT

Du lundi au vendredi 9h - 18h

-

T. 04 42 18 52 00

F. 04 42 03 55 02

-

serviceclient@kelis-medical.com

Gant d'examen Vinyle	11	Aiguille sécurisée Huber Plus®	42	Pansement pour prise de sang	68	Cathéter artériel Careflow™	98
Gant d'examen Nitrile	11	Cathéter veineux central en silicone First PICC™	42	Tampon d'alcool Webcol®	68	Aiguille artérielle BD™	98
Gant Micro-Touch® Blue Nitrile	11	Kit L-Cath™ PICC avec introducteur	42	Carrés de coton hydrophile	69	Set de pression Art-Line™	98
Gant Micro-Touch® Nitra-Tex®	12	Pansement Grip-Lok®	43	Garrot BD Vacutainer®	69	Bouton de gastrostomie Mini™ ONE Balloon Button	101
Gant Micro-Touch® Nitra-Tex® EP	12	Pansement Statlock®	43	Seringue BD Preset™	69-70	Bouton de gastro- Mini™ ONE Capsule Non-Balloon Button	102
Gant Micro-Touch® Coated	12	Pansement BD Veca-C™	44	Lancette BD Microtainer® Contact	73	Ligne d'alimentation entérale pour bouton de gastro- Mini™ ONE	103
Gant Gammex® Latex	13	Pansement BD Vecafix™ BD	44	Lancette BD Sentry™	73	Prolongateur d'alimentation pour bouton de gastro- Nutriport*	103
Gamme Encore® Latex Textured	13	Pansement Securifix Plus	44	Dispositif BD Quikheel™	73	Appareil de mesure de la profondeur de la stomie	104
Gant Gammex® Non-Latex	14	Pansement Securifix	44	Lancette standard	74	Sonde de gastrostomie 3 voies Kangaroo™	104
Gant Gammex® Non-Latex PI Micro	14	Pansement 12x14cm	45	Aiguille BD Duo™	74	Sonde de remplacement à ballonnet Corflo	104
Gant Medi-Grip® PF	15	Fixation adhésive Urotape	45	Seringue BD SafetyGlide™	74	Raccord Y Entristar Kangaroo™	105
Gant Medi-Grip® Latex Powder-Free	15	Perfuseur 1 voie	45	Seringue BD Micro Fine™	75	Kit de GPE Corflo®	105
Gant Micro-Touch® Stérile	16	Perfuseur 1 voie avec site d'injection en Y	46	Seringue Pic® Indolor	75	Adaptateur Corlock Twoomey®	105
Masque Anti-Fog	16	Perfuseur avec robinet 3 voies	46	Brosse chirurgicale Medica	77	Sonde d'alimentation entérale nasogastrique	106
Masque à haute filtration	16	Perfuseur de précision 1 voie avec régulateur de débit	46	Brosse chirurgicale E-Z Scrub™	77	Sonde d'alimentation entérale nasojéjunale	106
Masque Child Mask®	17	Régulateur de débit Easydrop	47	Support pour brosses chirurgicales	77	Sonde d'alimentation entérale Kangaroo™	106
Masque Lite One®	17	Transfuseur par gravité simple	47	Lame non sécurisée stérile	78	Sonde de Levin	107
Masque Duckbill Fog-Free	17	Prolongateur avec robinet	47	Manche de bistouri non sécurisé à embout étroit	78	Sonde de Salem PVC Argyle avec valve anti-reflux	107
Masque Fog-Free	18	Valve BD Q-Syte™ prémontée sur prolongateur	48	Lame non sécurisée stérile	78	Pompe de nutrition Kangaroo e-pump™	108
Masque LAZER®	18	Prolongateur avec robinet et valve BD Q-Syte™	48	Manche de bistouri non sécurisé à embout large	79	Pompe de nutrition Kangaroo Joey™	108
Masque - Sosoft	18	Prolongateur polyvalent	48	Lame chirurgicale «Fine»	79	Tubulure ENPlus™ pour pompe Kangaroo Joey™	108
Masque Sandel	18	Prolongateur pour pousse-seringue	49	Manche de bistouri pour lame «Fine»	79	Tubulure ENPlus™ pour pompe Kangaroo E-pump™	109
Masque Care Bear®	19	Valve BD Q-Syte™	49	Bistouri standard	80	Tubulure pour pompe Kangaroo E-pump™	109
Masque Sandel	19	Valve BD Q-Syte™ prémontée sur robinet BD Connecta™	49	Bistouri à lame rétractable	80	Tubulure ENPlus™ double pour pompe Kangaroo E-pump™	109
Masque Protector®	20	Prise d'air	50	Scalpel à embout protecteur Neox™	81	Seringue de nutrition entérale ENfit	110
Masque Ulti-mask	20	Obturbateur BD Obturator™	50	Canule de Yankauer «Derby»	81	Seringue BD Plastipak™	110
Masque Fluidshield®	21	Robinet 3 voies BD Connecta™	51	Canule de Yankauer «Poole»	81	Seringue orale BD™	110
Masque Sandel	21	Bouchon BD™	51	Canule de Yankauer Argyle®	82	Gant de toilette	113
Masque «bec de canard» Fluidshield® N95	21	Bouchon mâle femelle	51	Canule de Yankauer coudée	82	Gant de toilette imperméable	113
Masque Fluidshield®	22	Aiguille BD Microlance™ 3	52	Canule de Yankauer coudée «Selectovac»	82	Bavoir 2 plis	114
Masque Sandel	22	Aiguille BD Eclipse™	52	Canule de Yankauer femelle	83	Lingette sèche pour patient	114
Masque Fluidshield®	22	Aiguille BD™ Blunt	53	Canule de Yankauer pédiatrique	83	Tablier de protection	114
Masque Sandel	23	Aiguille BD™ Blunt filter	53	Tubulure de raccordement	83	Bâtonnet «Conique»	115
Masque «bec de canard» PFR P2	23	Aiguille BD Eclipse™	53-54	Tubulure universelle à renflements	84	Bâtonnet «Etoile 8 raclettes»	115
Masque «bec de canard» PFRP3	23	Aiguille BD Integra™	54	Trousse Handysset® «CESA»	84	Bâtonnet «Mousse à dents»	115
Masque «bec de canard» FFP1 NR Sandel	24	Aiguille BD Microlance™ 3	54-55	Trousse Handysset® «RTU»	85	Bâtonnet Bicamousses®	116
Masque «bec de canard» FFP2 NR Sandel	24	Aiguille pour mésothérapie Pic® Indolor	55	Champ de soins fenêtre centrale Secu-Drape®	85	Bâtonnet Grat'Lang®	116
Masque «bec de canard» FFP3 NR Sandel	24	Seringue BD Plastipak™	56	Champ de soins standard Secu-Drape®	86	Comprimé Bicarômes®	116
Masque Cône Classic®	25	Seringue de précision BD Plastipak™	56	Champ de table renforcé Aquamarine® Secu-Drape®	86	Kit d'examen dentaire	117
Lunette Safeview®	25	Seringue de précision BD Plastipak™	57	Tubulure d'insufflation	87	Sérum physiologique Rino Flux	117
Casaque de chirurgie SMS	26	Seringue BD Emerald™	57	Mini Steam-Star Prion G	87	Rasoir Wilkinson	117
Handyblouse® Rea stérile	26	Seringue BD Discardit™ II	57	Steam-Star	87	Pansement Delicate	118
Handyblouse® «EST»	27	Seringue de précision prémontée BD Plastipak™ avec ...	57	Test de salissure Pure Check® A	88	Pansement universel Classic	118
Blouse visiteur	27	aiguille BD Microlance™ 3 non sertie	57	Test de Bowie-Dick Upstar	88	Pansement adhésif stérile Soffix Med	118
Charlotte à clip	27	Seringue de précision BD Plastipak™ avec aiguille BD ...	58	Tapis décontaminant First Step®	88	Pansement/comresse adhésif imperméable Aquabloc	119
Chemise patient stérile	28	Micro-Fine™+ sertie	58	Poche à instruments simple avec rabat adhésif	89	Pansement Polyskin™ II	119
Couvre-chaussures imperméable	28	Seringue prémontée BD Emerald™ avec aiguille BD ...	58	Paire de ciseaux inox	89	Hydrogel Curafil™	119
Sac à linge avec ouverture et lien soluble	28	Microlance™ 3 non sertie	58	Pince anatomique	90	Pansement Alginate de Calcium Kendall™	119
Set pour pose de perfusion centrale avec seringue pré-remplie ...	31	Seringue BD Integra™	58	Curette	90	Pansement gras Curity™	120
BD PosiFlush™ XS	31	Seringue BD SafetyGlide™ TNT	59	Crayon Skin Marker	90	Pansement hydrocellulaire Kendall Foam™	120
Set de pose sécurisé «Spécial réhydratation» avec cathéter ...	31	Seringue BD PosiFlush™ XS	59	Spéculum de Cusco	91	Champ de soins Medinop®	120
BD Saf-T-Intima™	31	Seringue BD PosiFlush™ SP	59	Spéculum Gynospec®	91	Bande de contention	121
Kit de branchement pour CCI ou CVC avec seringue BD ...	33	Collecteur d'aiguilles BD™	60	Electrode ARBO	91	Compresse de gaze stérile	121
PosiFlush™ Perfudialine	33	Collecteur d'aiguilles AFD	60	Electrode Q-Trace 5400	92	Bande de crêpe	122
Set de débranchement avec seringue BD PosiFlush™	33	Support pour collecteur d'aiguilles AFD	60	Attache de membres Sandel	92	Sparadrap en soie Sensitive Fix	122
Set de détersion pour plaies chroniques	33	Aiguille BD Vacutainer® PrecisionGlide™	63	Tubulure d'irrigation	92	Sparadrap extensible Soffix Stretch	122
Set de suture	34	Aiguille Eclipse™ BD Vacutainer®	63	Canule de Guedel	93	Suture résorbable Biosyn®	123
Set de sondage urinaire et soins hygiène	34	Aiguille Eclipse™ Signal BD Vacutainer®	64	Aiguille BD Yale™	93	Suture résorbable Caprosyn®	124
Cathéter BD Insyte™	37	Unité Safety-Lok™ BD Vacutainer®	64	Aiguille BD™ Intradiscalle	94	Suture résorbable Maxon®	124
Cathéter BD Insyte-N™	37	Unité BD Vacutainer® Push Button	65	Aiguille BD™ Whitacre	94	Suture résorbable Polysorb®	124
Cathéter BD Angiocath™	38	Microperfuseur Pic® Mirage	65	Aiguille BD™ R.B.N.	94	Suture résorbable Velosorb® Fast	125
Cathéter Neoflon™	38	Microperfuseur BD Safety-Lok™	65	Kit Aiguille BD Yale™ et Introducteur	95	Lame coupe-suture	125
Cathéter BD Venflon™ 2	38	Adaptateur BD Vacutainer®	66	Introducteur pour aiguilles spinales	95	Agrafeuse à peau Appose®35	126
Cathéter BD Venflon™ Pro Safety	39	Adaptateur BD Vacutainer® Luer Lok™	66	Kit Aiguille BD™ Whitacre et Introducteur	95	Pince ôte-agrafes	126
Système BD Nexiva™	39	Dispositif de transfert BD Vacutainer®	66	Aiguille BD™ Weiss	96	Pince ôte-agrafes Pext	126
Cathéter BD Insyte Autoguard™	40	Corps BD Vacutainer®	67	Kit BD Perisafe™ Plus	96	Thermomètre Genius 2™	127
Cathéter BD Insyte™ Autoguard™ Blood Control	40	Corps BD Pronto™	67	Seringue BD Epilor™	97	Couvre-sonde pour thermomètre Genius 2™	127
Cathéter BD Insyte-N™ Autoguard™	41	Tube BD Vacutainer® avec bouchon sécurité Hemogard®	67	Aiguille BD Westcott™	97	Tensiomètre ClassicMED	127
Cathéter BD Saf-T Intima™	41	Pansement hémostatique Emo Soffix	68	Aiguille BD™ Chiba	97	Bombe de froid Ice Spray Pic®	128

Poche de froid Fast Ice Pic®	128	Canule de trachéotomie Shiley™ - Adulte - Avec ...	155
Poche à glace «Maxillo faciale»	128	chemise interne réutilisable	155
Vessie à glace Pic®	129	Canule de trachéotomie Shiley™ - Adulte - Avec ...	155
Bouillote Pic®	129	chemise interne à usage unique	156
Bassin pour chaise pot	130	Canule de trachéotomie Shiley™ - Adulte - Avec ...	156
Bassin pour lit	130	chemise interne réutilisable	156
Bassin Hygiene Pulp™ pour lit	130	Chemise interne pour canules de trachéotomie Shiley™	156
Bassin Hygiene Pulp™ pour chaise pot	131	Canule de trachéotomie Shiley™ - Adulte - Avec ...	156
Urinal Hygiene Pulp™	131	chemise interne réutilisable	156
Haricot Hygiene Pulp™	131	Canule de trachéotomie Shiley™ - Pédiatrique	156
Ensemble pour lavement rectal	132	Chemise interne à usage unique pour canules de ...	156
Gélifiant SAP	132	trachéotomie Shiley™	156
Sonde rectale Pennine	132	Chemise interne fenêtrée à usage unique pour canules ...	157
Protège-sonde Pic®	133	de trachéotomie Shiley™	157
Protège-sonde Manix® Pro	133	Capuchon pour chemise interne fenêtrée	157
Hygiene Control Bag	133	Bande de fixation pour canule de trachéotomie	157
Sonde de Foley 100 % silicone	135	Collier pour canule de trachéotomie	157
Sonde de Foley en latex siliconé	135	Valve de phonation pour canule de trachéotomie	158
Sonde de Foley Curity™ de type Tiemann en latex siliconé	135	Masque de trachéotomie	158
Sonde vésicale pré-lubrifiée	136	Nez artificiel Tracheolife II™	158
Sonde vésicale de type NELATON	136	Spiromètre Triflo® II	159
Sonde vésicale de type TIEMANN	137	Spiromètre Voldyne®	159
Fosset pour sonde	137	Moniteur portable SpO2 Nellcor®	159
Poche SecurDrain®	138	Système individuel de surveillance de la SpO2 Nellcor®	159
Tubulure Uromatic	138	Capnographe Capnostream® 20	160
Tubulure d'irrigation urologique	138	Pack Nomade POWERPACK 2	160
Poche SecurDrain®	139		
Poche Epurine®	139		
Poche C2	139		
Poche de récupération SecurDrain®	139		
Poche C3 de récupération	140		
Poche de jambe SecurDrain®	140		
Poche C4	140		
Poche SM4L SecurDrain®	141		
Poche C4	141		
Poche C6	141		
Poche SM4L SecurDrain®	142		
Poche SM7	142		
Poche C8	142		
Poche SM4000C	142		
Poche Pahsco	143		
Poche préconnectée Pahsco - Silicone	143		
Poche SM5000C	143		
Poche préconnectée SM7 - Silicone	144		
Crochet double réutilisable	144		
Crochet double réutilisable	144		
Système clos de diurèse horaire	145		
Urimètre Urimetrix™	145		
Humidificateur pré-rempli Aquapak™	148		
Flacon d'eau distillée Aquapak®	148		
Adaptateur d'humidification Aquapak™	148		
Mini nébuliseur Micro Mist™	149		
Masque aérosol	149		
Lunette à O Softech®	150		
Masque à O à haute ou très haute concentration	151		
Masque à O See-Thru® à moyenne concentration	151		
Masque à O à haute ou très haute concentration	151		
Masque à O See-Thru® à moyenne concentration	152		
Tubulure à O	152		
Tubulure à O universelle Argyle™	152		
Aspirateur de mucosités	153		
Sonde d'aspiration trachéo-bronchique adulte	153		
Canule de trachéotomie Shiley™ Tracheosoft™ XLT™ avec ...	154		
chemise interne à usage unique	154		
Canule de trachéotomie Shiley™ - Adulte avec chemise ...	154		
interne à usage unique	154		
Canule de trachéotomie Shiley™ - Adulte - Avec chemise ...	154		
interne réutilisable	154		





La culture du soin



serviceclient@kelis-medical.com



T. 04 42 18 52 00
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

